

Secretaria de  
Estado de  
Saúde Pública



**LACEN**  
LABORATÓRIO CENTRAL DO ESTADO DO PARÁ

## MANUAL DE COLETA LACEN-PA

Orientações para coleta,  
acondicionamento e transporte  
de amostras biológicas para  
análises laboratoriais.

SECRETARIA DE  
**SAÚDE PÚBLICA**



5ª Edição Revisada  
Junho 2025

## AUTORIDADES

**Helder Zaluth Barbalho**  
Governador do Estado do Pará

**Ivete Gadelha Vaz**  
Secretária de Saúde Pública

**Liliane Ferreira Ferraz**  
Diretora de Vigilância em Saúde

**Alberto Simões Jorge Júnior**  
Diretor Geral LACEN-PA

**Valnete das Graças Dantas Andrade**  
Diretora Técnica LACEN-PA

**Patrícia Miriam Sayuri Sato Barros da Costa**  
Diretora da Divisão de Biologia Médica

**Cristiane Shibata Ikeda**  
Diretora da Divisão da Rede de Laboratórios - DRLAB

**Ana Kelly Gomes da Silva**  
Coordenadora da Qualidade e Biossegurança - CQB

## **EQUIPE TÉCNICA ELABORADORA DA 5ª EDIÇÃO**

Ana Judith Pires Garcia Quaresma  
Andrezza Maria Lucas da Costa Medeiros  
Antonio Carlos Nazaré Monteiro  
Christiane Bentes da Silva  
Gleissy Adriane Lima Borges  
Ilvanete Almeida da Silva  
Jonas França da Cruz  
Jorge Alberto Freitas dos Santos  
José Maria Trindade Marinho  
Kátia Cristina de Lima Furtado  
Luna Luana de Jesus Pantoja  
Maria Amélia de Oliveira da Costa  
Patrícia Miriam Sayuri Sato Barros da Costa  
Raimunda Izaura da Silva Moreira  
Rafaella Bonfim Barros  
Rosa Marcia Saraiva Gentil  
Rosilena Costa Mesquita  
Rubens Einar Correa Dantas  
Shirley Moreira da Silva Chagas  
Susan Beatriz Batista de Oliveira

## **ORGANIZADORES E REVISORES DA 5ª EDIÇÃO**

Bernadete Ferreira de Oliveira  
Cátia Cilene Rosário de Sousa  
Najla Otéro Carvalho  
Patricia Miriam Sayuri Sato Barros da Costa

## SUMÁRIO

<b>1. APRESENTAÇÃO.....</b>	<b>6</b>
<b>2. MISSÃO.....</b>	<b>6</b>
<b>3. VISÃO.....</b>	<b>6</b>
<b>4. VALORES.....</b>	<b>6</b>
<b>5. POLÍTICA DA QUALIDADE E BIOSSEGURANÇA .....</b>	<b>7</b>
<b>6. LOCALIZAÇÃO.....</b>	<b>7</b>
<b>7. CANAIS PARA MANIFESTAÇÃO DOS CLIENTES.....</b>	<b>7</b>
<b>8. HORÁRIO DE ATENDIMENTO .....</b>	<b>8</b>
<b>9. EXAMES REALIZADOS POR SEÇÃO DA DBM/LACEN-PA.....</b>	<b>8</b>
<b>10.ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS AO LACEN PA.....</b>	<b>12</b>
10.1 Orientação Sobre Cadastro das Solicitações nos Sistemas de Informação.....	12
10.1.1 Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL.....	12
10.1.2 Sistema de Informação de Câncer - SISCAN.....	13
10.1.3 Sistema de Controle de Exames Laboratoriais da Rede Nacional de Contagem de Linfócitos CD4+/CD8+ e Carga Viral do HIV - SISCEL .....	13
10.1.4 Sistema Nacional de Triagem Neonatal-SISNEO.....	13
<b>11. ORIENTAÇÃO SOBRE PREENCHIMENTO CORRETO DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA</b>	<b>14</b>
<b>12. IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA.....</b>	<b>14</b>
12.1 Identificação da Amostra em Frasco ou Tubo.....	14
12.2 Identificação de Amostra em Lâminas.....	15
<b>13. ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS PARA TRANSPORTE...</b>	<b>15</b>
13.1 Recipiente da amostra.....	15

13.2 Recipiente para o Transporte e conservação.....	16
13.3 Informações obrigatórias para a embalagem.....	17
13.4 Informações importantes para o envio e transporte de amostras.....	18
13.5 Providências em caso de acidentes.....	19
<b>14. ORIENTAÇÃO SOBRE CRITÉRIOS DE REJEIÇÃO.....</b>	<b>19</b>
<b>15. ORIENTAÇÃO SOBRE ENTREGA DE RESULTADOS DE EXAMES.....</b>	<b>19</b>
<b>16. ORIENTAÇÃO SOBRE MANIPULAÇÃO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS.....</b>	<b>20</b>
<b>17. ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE COLETA DE SANGUE.....</b>	<b>21</b>
17.1 Recomendações do <i>Clinical and Laboratory Standardizations Institute</i> CLSI.....	21
17.2 Tipos de interferentes nas amostras sanguíneas e ações para minimizar a ocorrência.....	21
17.3 Orientações específicas sobre coleta para análises microbiológicas.....	22
<b>18. ORIENTAÇÕES PARA O DESCARTE DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA COLETA.....</b>	<b>22</b>
<b>19. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS POR EXAME.....</b>	<b>23</b>
19.1 Agravos de Notificação .....	23
19.2 Programas de Saúde.....	113
19.2.1 Triagem Neonatal .....	113
19.2.2 Atenção as Doenças Crônicas .....	114
19.2.3 Triagem Pré-Natal .....	120
19.3 Monitoramento da Qualidade da Rede de Laboratórios .....	122
<b>20. REFERÊNCIAS.....</b>	<b>125</b>

## 1. APRESENTAÇÃO

O Laboratório Central do Estado do Pará, LACEN-PA, é um Laboratório de Saúde Pública, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, responsável por coordenar a Rede de Laboratórios Públicos e Privados do Estado que realizam análises de interesse em saúde pública, além de realizar o controle de qualidade analítica da rede estadual, conforme determina a Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017, Seção II, do Capítulo II, Anexo II do Capítulo I (Origem: PRT MS/GM 2031/2004), que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública - SISLAB.

Diante destas competências, o LACEN-PA tem a honra de apresentar a todos os seus clientes e parceiros o **“MANUAL DE COLETA LACEN-PA: ORIENTAÇÕES PARA COLETA, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS PARA ANÁLISES LABORATORIAIS- 5ª Edição revisada”** com a finalidade de sistematizar e padronizar as orientações técnicas para a fase pré-analítica dos ensaios que devem ser cumpridas para o envio de amostras para o LACEN-PA.

Visando sempre a melhoria contínua dos processos executados pelo LACEN-PA, que se inicia com a recepção de uma amostra apropriada (documentação correta e devidamente preenchida, amostra identificada, contendo material biológico coletado corretamente, tendo volume padronizado e manuseada adequadamente, transportada mantendo sua conservação e entregue no prazo), esta iniciativa objetiva garantir a qualidade dos resultados ofertados à população e a satisfação dos nossos clientes.

## 2. MISSÃO

Realizar vigilância laboratorial, garantindo serviços com qualidade, contribuindo para as ações de saúde pública no Estado do Pará.

## 3. VISÃO

Ser referência regional em laboratório de saúde pública com reconhecimento nacional.

## 4. VALORES

Ética, confidencialidade, imparcialidade, credibilidade, competência, humanização, responsabilidade, qualificação, comprometimento e transparência.

## 5. POLITICA DA QUALIDADE E BIOSSEGURANÇA

O LACEN-PA assegura a credibilidade dos resultados dos serviços em vigilância laboratorial, garantindo a validade das análises laboratoriais a partir da correta aplicação dos métodos analíticos preconizados pela legislação e por normas nacionais e internacionais, da qualificação continuada dos profissionais, do compromisso com a confidencialidade, imparcialidade e melhoria contínua dos processos e do cumprimento dos requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade e Biossegurança, com foco na satisfação dos clientes.

## 6. LOCALIZAÇÃO

Avenida Augusto Montenegro, 524, Parque Guajará, Belém-PA, CEP 66823-010.

## 7. CANAIS PARA MANIFESTAÇÃO DOS CLIENTES

### Telefones:

- a) **Para o aconselhamento clínico sobre o pedido de exame ou interpretação de resultados:** dúvidas ou solicitações podem ser resolvidas de forma clara e objetiva com a Diretoria Técnica do LACEN-PA, de segunda a sexta, de 8h00 as 17h00: (91) 3202- 4949;
- b) **Direção:** (91) 3202-4902; 3202-4920;
- c) **Divisão da Rede de Laboratórios - DRLAB:** (91) 3202-4912;
- d) **Divisão de Biologia Médica - DBM:** (91) 3202-4916;
- e) **Seção de Gerenciamento de Amostras - DBM:** (91) 3202-4910; (91) 974007512
- f) **Gerência do Sistema GAL:** 3202-4910; 3202-4915; (91) 974007512
- g) **Unidade de Resposta Laboratorial - URL:** (91) 98571-3358.

### E-mails:

- a) **Direção:** [direcao.lacen@lacen.pa.gov.br](mailto:direcao.lacen@lacen.pa.gov.br)
- b) **Divisão da Rede de Laboratórios - DRLAB:** [gtrelab@hotmail.com](mailto:gtrelab@hotmail.com)
- c) **Divisão de Biologia Médica - DBM:** [dbmlacen@yahoo.com.br](mailto:dbmlacen@yahoo.com.br)
- d) **Seção de Gerenciamento de Amostras - DBM:** [sga.lacen-pa@hotmail.com](mailto:sga.lacen-pa@hotmail.com)
- e) **Gerência do Sistema GAL:** [gallacenpara@gmail.com](mailto:gallacenpara@gmail.com)

## 8. HORÁRIO DE ATENDIMENTO

O atendimento no LACEN-PA para entrega de amostras e recebimento dos laudos citológicos e histopatológicos com os resultados é realizado na **Seção de Gerenciamento de Amostras – SGA** da **Divisão de Biologia Médica – DBM**, conforme quadro abaixo:

Serviço	Dia	Horário
<b>Atendimento para recebimento de amostras dos agravos de interesse em saúde pública e entrega dos laudos citológicos e histopatológicos.</b> <b>Obs.: As amostras para Citohistopatologia só são recebidas de segunda a sexta-feira.</b>	Todos os dias	7h as 18h

## 9. EXAMES REALIZADOS POR SEÇÃO DA DBM/LACEN-PA

SEÇÃO DE BACTERIOLOGIA E MICOLOGIA	
AGRAVO	METODOLOGIA
Antraz/ Carbúnculo	Cultura
Aspergilose	Imunodifusão Radial Dupla e Cultura
Botulismo	Pesquisa de Toxina Botulínica – Bioensaio com camundongo (inoculação intraperitoneal) e Cultura
Brucelose	Sorologia - Teste de Rosa Bengala
Cólera	Cultura
Coqueluche	Cultura
Coqueluche ( <i>Bordetella pertussis</i> )	Biologia Molecular - Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real – qPCR
Criptococose	Imunocromatografia - CrAg
Difteria	Cultura, Reação em cadeia da Polimerase ((PCR)
Doença de Lyme	Enzimaímunoensaio (ELISA) e Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real - qPCR
Doenças Diarreicas Transmitidas por Alimentos - DTA	Cultura, Teste de Sensibilidade
Febre Tifoide	Cultura
Febre Maculosa (Rickettsiose)	Enzimaímunoensaio (Elisa), Reação em Cadeia da Polimerase PCR, Imunofluorescência Indireta (IFI) IgG
Fungos	Micológico Direto, Cultura e Teste de Sensibilidade
Hanseníase	Teste de Sensibilidade
Hanseníase	Biologia Molecular - Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real qPCR
Hanseníase	Teste de Sensibilidade Genotípico - Hibridização de Sonda em Linha - LPA
Histoplasmose	Imunodifusão Radial Dupla
Leptospirose	Biologia Molecular - Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (qPCR)

Leptospirose	Enzimaimunoensaio (ELISA) IgM, Microaglutinação de antígeno anticorpo (MAT), Histopatológico e Imunohistoquímica
Meningite Bacteriana	Reação em cadeia da Polimerase em tempo real (qPCR), Cultura e Teste de Sensibilidade, Genogrupagem de Neisseria Meningitidis
Meningite Viral	Reação em cadeia da Polimerase em tempo real (qPCR)
Micose de Implantação	Micológico Direto e Cultura (Esporotricose, Cromomicose e Doença de Jorge Lobo)
Paracoccidioidomicose	Imunodifusão Radial Dupla
Resistência Bacteriana	Microdiluição em caldo (Resistência a Colistina/Polimixina B e Resistência à Vancomicina), Reação em cadeia da Polimerase em tempo real (qPCR)
Tuberculose	Baciloscopia, Cultura, Teste de Sensibilidade e Teste de Liberação de Interferon-Gamma (IFN-γ) – IGRA
Tularemia	Enzimaimunoensaio
<b>SEÇÃO DE BIOLOGIA MOLECULAR I</b>	
<b>AGRAVO</b>	<b>METODOLOGIA</b>
Citomegalovirose	Reação em cadeia da Polimerase (PCR)
Pesquisa de Enterovírus (Síndrome Pé Mão Boca) Cocksakievírus	Isolamento viral / Reação em Cadeia da Polimerase (RT-PCR)
COVID-19 (SARS-CoV-2)/Influenza A e B	RT-qPCR, Sequenciamento e Histopatológico
Dengue	RT-qPCR, Sequenciamento, Histopatológico – Imunohistoquímica e Isolamento Viral – Inoculação em Células C6/36
Doença de Creutzfeldt Jacob - DCJ (Doença Priônica)	Imunoblot - Pesquisa de Proteína 14-3-3 LIM, Histopatológico – Imunohistoquímica, Pesquisa de Polimorfismo e Mutações/Sequenciamento Direto.
Rotavírus e outros virus gastroentéricos	Reação em cadeia da polimerase (RT- qPCR)
Febre Amarela	RT-qPCR, Histopatológico – Imunohistoquímica e Isolamento Viral – Inoculação em Células C6/36
Febre de Chikungunya	RT-qPCR, Histopatológico – Imunohistoquímica e Isolamento Viral – Inoculação em Células C6/36
Febre de Mayaro e Febre de Oropouche	Reação da Cadeia de Polimerase em Tempo Real (RT-qPCR)
Febre do Nilo e Encefalite de Sant Louis	Reação da Cadeia de Polimerase em Tempo Real (RT-qPCR)
Febre do Nilo e Encefalite de Sant Louis	Isolamento viral
Hantavirose (Hantavírus)	Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT-qPCR)
Herpes Simples (HHV-1 e HHV-2)	Reação em Cadeia da Polimerase (RT-PCR)
Mpox vírus (Varíola)	Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT - qPCR)
Poliomelite (Poliovírus e outros enterovírus)	Isolamento Viral/ Reação em Cadeia da Polimerase (RT-PCR)

Raiva humana	Prova biológica ou Isolamento viral / Imunofluorescência Direta/ Reação em Cadeia da Polimerase (RT -PCR)
Sarampo	Reação em cadeia da Polimerase (RT- qPCR)
Síndromes Respiratórias (Adenovírus, Metapneumovírus, Rinovírus, VRS e Outros Vírus Respiratórios)	Reação da Cadeia de Polimerase em Tempo Real (RT-qPCR)
Varicela/Herpes Zoster (HHV-3)	Reação em cadeia da Polimerase (RT-PCR)
Zika	RT-qPCR, Histopatológico - Imunohistoquímica e Isolamento Viral - Inoculação em Células C6/36

### SEÇÃO DE BIOLOGIA MOLECULAR II

AGRAVO	METODOLOGIA
Hepatite B	Pesquisa Quantitativa do DNA HBV, Quantificação de carga viral/Reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-qPCR)
Hepatite C	Pesquisa Quantitativa do RNA HCV/Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT-qPCR) e Genotipagem do Vírus da Hepatite C - Sequenciamento
Hepatite DELTA – Carga Viral	Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT-qPCR)
HIV	Immunoblot HIV 1/2, Citometria de Fluxo: anticorpos monoclonais para CD4 e CD8, Quantificação de carga viral / Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT-qPCR), Genotipagem – Sequenciamento, DNA-PRÓ VIRAL
IST- Clamídia/Gonococo	Pesquisa de Multipatógenos IST-RT-PCR, Detecção por PCR em tempo real
Tipificação do Alelo HLA-B* 5701	Teste Molecular

### SEÇÃO DE CITOISTOPATOLOGIA

ANÁLISE	METODOLOGIA
Exame Citopatológico Cervico-vaginal/ Microflora	Coloração de Papanicolau
Exame Citopatológico de Mama	Coloração de Hematoxilina/Eosina
Exame Anatomopatológico do Colo Uterino- Biopsia e Peça Cirúrgica	Coloração de Hematoxilina/Eosina
Exame Anatomopatológico de Mama- Biopsia e Peça Cirúrgica	Coloração de Hematoxilina/Eosina
Exame Anatomopatológico para Congelamento/ Parafina Por Peça Cirúrgica ou por Biopsia	Coloração de Hematoxilina/Eosina

### SEÇÃO DE IMUNOENDOCRINOLOGIA

AGRAVO	METODOLOGIA
Chikungunya	Enzimaimunoensaio (ELISA) IgM e IgG

Citomegalovírus	Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA) IgM, IgG e Aidez
COVID-19 (SIMP)	Enzimaimunoensaio (ELISA) IgG e IgM
Dengue	Enzimaimunoensaio (ELISA) IgM
Doença de HAFF	Cromatografia líquida acoplada a espectrômetro de massas
Epstein-Baar	Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA) IgM e IgG
Febre Amarela	Enzimaimunoensaio (ELISA) IgM
Febre do Nilo Ocidental	Enzimaimunoensaio (ELISA) IgM
Hantavirose	Enzimaimunoensaio (ELISA) IgM e IgG
Hepatites Virais: Hepatite A, B, C, D e E	Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA) Anti-HAV IgM, HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc IgM, Anti-HBc Total, Anti-HBe, HBeAg, Anti-HCV e Anti-HDV Total
Herpes Virus 6	Enzimaimunoensaio (ELISA) IgM
HIV	Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA)
Hormônio Tiroxina livre – T4	Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA)
Hormônio Tireoestimulante-TSH	Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA)
HTLV I e II	Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA) - IgM
Mayaro	Enzimaimunoensaio (ELISA) IgM
Oropouche	Enzimaimunoensaio (ELISA) IgM
Parvovírus	Enzimaimunoensaio (ELISA) IgM e IgG
Raiva humana	Titulação de anticorpos neutralizantes (SFIMT)
Rubéola e Sarampo	Enzimaimunoensaio, Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA) IgM e IgG e RT-qPCR
Sífilis	Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA) e VDRL
Toxoplasmose	Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA) IgM, IgG e Aidez
Triagem Pré-Natal (1º e 3º Trimestre)	Enzimaimunoensaio
Varicela/Herpes Zoster	Enzimaimunoensaio (ELISA) IgM
Zika	Enzimaimunoensaio (ELISA) IgM e IgG

### SEÇÃO DE PARASITOLOGIA

AGRAVO	METODOLOGIA
Angiostrongilíase	Enzimaimunoensaio (ELISA) / Transcrição Reversa Seguida de Reação em Cadeia da Polimerase (RT-PCR) / Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)
Doença de Chagas Aguda	Enzimaimunoensaio (ELISA) / Hemaglutinação Indireta / Quimioluminescência, Imunofluorescência Indireta IgM e IgG
Doença de Chagas crônica	Enzimaimunoensaio (ELISA) / Hemaglutinação Indireta / Imunofluorescência Indireta IgG / Quimioluminescência (CMIA) IgG
Doença de Chagas Monitoramento de Cura	Enzimaimunoensaio (ELISA) / Hemaglutinação Indireta / Imunofluorescência Indireta IgG

Esquistossomose	KATO KATZ
Filariose	Enzimaímunensaio (ELISA) / Técnica de Filtração em Membrana de Policarbonato (FMP)
Hidatidose	Enzimaímunensaio (ELISA)
Leishmanioses Visceral Canina	Enzimaímunensaio (ELISA)
Toxocara canis	Enzimaímunensaio
<b>SEÇÃO DE TRIAGEM NEONATAL</b>	
<b>ANÁLISE</b>	<b>METODOLOGIA</b>
Deficiência de Biotinidase (BTD)	Fluoroímunensaio
Fenilcetonúria (PKU)	Fluoroímunensaio
Fibrose Cística (IRT)	Fluoroímunensaio
Hemoglobinopatias (HB)	Eletroforese por HPLC
Hiperplasia Adrenal Congênita (HCS)	Fluoroímunensaio
Hipotireoidismo (TSH e T4)	Fluoroímunensaio
<b>CONTROLE DE QUALIDADE DA REDE DE LABORATÓRIOS</b>	
Doença de Chagas	
Hanseníase	
Leishmaniose Tegumentar Americana – LTA	
Malária	
Tuberculose	

## 10. ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS AO LACEN

### 10.1 Orientação Sobre Cadastro das Solicitações nos Sistemas de Informação

Todas as amostras encaminhadas ao LACEN serão recebidas mediante o cadastro nos sistemas GAL e SISCAN pela Unidade de Saúde demandante, excetuando-se as amostras que são recebidas com ofício e requisições específicas: carga viral do HIV, contagem de linfócitos T CD4+ /CD8+, Genotipagem do HIV, Tipificação do Alelo HLA-B\* 5701, exames de controle do Programa de Triagem Neonatal e amostras histopatológicas (exceto mama e colo de útero), que possuem fluxo específico de encaminhamento.

O LACEN-PA utiliza 5 (cinco) sistemas informatizados para cadastro das amostras e liberação de resultados, que são GAL, SISCAN, SISCEL, SISNEO e SOFTLAB, sendo que dentre esses, o GAL e o SISCAN permitem que o cadastro das amostras sejam realizados pela rede.

#### 10.1.1 Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL

- Sistema informatizado desenvolvido pela Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública (CGLAB), em parceria com o Departamento de Informática do Sistema Único

de Saúde (DATASUS) e a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) para Laboratórios de Saúde Pública, aplicado aos exames e ensaios de amostras de origem humana, animal e ambiental, como padrão nacional, e de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde.

- Possibilita que a Unidade de Saúde demandante cadastre a amostra e receba o laudo final, on-line, otimizando tempo para tomadas de decisões.
- O acesso ao sistema deve ser solicitado via ofício destinado a Direção do LACEN-PA e após fase de treinamento, o usuário da Unidade de Saúde recebe uma senha de acesso individual e intransferível, mediante assinatura do termo de confidencialidade.

#### 10.1.2 Sistema de Informação de Câncer - SISCAN

- Sistema de informação oficial do Ministério da Saúde, utilizado para o fornecimento dos dados informatizados dos procedimentos relacionados à detecção precoce e à confirmação diagnóstica de câncer do colo do útero na rede do Sistema Único de Saúde.
- Pode ser utilizado pelas unidades de saúde informatizadas as quais conseguem realizar a solicitação de exames, visualizar os resultados e acompanhar as mulheres com exames alterados (seguimento).
- O acesso ao SISCAN para envio de amostras só é permitido as unidades de saúde dos municípios que pactuarem o serviço com o LACEN. Portanto, a pactuação deve ser solicitada ao LACEN via ofício destinado a Direção.

#### 10.1.3 Sistema de Controle de Exames Laboratoriais da Rede Nacional de Contagem de Linfócitos CD4+/CD8+ e Carga Viral do HIV – SISCEL

- Sistema criado para facilitar o controle dos processos de cadastramento de pacientes e armazenagem do histórico dos exames realizados, a fim de auxiliar o médico a prescrever a melhor terapia para o paciente vivendo com HIV.
- O cadastro da requisição é realizado pelo LACEN através das informações contidas no Laudo Médico para emissão de BPA-I, que deve acompanhar a amostra para realização dos exames de carga viral do HIV e contagem de linfócitos T CD4+ /CD8+.

#### 10.1.4 Sistema Nacional de Triagem Neonatal - SISNEO

- Sistema que automatiza o processo laboratorial, de monitoramento e controle do tratamento do **Programa Nacional de Triagem Neonatal nos estados**, para otimizar e organizar os processos de cadastro de amostras, recebimento de resultados e

acompanhamento das crianças com exames alterados (seguimento).

- O acesso ao SISNEO para envio de amostras só é permitido as unidades de saúde dos municípios que solicitarem o serviço para o LACEN, via ofício destinado a Direção.

## 11. ORIENTAÇÃO SOBRE PREENCHIMENTO CORRETO DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

Todas as amostras enviadas ao LACEN devem vir acompanhadas de **documentação obrigatória completa, corretamente preenchida, legível e sem rasura.**

### OBRIGATÓRIO:

- Preenchimento completo da Ficha de Notificação (utilizar preferencialmente letra de forma);
- Dados da Unidade de Saúde solicitante: nome, endereço, telefone e cidade;
- Dados do (a) paciente: nome completo, data de nascimento, idade, sexo, CPF, endereço completo com CEP do logradouro, número do cartão nacional de saúde e CID;
- Dados do médico ou enfermeiro solicitante: assinatura, CPF e carimbo;
- Dados do responsável pela coleta: assinatura e carimbo;
- Descrição do material coletado (soro, plasma, líquido, lavado brônquico, fezes, urina, secreções, raspado de pele, etc.);
- Nome e/ou descrição do exame (s) solicitado (s);
- Data e Hora da requisição;
- Data e Hora da coleta;
- Data e Hora do início dos sintomas quando aplicável (Ex: Dengue, Leptospirose);
- Dados epidemiológicos para todos os exames, preenchidos com a numeração de instrução da própria ficha;
- Identificação de segunda amostra, quando aplicável.

## 12. IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

### 12.1 Identificação da Amostra em Frasco ou em Tubo

- Identificar com etiqueta autocolante, permitindo a visualização da amostra ou seu nível superior, em caso de amostra líquida (soro ou plasma);
- Incluir na etiqueta: nome completo, sem abreviação nem rasura; data do nascimento e data da coleta (**Fig. 1**);
- Utilizar caneta apropriada para identificação de amostra, garantindo a integridade da informação. Não colocar a etiqueta na tampa (**Fig. 2**);

**Fig. 1- Identificação adequada**



**Fig. 2- Identificação inadequada**




Fonte: coletor universal. Disponível em: <https://consultaremedios.com.br/>

**EXCEÇÃO:** Amostras para exames da Seção de Citohistopatologia, que tem identificação específica.

## 12.2 Identificação da Amostra em Lâminas

- Usar lápis preto nº 2 para a identificação;
- Identificar com: Iniciais do paciente, nome do município e do estabelecimento de saúde de procedência e número de identificação do paciente no local da coleta (**Fig.3**)

**Fig. 3- Identificação adequada**



Fonte: Lâmina de Microscópio. Disponível em: <https://www.gettyimages.pt/>

**EXCEÇÃO:** Amostras para exames da Seção de Citohistopatologia, que tem identificação específica.

## 13. ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS PARA TRANSPORTE

### 13.1 Recipiente da Amostra

- Amostras processadas em Lâminas devem vir embaladas em caixa ou frasco de material inquebrável (**Fig. 4**);
- Amostras coletadas em tubos e/ou frascos, devem ser perfeitamente vedadas e embaladas individualmente com plástico, posteriormente acondicionar em estante para transporte (**Fig. 5**).

**Fig. 4 - Embalagem para transporte de lâminas**



**Fig. 5- Estante para transporte de tubos**



Fonte: Estante para tubos. Disponível em: <https://www.lojanetlab.com.br/>

### 13.2 Recipiente para o Transporte e Conservação

- O material biológico humano a ser transportado deve ser acondicionado de forma a preservar a sua integridade e estabilidade, bem como a segurança do pessoal envolvido, durante o processo de transporte.
- O pessoal diretamente envolvido em cada etapa do processo de transporte deve receber o regular treinamento específico, compatível com a função desempenhada e a natureza do material transportado, e sempre que ocorrer alteração nos procedimentos, devendo a efetividade deste treinamento ser periodicamente avaliada.
- Para o transporte do material biológico humano deve ser feita sua classificação (ver RESOLUÇÃO RDC Nº 504, DE 27 DE MAIO DE 2021, disponível em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-504-de-27-de-maio-de-2021-323008631>):

- a) Substância infecciosa Categoria A UN 2814 devem ser aplicadas as disposições normativas vigentes referentes à instrução de embalagem PI 620.
  - b) Substância biológica Categoria B UN 3373 devem ser aplicadas as disposições normativas vigentes referentes à instrução de embalagem PI 650.
  - c) Categoria Espécime Humana de Risco Mínimo, devem ser aplicados os requisitos mínimos, sem prejuízo do disposto em normas vigentes específicas a cada material e modo de transporte.
- Utilizar somente embalagens constituídas de materiais passíveis de limpeza, secagem e desinfecção ou esterilização, caso sejam tecnicamente justificáveis, poderão ser reutilizadas, mediante protocolos definidos e com a manutenção dos registros dos procedimentos realizados.
  - Em geral, existem três intervalos de temperaturas básicos para conservação da amostra para transporte, a depender do material:
    - Temperatura ambiente: 18°C a 25°C.
    - Temperatura de refrigeração: 2°C a 8°C.
    - Temperatura de congelamento: inferior a -20°C.
  - Para a manutenção da refrigeração, usar gelo reciclável e para a manutenção do congelamento, utilizar gelo seco, estes devem ser colocados em torno da(s) embalagem(s) secundária(s).

### 13.3 Informações obrigatórias para a embalagem

- Em geral, as embalagens de transporte de amostras biológicas, para entrega neste LACEN, devem receber a marcação **UN 3373: “substância biológica da categoria B”** ou **“espécimes para diagnóstico” (Fig. 6)**.

**Fig. 6- Marca para identificar embalagens para transporte de substância biológica da categoria B**



A marca UN 3373 deve ser exibida na superfície da embalagem externa, sobre um fundo de cor contrastante, e deve ser claramente visível e legível. A marca deve estar sob a forma de um quadrado fixado a um ângulo de 45° (em forma de losango), tendo cada um dos lados pelo menos 50 mm de comprimento; a largura da linha deve ser de pelo menos 2 mm e as letras e números devem ter pelo menos 6 mm de altura.

Fonte: MS. Manual de Vigilância Sanitária sobre o Transporte de Material Biológico Humano para Fins de Diagnóstico Clínico, 2015.

- A etiqueta de identificação deve estar de acordo com o tipo, classificação de risco e requisitos de conservação do material biológico humano transportado.
- A etiqueta deve permanecer firmemente aderida a embalagem, não podendo ser rasurada, adulterada ou coberta por adesivos, marcas ou partes da embalagem e deve conter as seguintes informações (**Fig. 7**):
  - I. Identificação do remetente e do destinatário, além de endereços completos e telefones de contato;
  - II. Identificação apropriada do material biológico;
  - III. Frases de advertências, quando aplicável;
  - IV. Sinalização de modo e sentido de abertura, quando aplicável;
  - V. Contatos telefônicos, disponíveis 24 (vinte e quatro) horas, para casos de acidentes e incidentes.

**Fig. 7- Embalagem para transporte de substância biológica da categoria B**



Fonte: Ilustração criada pelo autor.

#### 13.4 Informações importantes para o envio e transporte de amostras

- As documentações correspondentes as amostras devem vir **protegidas em saco plástico vedado, fixado na parte externa da tampa da caixa térmica**;
- O remetente é o responsável pelo acondicionamento seguro do material e sua identificação;
- O remetente deve fornecer, aos envolvidos no transporte, as informações técnicas referentes ao material transportado, incluindo procedimentos e cuidados com o material, risco biológico e procedimentos de emergência a serem adotados em caso de acidente ou fato que exponha o transportador, a população ou o ambiente ao material biológico humano;
- Para garantir um transporte seguro e a entrega da amostra em tempo hábil e em boas condições, embora não seja obrigatório, é **importante a comunicação prévia da unidade solicitante com o LACEN** e a manutenção de sintonia entre essas partes, bem como, a **comunicação em caso de atraso ou outra intercorrência**, quando

necessário.

- Em transporte terrestre, a embalagem com a amostra biológica deve ser transportada na **parte traseira do veículo** automotor destinado para transporte. **Nunca no banco ao lado do motorista ou junto a algum passageiro.**
- Em caso de transporte aquaviário, a movimentação da embalagem com a amostra biológica em suas instalações ocorra em condições adequadas de segurança e saúde ocupacional, integridade física das instalações portuárias e proteção do meio ambiente, sendo vedado lançar no corpo d'água, direta ou indiretamente, substâncias resultantes dos serviços de limpeza e tratamento de vazamentos de produtos perigosos.

### 13.5 Providências em caso de acidentes

- Em caso de acidente durante o transporte, o transportador deve comunicar imediatamente ao remetente e ao destinatário para que estejam cientes do ocorrido e tomem medidas cabíveis e/ou orientem ao transportador quanto as providências necessárias. Essa comunicação deverá ser posteriormente documentada, para adoção de medidas de segurança.
- Em caso de risco de exposição à população local e/ou ao ambiente (contaminação por material biológico e/ou produto químico), as autoridades locais competentes (Secretário de Saúde e/ou chefe da vigilância epidemiológica do município onde o acidente ocorreu) também devem ser comunicadas imediatamente, devendo ser informada a natureza do produto extravasado para que sejam providenciadas as medidas de isolamento e sua retirada com a segurança necessária.
- O pessoal envolvido no transporte deve dispor de EPI para uso em caso de acidentes ou quando necessário.

## 14. ORIENTAÇÃO SOBRE CRITÉRIOS DE REJEIÇÃO

- Verificar estes critérios nas orientações específicas para cada agravo deste Manual.

## 15. ORIENTAÇÃO SOBRE ENTREGA DE RESULTADOS DE EXAMES

- Os resultados dos exames de agravos de notificação, tão logo liberados, ficam disponíveis no sistema GAL para visualização e impressão pelo solicitante.
- Os resultados dos exames de Citopatologia, Histopatologia e exames de controle do Programa de Triagem Neonatal são entregues impressos aos representantes ou motoristas dos Municípios de origem no setor SGA-DBM do LACEN.

- Os resultados dos exames de Triagem Neonatal, tão logo liberados, ficam disponíveis no SISNEO para visualização e impressão pelo solicitante.
- Os dos exames de Carga viral do HIV e Contagem de linfócitos T CD4+ /CD8+, tão logo liberados, ficam disponíveis no SISCEL para visualização e impressão pelo solicitante e os resultados de exames de Genotipagem do HIV e Tipificação do Alelo HLA-B\* 5701, tão logo liberados, ficam disponíveis no SISGENO para visualização e impressão pelo solicitante.
- Os prazos de liberação de resultados estão estabelecidos por agravo.

## 16. ORIENTAÇÕES SOBRE MANIPULAÇÃO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS

- É obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI: jalecos, luvas, máscaras, óculos de proteção (caso necessário), calçados fechados;
- Em caso de derramamento de material biológico:
  - Proceder o afastamento das pessoas do local do acidente, se necessário, solicitar sua retirada do ambiente;
  - Promover imediatamente a sinalização de isolamento do local e facilitar o arejamento (ventilação) quando possível;
  - Promover a contenção do material derramado, cobrindo-o com material absorvente como papel toalha ou areia, minimizando a área afetada ou mesmo a produção de aerossóis;
  - Aplicar sobre o papel toalha ou areia hipoclorito de sódio 2,5% a 5%, de forma concêntrica, iniciando pelo exterior da área de derrame e avançando para o centro;
  - Deixar em repouso por 30 minutos para que o desinfetante exerça a sua ação;
  - Retirar os materiais envolvidos no acidente, inclusive objetos cortantes utilizando um apanhador ou um pedaço de cartão rígido para recolher o material e colocá-lo em um recipiente resistente para destinação final;
  - O pessoal responsável pela realização dessa operação, até esta etapa, deve obrigatoriamente estar treinado e habilitado para o manuseio de produtos biológicos (profissional de saúde, preferencialmente), além de estar devidamente paramentado com os EPIs exigidos para o tipo do material derramado;
  - Limpar e desinfetar a área do derrame com gaze ou algodão embebido em **álcool a 70%** (etapa que pode ser realizada por pessoal de limpeza geral, devidamente paramentado).

## 17. ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE COLETA DE SANGUE

### 17.1 Recomendações do *Clinical and Laboratory Standardization Institute (CLSI)*

- Para coleta de sangue venoso: utilizar, preferencialmente, **sistema fechado**, onde o tubo e/ou seringa para coleta dispõe de vácuo calibrado ou aspiração, com proporcionalidade entre capacidade volumétrica de sangue a ser coletado e o anticoagulante/ativador de coágulo determinado na etiqueta do produto. O sistema fechado proporciona manuseio mais fácil e mais seguro para o profissional e é mais confortável para o paciente, pois possibilita coleta múltipla com uma única punção.
- Para coleta múltipla: evitar contaminação cruzada com os aditivos contidos em tubos específicos, seguindo a seguinte sequência:
  - Frasco para hemocultura.
  - Tubo com ativador de coágulo, com gel para obtenção de soro.
  - Tubo de EDTA com gel.
- As amostras devem ser centrifugadas em até duas horas pós a coleta, antes de serem enviadas ao LACEN.

### 17.2 Tipos de Interferentes nas amostras sanguíneas e ações para minimizar a ocorrência

- **Hemólise:** ruptura das hemácias, com extravasamento da hemoglobina. Prevenir a ocorrência da hemólise com os seguintes procedimentos:
  - Manter o garrote no braço do paciente apenas pelo tempo necessário durante a coleta;
  - Não fazer movimentos bruscos na homogeneização da amostra;
  - Não refrigerar a amostra antes da separação do soro ou plasma;
  - Certificar-se de que coagulação do sangue foi completa antes de proceder a centrifugação (tempo médio de 30 a 60 minutos);
- **Lipemia:** presença de níveis elevados de colesterol e/ou triglicérides no sangue, caracterizado pela alteração na coloração do soro ou plasma para branco-amarelada e turva. Prevenir sua ocorrência com os seguintes procedimentos:
  - Realizar a coleta com paciente em **Jejum** mínimo de 4 horas, quando exame sofrer alteração pela presença de Lipemia (sinalizado em cada agravo).
- **Temperatura:** é recomendado que a coleta seja realizada em ambiente com temperatura entre 22°C e 25°C. Para conservação e transporte, a amostra deve ser mantida entre 2°C e 8°C, a fim de manter a estabilidade dos constituintes termolábeis e a inibição metabólica.

**Fig. 8-Apresentação das amostras de sangue depois de centrifugada**



Fonte: Interferentes na análise de sangue. Disponível em: <https://kasvi.com.br/tubos-de-coleta-interferentes-sangue/>

### 17.3 Orientações específicas sobre coleta para análises microbiológicas

- Fazer a coleta antes do início da antibioticoterapia;
- Garantir a assepsia de todos os materiais clínicos;
- Coletar do local onde o microrganismo tenha maior probabilidade de ser isolado;
- Proteger os swabs da exposição ao ar, da dessecação e das temperaturas extremas;
- Não utilizar meios de cultura gelados para semeio. Retira-los da geladeira no início da manhã, para que sejam semeados em temperatura ambiente;
- Os meios de *Stuart*, *Cary-Blair* e os de hemocultura devem ser armazenados em temperatura ambiente e protegidos da luz.

## 18. ORIENTAÇÕES PARA O DESCARTE DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA COLETA

- Todos os resíduos gerados nos procedimentos de coleta e demais fases pré-analíticas, devem ser descartados de acordo com a Resolução do Colegiado da ANVISA – RDC N.º 222/2018
- Luvas, gaze, algodão e outros materiais descartáveis utilizados no ato da coleta, devem ser segregados em lixeiras exclusivamente para esse fim, com tampa e pedal, devidamente identificada com o símbolo de material biológico ou material infectante, forrada com saco também específico para este tipo de resíduo;
- Agulhas, seringas, tubos quebrados, tubos contendo sangue ou soro devem ser desprezados em recipientes apropriados, devidamente identificados e encaminhados para coleta por empresa especializada com autorização para transporte e deposição final de resíduos de serviço de saúde;
- Para municípios que não dispõe deste serviço especializado, o material infectante deverá ser autoclavado antes do descarte em lixo comum;
- Resíduos de material altamente contaminantes como por exemplo culturas, devem ser

autoclavados, acondicionados em sacos próprios para autoclave, antes do descarte. Estes sacos também devem conter até dois terços de sua capacidade e deverão ser abertos antes da autoclavação.

- A RDC ANVISA N.º 786/2023 reforça a necessidade de implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), atendendo aos requisitos da RDC 222/2018. É imprescindível manter atualizadas e disponibilizadas a todos os funcionários, instruções escritas de biossegurança, contendo informações sobre condutas de segurança biológica, química, física, ocupacional e ambiental; sobre uso de EPI e EPC, procedimentos em caso de acidentes; manuseio e transporte de material e amostras biológicas.
- De acordo com a classificação dos resíduos de serviços de saúde, resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção fazem parte do **grupo A**, devendo ser identificado, no mínimo, pelo símbolo de risco biológico, com rótulo de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da expressão RESÍDUO INFECTANTE, preenchidos até no máximo dois terço de sua capacidade para garantir sua integridade e fechamento, devendo ser substituídos em no máximo 48 horas e quando contém material de fácil putrefação, 24 horas. Não precisam ser obrigatoriamente tratados, mas se forem, podem ser considerados rejeitos e devem ser acondicionados em saco branco leitoso para encaminhamento à disposição final ambientalmente adequada.
- Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre estão classificados no **subgrupo A**.
- Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes classe de risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons estão classificados no **subgrupo A4**.

## 19. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS POR EXAME

### 19.1 Agravos de Notificação

<b>ANGIOSTROGILÍASE</b>	
Enzimaimunoensaio (ELISA) / Transcrição Reversa Seguida de Reação em Cadeia da Polimerase (RT-PCR) / Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>

<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mL de soro<sub>1</sub> em tubo com gel separador;</li> <li>• 100 µL a 200 µL de líquido.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• As amostras de soro e líquido devem ser acondicionadas em frascos estéreis com tampa rosqueável e anel de vedação;</li> <li>• Conservar à temperatura -20°C, imediatamente após a coleta;</li> <li>• Transportar em caixa térmica com gelo seco ou reciclável suficiente para manter a amostra congelada.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição Médica;</li> <li>• Ficha de Notificação/Investigação SINAN, acompanhada de um histórico resumido e dados das análises já realizadas (Ex.: hemograma ou exames do LCR);</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com volume insuficiente.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>ANTRAZ / CARBÚNCULO</b> Cultura	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangue e lesões de pele coletadas antes do início do tratamento.</li> <li>• Sangue: Hemocultura (coletar em frasco de hemocultura)</li> <li>• A forma cutânea do antraz, ou carbúnculo hemático, se caracteriza por uma lesão cutânea cuja evolução se dá ao longo de dois a seis dias. Observa-se um estágio papular inicial que passa ao estágio vesicular e, em seguida, a uma escara preta com depressão central. A lesão é invariavelmente acompanhada de edema que pode ser leve a extenso;</li> <li>• O melhor material para diagnóstico é o líquido vesicular que deve ser coletado com auxílio de swab. Deve-se coletar três swabs. Caso a lesão já esteja no estágio de escara enegrecida, deve-se coletar material com swab levantando-se a crosta da escara. Fragmento da crosta também deve ser retirado e enviado. Nesse estágio, no entanto, o isolamento é muito menos eficiente;</li> <li>• O material deve ser enviado em meio de transporte stuart em temperatura ambiente.</li> <li>• É importante ressaltar que a coleta de material para diagnóstico deve ser realizada antes do início do tratamento.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enviar imediatamente ao LACEN.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contactar com LACEN para orientações quanto ao transporte da amostra.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para o laboratório de referência).</li> </ul>

<b>ASPERGILOSE</b> Imunodifusão Radial Dupla	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mL de soro, em tubo com gel separador.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar a amostra em temperatura de -20°C;</li> <li>• Transportar em gelo seco, obrigatoriamente, utilizar caixa própria para o transporte de material biológico (UN3373) seguindo as normas de biossegurança;</li> <li>• Enviar imediatamente ao LACEN.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN ou;</li> <li>• Formulário de Notificação Nacional de Surtos Infecciosos em Serviços de Saúde, se surto infeccioso no serviço de saúde.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>BACTÉRIAS</b> Cultura de Urina	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceder higiene íntima.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 mL de urina em um frasco estéril, fechando assim que a urina for colhida: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Colher em saco coletor quando for de crianças.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 2h</u>: conservar em temperatura de 4°C a 8°C;</li> <li>• Transportar sob refrigeração em caixa térmica com gelo reciclável;</li> <li>• Enviar imediatamente ao LACEN.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de antibiótico e/ou diurético;</li> <li>• Amostra recebida após 4 horas da coleta;</li> <li>• Amostra sem refrigeração cujo transporte tenha sido superior a duas horas;</li> <li>• Amostra em frasco não estéril;</li> <li>• Amostra contaminada com fezes;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>

<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 07 dias, disponível via GAL.</li> </ul>
<b>BACTÉRIAS</b> Cultura / Secreções	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importante realizar coleta antes do início da antibioticoterapia.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secreção ocular; uretral; endocervical; vaginal; anal; de feridas cirúrgicas; lesões de pele; escaras ou abscessos;</li> <li>• Solicitar os meios de transporte com antecedência ao LACEN.</li> <li>• Coletar em dois swabs:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Swab 1: semear em tubo com meio de cultura STUART;</li> <li>○ Swab 2: confeccionar uma lâmina para coloração pelo método de Gram.</li> </ul> </li> <li>• Identificar o tubo e a lâmina.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Swab 1</u>:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar imerso no meio de cultura STUART;</li> <li>○ Transportar em temperatura ambiente em caixa térmica;</li> <li>○ Encaminhar imediatamente ao LACEN.</li> </ul> </li> <li>• <u>Lâminas</u> (confeccionada com material do swab 2):             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Acondicionar individualmente em tubete plástico e transportar em temperatura ambiente em caixa térmica.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de antibiótico;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>BOTULISMO</b> Pesquisa de Toxina Botulínica	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Botulismo alimentar, intestinal e por ferimento:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10 mL de soro coletado em tubo único com gel;</li> <li>○ Coletar até 8 dias após o início dos sintomas.</li> </ul> </li> <li>• Botulismo alimentar e intestinal:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 25 g de fezes, acondicionado em frasco limpo e seco de boca larga e tampa rosqueável;</li> <li>○ Coletar até 3 dias após início dos sintomas;</li> <li>○ Em caso de constipação intestinal: o período de coleta pode se estender até 6 dias.</li> </ul> </li> <li>• Botulismo alimentar:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 25 g de lavado gástrico, acondicionado em frasco sem vazamento;</li> <li>○ Coletar até 3 dias após início dos sintomas.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar as amostras em temperatura de 2° C a 8° C;</li> <li>• Transportar sob refrigeração em caixa térmica com gelo reciclável;</li> <li>• Enviar imediatamente ao LACEN.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ofício de encaminhamento;</li> <li>• Ficha de notificação SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coleta fora do prazo limite;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>BRUCELOSE</b> Coloração de Rosa Bengala	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mL de soro, sangue total ou urina em tubos plásticos estéreis com tampa de rosca.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar a amostra em temperatura entre 2°C a 8°C;</li> <li>• Transportar sob refrigeração em caixa térmica com gelo reciclável;</li> <li>• Enviar imediatamente ao LACEN.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação /Conclusão SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>CITOMEGALOVIRUS</b> Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA) IgM e IgG	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paciente em jejum mínimo de 4h;</li> <li>• Abstenção de exercício físico antes da coleta.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mL a 5 mL de soro, em tubo com gel separador.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura de 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar em estantes dentro de caixa térmica sob refrigeração com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com lipemia ou hemólise;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de</li> </ul>

	<p>coleta e /ou envio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>CITOMEGALOVÍRUS</b> Determinação da Avidéz por Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA) IgG	
<b>Informações importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O LACEN realiza essa análise utilizando a mesma amostra encaminhada para sorologia IgG e IgM de Citomegalovírus, quando o resultado é reagente;</li> <li>• O cadastro no GAL para esta análise será incluído pela área técnica do LACEN.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com lipemia ou hemólise;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 dias após o resultado da sorologia IgG e IgM, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>CITOMEGALOVIROSE</b> Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 a 5 mL de sangue total, com EDTA;</li> <li>• 0,5 a 1 mL de líquor;</li> <li>• 1 a 10 mL de urina, em frasco estéril: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar na fase aguda ou convalescente.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 48 horas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar sob refrigeração em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 48 horas, exclusivamente para líquor e urina:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>CÓLERA</b> Cultura	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importante realizar a coleta antes do início da antibioticoterapia, na fase aguda.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<p>Caso o município não possua, solicitar o meio de transporte <i>Cary-blair</i> ao LACEN com antecedência, pois quando possível será disponibilizado para doação;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>0,5g a 2g de fezes <i>in natura</i></u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar na fase aguda, até dois dias após o início dos sintomas, em recipiente de boca larga, limpos e/ou esterilizados.</li> </ul> </li> <li>• <u>10g de fezes <i>in natura</i></u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar na fase convalescente, 3 coletas com intervalo de 48 horas entre cada uma, em recipiente de boca larga, limpos e/ou esterilizados.</li> </ul> </li> <li>• <u>Swab retal ou fecal em meio de transporte Cary-Blair.</u></li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Fezes <i>in natura</i></u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Até 5h, conservar na temperatura entre 2°C a 8°C com gelo reciclável;</li> </ul> </li> <li>• Swab retal ou fecal, em meio de transporte Cary-Blair: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Até 48 horas: conservar em temperatura ambiente;</li> <li>○ Após 48 horas: conservar na temperatura entre 4°C a 8°C com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Cólera SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de antibiótico;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respeitar o intervalo de 48 horas entre cada uma das três coletas da fase convalescente.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 07 dias após a entrega da amostra única (fase aguda) ou após a entrega da terceira e última amostra (fase convalescente), disponível via GAL.</li> </ul>

<b>COQUELUCHE</b> Cultura	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importante realizar a coleta antes do início da antibioticoterapia ou, no máximo, após 3 dias de sua instituição.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<p>Caso o município não possua, solicitar o meio de transporte ágar carvão ao LACEN com antecedência, pois quando possível será disponibilizado para doação;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fazer a coleta no início dos sintomas (período catarral) e antes de iniciar a antibioticoterapia;</li> <li>• Secreção de Nasofaringe em meio de transporte ágar carvão:</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coletar com swab de Poliéster, Rayon ou Nylon, de preferência ultrafino até alcançar a parede posterior da nasofaringe. (<b>Não utilizar swab de algodão</b>);</li> <li>• Após coleta, semear na superfície inclinada e introduzir o swab no meio de transporte; Identificar o tubo para seu envio ao LACEN.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O material deverá ser encaminhado ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) protegido da luz, sob refrigeração entre 2°C e 8°C (CDC, 2025), preferencialmente em até seis horas após a coleta.</li> <li>• Caso o envio imediato não seja possível, o material deverá permanecer refrigerado e ser enviado ao Lacen em até 72 horas</li> <li>• A coleta e/ou transporte inadequados e a demora no envio do material coletado ao laboratório prejudicam o diagnóstico da coqueluche.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Coqueluche SINAN;</li> <li>• Cadastro no GAL.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de antibiótico;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 dias disponível via GAL</li> </ul>

<b>COQUELUCHE</b> <b>Biologia Molecular - Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real - qPCR</b>	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importante realizar a coleta antes do início da antibioticoterapia ou, no máximo, após 3 dias de sua instituição.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitar, o meio de transporte ágar carvão com swab alginatado ao LACEN com antecedência.</li> <li>• Fazer a coleta no início dos sintomas (período catarral) e antes de iniciar a antibioticoterapia;</li> <li>• Secreção de Nasofaringe em meio de transporte ágar carvão:</li> <li>• Coletar com swab de Poliéster, Rayon ou Nylon até alcançar a parede posterior da nasofaringe (<b>Não utilizar swab de algodão</b>);</li> <li>• Após coleta, semear na superfície inclinada e introduzir o swab no meio de transporte ou em um tubo seco;</li> <li>• Identificar o tubo para seu envio ao LACEN.</li> </ul>

<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar as amostras em ágar carvão de acordo com o tempo de semeio: O material deverá ser encaminhado ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) protegido da luz, sob refrigeração entre 2°C e 8°C (CDC, 2025), preferencialmente em até seis horas após a coleta.</li> <li>• Caso o envio imediato não seja possível, o material deverá permanecer refrigerado e ser enviado ao Lacen em até 72 horas</li> <li>• As amostras de swab em tubo seco devem ser conservadas na temperatura de -20°C; Transportar em caixa térmica com gelo seco; Enviar imediatamente ao LACEN.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Coqueluche SINAN;</li> <li>• Cadastro no GAL.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de antibiótico;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>COVID-19 (SARS-CoV-2)</b> Histopatológico	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Fragmentos de 2 a 3cm<sup>3</sup> do tecido</u> da região central dos brônquios (hilar); traqueia (proximal e distal); tecido do parênquima pulmonar (direito e esquerdo); tonsilas e mucosa nasal;</li> <li>• Tecidos em Bloco de Parafina.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Acondicionamento da amostra:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Em frasco estéril com tampa rosqueável, devidamente fechado, com lacre ajustado para impedir o vazamento do seu conteúdo e com dimensões proporcionais ao tamanho do fragmento, contendo formalina tamponada a 10% ou formaldeído/formol a 10% (o volume do conservante líquido deve ser 10X maior que o volume dos fragmentos).</li> </ul> </li> <li>• Identificar o recipiente com os seguintes dados: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nome do (a) paciente;</li> <li>○ Tipo de material;</li> <li>○ Data da coleta;</li> <li>○ Nome da unidade de coleta e Município de coleta.</li> </ul> </li> <li>• <u>Em Bloco de Parafina:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura ambiente;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica em temperatura ambiente, protegidos da luz e calor.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Registro Individual - casos de síndrome respiratória aguda grave hospitalizado SIVEP-GRIPE;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras mal acondicionadas e/ou malconservadas;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>COVID-19 (SARS-CoV-2)/INFLUENZA A e B</b> Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT-qPCR)	
<b>Preparo do paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspirado de Secreção de Nasofaringe (ANF);</li> <li>• Swabs combinados (nasofaringe - 2 swabs - um pra cada narina e orofaringe - 1 swab);</li> <li>• Lavado broncoalveolar. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar preferencialmente até o 7º dia do início dos sintomas (fase aguda da doença) e em caso de SRAG coletar até o 14º dia.</li> </ul> </li> <li>• Exames post-mortem: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ANF imediatamente após óbito;</li> <li>○ Fragmentos de <math>\pm 1\text{cm}^3</math> do tecido da região central dos brônquios (hilar); traqueia (proximal e distal); tecido do parênquima pulmonar (direito e esquerdo); tonsilas e mucosa nasal.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Os swabs de um mesmo paciente devem ser colocados e mantidos em um único meio de transporte viral (Hanks);</li> <li>• Conservar em temperatura entre 2°C a 8° C;</li> <li>• Transportar em caixa térmica, na temperatura entre 4°C a 8° C, em até 72h após coleta.</li> <li>• Exames post-mortem: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ANF imediatamente após óbito, transferir para meio de transporte viral e transportar em caixa térmica na temperatura de 4°C a 8° C, em até 72h após coleta;</li> </ul> </li> <li>• Fragmentos de <math>\pm 1\text{cm}^3</math> do tecido da região central dos brônquios (hilar); traqueia (proximal e distal); tecido do parênquima pulmonar (direito e esquerdo); tonsilas e mucosa nasal;</li> <li>• As amostras frescas coletadas de fragmentos, devem ser acondicionadas individualmente, em recipientes estéreis e imersas em meio de transporte viral ou solução salina tamponada (PBS pH 7.2), suplementadas com antibióticos. Imediatamente após a coleta, os espécimes identificados com sua origem tecidual devem ser</li> </ul>

	congelados e transportados em gelo seco.
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de registro individual - Casos de síndrome gripal (SG) que realizaram coleta de amostra no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe), pelas unidades de saúde sentinelas cadastradas; ou</li> <li>• Ficha de notificação de SG suspeito de doença pelo coronavírus 2019 - COVID-19 (B34.2) no sistema e-SUS Notifica ou</li> <li>• Ficha de registro individual - casos de síndrome respiratória aguda grave hospitalizado (SRAG), no sistema SIVEP-Gripe.</li> <li>• Cadastro no GAL do exame Vírus Respiratórios, metodologia RT-PCR em tempo real.</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausência do meio de transporte viral;</li> <li>• Ausência de swabs no meio de transporte viral;</li> <li>• Uso de swab de material inapropriado;</li> <li>• Temperatura de conservação fora do recomendado;</li> <li>• Coleta e/ou envio fora do período oportuno;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes;</li> <li>• Casos graves em Unidade de Terapia Intensiva e óbitos a coleta deve ser realizada independente da data de início dos sintomas;</li> <li>• Coleta de amostras por meio de swab combinado de nasofaringe e orofaringe deve ser realizada exclusivamente com swab de rayon ou nylon, estéril e com haste de plástico (não usar hastes de madeira e alginato de cálcio);</li> <li>• Swab de algodão interfere nas metodologias moleculares utilizadas (não usar este material).</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 04 dias, disponível via GAL;</li> <li>• 15 dias para amostras de fragmentos de tecidos, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>COVID-19</b> <b>(SIMP - SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA PEDIÁTRICA</b> <b>TEMPORALMENTE ASSOCIADA À COVID-19)</b> Enzaimunoensaio (ELISA) IgG e IgM	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mL de soro em tubo com gel separador:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar em qualquer fase clínica da síndrome.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manter sob refrigeração entre 2°C a 8° C;</li> <li>• Transportar em caixa térmica em temperatura entre 2°C a 8° C, para ser processado no LACEN em até 72h após coleta.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Formulário de notificação impresso preenchido, disponível em: <a href="https://is.gd/simpcovid">https://is.gd/simpcovid</a>;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura fora do recomendado;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>CRIPTOCOCOSE</b> Imunocromatografia - CrAg	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mL de soro, em tubo com gel separador.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar na temperatura de -20°C;</li> <li>• Transportar em caixa térmica com gelo seco;</li> <li>• Enviar imediatamente ao LACEN.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN ou Formulário de Notificação Nacional de Surtos Infecciosos em Serviços de Saúde, se surto infeccioso no serviço de saúde;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>DENGUE</b> Enzimaimunoensaio (ELISA) IgM	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mL de soro em tubo com gel separador: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar a partir do 6º dia após início dos sintomas e caso necessário o LACEN solicitará a coleta de uma segunda amostra.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 48 horas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar sob refrigeração em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 48 horas e até 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a -70°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Dengue e Febre de Chikungunya</li> <li>• SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>DENGUE</b>	
Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT- qPCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mL de soro em tubo com gel separador;</li> <li>• Coletar entre o 1º e o 5º dia do início dos sintomas.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 48 horas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar sob refrigeração em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 48 horas e até 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a -70°C</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Dengue e Febre de Chikungunya</li> <li>• SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>coleta e /ou envio;</li> <li>Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data dos primeiros sintomas;</li> <li>Data da coleta;</li> <li>Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>DENGUE</b> Histopatológico II- Imunohistoquímica	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Fragmentos pequenos (2 a 3cm<sup>3</sup>) de órgãos viscerais: fígado, baço, pulmão, rim, coração e cérebro;</u></li> <li>Tecidos em bloco de parafina;</li> <li>Exames post-mortem: <ul style="list-style-type: none"> <li>Proceder a coleta até no máximo de 24 horas após o óbito.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acondicionamento da amostra: <ul style="list-style-type: none"> <li>Em frasco estéril com tampa rosqueável, devidamente identificado, contendo formalina tamponada a 10% ou formaldeído/formol a 10%;</li> <li>O volume do conservante líquido deve ser 10X maior que o volume dos fragmentos;</li> </ul> </li> <li>Conservar e transportar em caixa térmica em temperatura ambiente, protegidos da luz e calor.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Requisição;</li> <li>Ficha de Investigação Dengue e Febre de Chikungunya SINAN;</li> <li>Cadastro no GAL (o cadastro no GAL deve ser realizado no exame histopatológico II com a observação que se trata de Dengue).</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amostra mal acondicionada e/ou malconservada</li> <li>Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data dos primeiros sintomas;</li> <li>Data da coleta;</li> <li>Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>DENGUE</b> Isolamento Viral - Inoculação em células C6/36.	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Líquor: 1 mL;</li> <li>• Sangue total, sem anticoagulante/ Soro: 2 mL               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar em tubo com gel separador, entre 1º e 5º dia após o início dos sintomas.</li> </ul> </li> <li>• Órgãos viscerais: fígado, baço, pulmão e cérebro- Fragmentos pequenos (2 a 3cm<sup>3</sup>).</li> <li>• Exames post-mortem:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar a amostra de sangue diretamente do coração;</li> <li>○ Proceder a coleta de fragmentos viscerais em até no máximo de 24 horas após o óbito.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangue total, sem anticoagulante/ Soro:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Acondicionar a amostra em tubo de 2 mL com tampa rosqueável e anel de vedação, resistente a temperatura ultrabaixa (criotubo), devidamente identificado e conservado a -70º C.</li> </ul> </li> <li>• Fragmentos viscerais:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Acondicionar em frasco plástico estéril de 15 mL com tampa rosqueável, resistente a temperatura ultrabaixa;</li> <li>○ Fragmento de cérebro deve ser acondicionado em frasco separado dos fragmentos de outros órgãos;</li> <li>○ Conservar a -70ºC.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>ATENÇÃO:</b> Não colocar em formol.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transporte:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Em caixa de amostra biológica com gelo seco ou em botijão de nitrogênio líquido, dentro de embalagem plástica individualizado, inserida em uma canaleta devidamente identificada.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Dengue e Febre de Chikungunya SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra conservada e/ou mal acondicionada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> <li>• Amostra fixada em formol.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

**DETECÇÃO DE CLAMÍDIA/ GONOCOCO**  
PCR em tempo real

<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• As orientações de preparo do paciente estão descritas na nota técnica</li> </ul>
----------------------------	---

<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urina;</li> <li>• Esfregaço vaginal (swab);</li> <li>• Esfregaço endocervical (swab);</li> <li>• Amostra extra genital - swab orofaríngeo;</li> <li>• Amostra extra genital - swab anorretal</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O tubo de transporte com a amostra cobas® PCR Media estabilizado deve ser conservado em temperatura entre 2°C a 30°C.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias;</li> <li>• Formulário de solicitação do exame de biologia molecular para detecção de clamídia e gonococo (CT/</li> <li>• Requisição médica (formulário de solicitações de exames), nome completo, idade, CNS, sexo.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras com excesso de sangue;</li> <li>• Tubos com amostras contendo mais de um swab;</li> <li>• Tubos com amostras contendo swab não correspondente ao tipo de coleta;</li> <li>• Amostras mal armazenada, mal conservada, mal acondicionada e mal transportada;</li> <li>• Ausência de formulários e requisições;</li> <li>• Formulários inadequados;</li> <li>• Formulários e requisições mal preenchidos.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O LACEN PA disponibiliza insumos às instituições componentes da Rede de diagnóstico para clamídia e gonococo, que solicitam materiais destinados à coleta de amostras. A solicitação dos mesmos deve ser realizada por ofício físico endereçado a direção do Laboratório, assinado pelo Secretário Municipal de Saúde e protocolado na secretária da direção do LACEN PA ou podendo ser escaneado em formato pdf e enviado através de email: <a href="mailto:direcao.lacen@lacen.pa.gov.br">direcao.lacen@lacen.pa.gov.br</a>.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>DETECÇÃO DO DNA PRÓ-VIRAL DO HIV-1</b> (exame para detecção do DNA pró-viral do HIV-1 para o diagnóstico de crianças expostas ao HIV com idade inferior ou igual a 18 meses)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitar alimentos gordurosos 4h antes coleta.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangue total em 2 tubos de polipropileno estéril rosqueável com EDTA k2 ou k3 (5ml em cada) (SEM GEL). : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tubos devem ser identificados com o nome do usuário e data de nascimento;</li> </ul> </li> <li>• NÃO CENTRIFUGAR.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar a amostra à temperatura ambiente entre 20°C a 25°C;</li> <li>• Transportar em estante dentro de caixa térmica (temperatura ambiente) com gelo reciclável apenas para garantir a temperatura entre 20°C a 25°C ,evitar contato direto do sangue com o gelo.</li> </ul>

<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias;</li> <li>• Ofício de encaminhamento ao LACEN;</li> <li>• Formulário de solicitação - DNA PRÓ-VIRAL DO HIV-1(orientações para preenchimento vide Ofício circular Nº 2/2024/CGAHV/.DATHI/SVSA/MS);</li> <li>• Sempre enviar cópia dos documentos: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise; coguladas ou com fibrinas;</li> <li>• Amostra com volume insuficiente em relação ao EDTA;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> <li>• Amostra em tubo com gel ou em tubo reciclado ou em tubos de vidro;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• As amostras com solicitação de exame DNA-PRÓVIRAL devem ser enviadas ao LACEN-PA nos dias de terça e quarta-feira para melhor planejamento da logística de envio das amostras para o laboratório executor;</li> <li>• Crianças expostas ao HIV com idade inferior ou igual a 18 meses:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Após um resultado de carga viral de HIV (CV-HIV) detectável (qualquer valor), recomenda-se a coleta imediata de amostra para exame de detecção de DNA pró-viral (fluxo preferencial)</li> <li>○ Em casos onde o resultado da primeira carga viral do HIV (CV-HIV) é detectável (qualquer valor) e o resultado da segunda carga viral de HIV (CV-HIV) for superior a 100 cópias/mL, recomenda-se a coleta imediata de amostra para exame de detecção de DNA pró-viral.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 dias, disponível via GAL(Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>DIFTERIA</b> Cultura	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importante realizar coleta antes do início da antibioticoterapia.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caso o município não possua, solicitar o meio de transporte Stuart com o swab alginatado ao LACEN com antecedência, pois quando possível será disponibilizado para doação;</li> <li>• Secreção nasal e secreção da garganta coletadas com swabs descartáveis:</li> <li>• Para cada paciente, fazer a coleta utilizando dois swabs: um para a coleta nasal e o outro para a coleta oral;</li> <li>• Semear os swabs em tubo com meio de Stuart (um tubo para cada swab - não inserir os dois swabs em um único tubo);</li> <li>• Identificar devidamente cada tubo.</li> </ul>

<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar os swabs nos dois tubos, imersos no meio de cultura Stuart;</li> <li>• Transportar imediatamente, em temperatura ambiente, em caixa térmica.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Investigação Difteria SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias;</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de antibiótico;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>DIFTERIA</b> Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importante realizar coleta antes do início da antibioticoterapia.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<p>Caso o município não possua, solicitar o meio de transporte Stuart ao LACEN com antecedência, pois quando possível será disponibilizado para doação;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secreção nasal e secreção da garganta coletadas com swabs descartáveis:</li> <li>• Para cada paciente, fazer a coleta utilizando dois swabs: um para a coleta nasal e o outro para a coleta oral;</li> <li>• Semear os swabs em tubo com meio de Stuart (um tubo para cada swab - não inserir os dois swabs em um único tubo);</li> <li>• Identificar devidamente cada tubo.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar os swabs nos dois tubos, imersos no meio de cultura Stuart;</li> <li>• Transportar imediatamente, em temperatura ambiente, em caixa térmica.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Investigação Difteria SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de antibiótico;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>DOENÇA DE CHAGAS AGUDA</b> Enzimaimunoensaio (ELISA) / Hemaglutinação Indireta / Quimioluminescência, Imunofluorescência Indireta IgM e IgG	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mL de soro, em tubo com gel separador.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 07 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura entre 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica, com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura -20°C;</li> <li>○ Transportar acondicionada em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição médica;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias;</li> <li>• Ficha de investigação Doença de Chagas Aguda SINAN (somente p/ casos agudos), com todos os campos corretamente preenchidos;</li> <li>• Cópias de todos os resultados dos exames parasitológicos realizados;</li> <li>• Em casos de surtos por transmissão oral, também enviar a Ficha de Investigação de Surto - DTA.</li> </ul>
<b>CrITÉRIOS de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra fora da temperatura de conservação;</li> <li>• Ausência da documentação obrigatória;</li> <li>• Solicitação para Doença de Chagas aguda sem resultado de exames parasitológicos.</li> </ul>
<b>Informação importante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Independente dos resultados dos testes da primeira amostra, coletar a segunda amostra com intervalo mínimo de 15 dias da primeira;</li> <li>• Para a segunda amostra não será necessária uma nova notificação, apenas deverá vir acompanhada com a requisição do sistema GAL contendo as informações: “trata-se de caso suspeito de Doença de Chagas Aguda, segunda amostra”.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 09 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>DOENÇA DE CHAGAS CRÔNICA</b> Enzimaimunoensaio (ELISA) / Hemaglutinação Indireta / Imunofluorescência Indireta IgG / Quimioluminescência (CMIA) IgG	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>2 mL de soro</u>, em tubo com gel separador.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 07 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura entre 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar em estantes dentro de caixa térmica, com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura -20°C;</li> <li>○ Transportar acondicionada em estantes dentro de caixa térmica, com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias;</li> <li>• Formulário de notificação “Chagas crônica” disponível no e-SUS Notifica (<a href="https://notifica.saude.gov.br/login">https://notifica.saude.gov.br/login</a>)</li> </ul>
<b>CrITÉrios de rejeiÇão</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras com hemólise intensa;</li> <li>• Amostras não centrifugadas;</li> <li>• Amostras fora da temperatura de conservação;</li> <li>• Ausência da documentação obrigatória;</li> </ul>
<b>Informação importante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar segunda coleta com intervalo mínimo de 15 dias da primeira</li> <li>• Para a segunda amostra, apenas deverá vir acompanhada com a requisição do sistema GAL, contendo as informações: “trata-se de caso suspeito de Doença de Chagas Crônica, segunda amostra”.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 09 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>DOENÇA DE CHAGAS - Monitoramento de Cura</b> Enzimmunoensaio (ELISA) / Hemaglutinação Indireta / Imunofluorescência Indireta IgG	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mL de soro, em tubo com gel separador.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 07 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura entre 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar sob refrigeração em caixa térmica, com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura de -20°C;</li> <li>○ Transportar acondicionada em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>CrITÉrios de rejeiÇão</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise intensa;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra fora da temperatura de conservação;</li> <li>• Ausência da documentação obrigatória.</li> </ul>
<b>Informação importante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para o monitoramento de cura deve ser realizado coleta de amostra ao final do tratamento medicamentoso aos três, seis e doze meses;</li> <li>• Após os doze meses realizar anualmente até o período de cinco anos.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 09 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>DOENÇA DE CHAGAS</b> Controle de Qualidade	
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% das lâminas revisadas para diagnóstico de Doença de Chagas encaminhadas ao LACEN pelos 13 CRS.</li> </ul>

<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar em temperatura ambiente;</li> <li>• Acondicionar as lâminas em tubetes porta lâminas ou em material que garanta sua integridade;</li> <li>• Transportar em temperatura ambiente, preferencialmente em caixas térmicas.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em meio físico, preenchidos com letra legível: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Resumo mensal do laboratório de revisão para o LACEN;</li> <li>○ Resumo das atividades do laboratório de revisão;</li> <li>○ Boletim de acompanhamento das atividades de controle de qualidade do diagnóstico/ treinamentos e supervisões (se houver);</li> <li>○ Boletim de acompanhamento das atividades de controle de qualidade do diagnóstico/ revisão de lâminas e;</li> <li>○ Memorando de encaminhamento das lâminas.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Crítérios de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acondicionamento incorreto das lâminas;</li> <li>• Ausência de documentação;</li> <li>• Envio fora do prazo.</li> </ul>
<b>Informação Importante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Os Laboratórios de Revisão dos 13 CRS devem encaminhar ao LACEN mensalmente (até o dia 15 do mês subsequente).</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, enviado via PAE aos centros regionais de saúde - CRS.</li> </ul>

<b>DOENÇA DE CREUTZFELDT JAKOB - DCJ (DOENÇA PRIÓNICA)</b> Imunoblot -Pesquisa de Proteína 14-3-3 LIM (líquor) / Histopatológico - Imunohistoquímica (Tecido Cerebral)/ Pesquisa de Polimorfismo e Mutações/Sequenciamento Direto	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Líquor: 3-5 mL (coletado em tubo estéril com tampa de rosca)</li> <li>• Fragmentos de tecido cerebral: volumes 3 cm<sup>3</sup> (sem aditivos ou conservantes)</li> <li>• Sangue com EDTA: 5mL (coletado em tubo estéril com tampa de rosca)</li> <li>• <b>Post-mortem</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fragmentos de tecido cerebral: volumes 3 cm<sup>3</sup> (em formalina tamponada a temperatura ambiente)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangue: <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Até 24 horas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar entre 4°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar sob refrigeração em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li><u>Após 24 horas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Congelar a -20°C</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo seco.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Líquor <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Até 24 horas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar entre 4°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar sob refrigeração em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li><u>Após 24 horas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Congelar a -70°C</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo seco.</li> <li>● Fragmento de tecido cerebral</li> </ul> <p>Amostras conservadas em formalina tamponada (<b>post mortem</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Transportar em caixa térmica a temperatura ambiente.</li> <li>● Amostras In natura (sem aditivos ou conservantes):             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservadas a -20°C transportadas em isopor com gelo seco.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Requisição;</li> <li>● Laudo do médico (neurologista ou infectologista);</li> <li>● Ficha de Investigação de Doença Creutzfeldt-Jakob SINAN.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Amostra mal acondicionada e/ou mal conservada;</li> <li>● Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio.</li> <li>● Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<p><u>Caso Suspeito:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● A Vigilância Epidemiológica/Hospital deve:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Providenciar documentação obrigatória;</li> <li>○ Contatar o LACEN para as programações de coleta, entrega, transporte e envio das amostras.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS (ROTAVÍRUS, NOROVÍRUS E OUTROS GASTROENTEROVÍRUS)</b>	
Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (RT-qPCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Não se aplica</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2 a 4 g de fezes líquidas ou sólidas in natura.             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar entre 1º ao 5º dia após o início dos sintomas (fase aguda).</li> </ul> </li> <li>● Swab retal: na impossibilidade de se obter as fezes, especialmente em casos de post mortem.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>Até 48h:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>● <u>Após 48h:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo seco ou reciclável.</li> </ul> </li> </ul> <p>Obs.: Armazenamento por mais de 4 meses, conservar a (-)70°C</p>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Requisição;</li> <li>● Ficha de Investigação individual Rotavírus SINAN;</li> <li>● Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Amostras mal acondicionadas e/ou mal conservadas</li> <li>● Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e/ou envio.</li> <li>● Amostra imprópria para a análise solicitada.</li> <li>● Documentação obrigatória preenchida de forma incompleta ou divergente entre ficha e GAL.</li> </ul>

<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas.</li> <li>• Data da coleta.</li> <li>• Dados Clínicos e Epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>DOENÇAS DIARREICAS TRANSMITIDA POR ALIMENTOS - DTA</b> Cultura	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importante realizar coleta antes do início da antibioticoterapia.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<p>Caso o município não possua, solicitar o meio de transporte <i>Cary-blair</i> ao LACEN com antecedência, pois quando possível será disponibilizado para doação;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,5 a 2g de fezes in natura;</li> <li>• Swab fecal: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar amostra de fezes com swab em meio de transporte <i>Cary-Blair</i>.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Fezes in natura</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar Até 2h em temperatura ambiente no coletor universal;</li> </ul> </li> <li>• <u>Swab retal ou fecal em meio de transporte Cary-Blair</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Até 48 horas: conservar em temperatura ambiente;</li> <li>○ Após 48 horas: conservar em temperatura entre 4°C a 8°C.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação de Surto - DTA SINAN e/ou</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN: quando houver casos que evoluírem para síndrome hemolítico - urêmica (SHU);</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de antibiótico;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 07 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>DOENÇAS DIARREICAS TRANSMITIDA POR ALIMENTOS - DTA</b> Teste de Sensibilidade	
<b>Informações importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O LACEN realiza essa análise utilizando a mesma amostra encaminhada para cultura (Microrganismo isolado em placa ou tubo em meio de cultura adequado);</li> <li>• O cadastro no GAL para esta análise é realizado pelo LACEN.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cultura Contaminada.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 dias após processamento da cultura com resultado positivo, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>DOENÇA DE HAFF</b> Cromatografia Líquida Acoplada a Espectrômetro de Massas	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importante realizar coleta antes do início do tratamento medicamentoso.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Amostras de alimentos</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 50 a 100g do alimento envolvido no caso (sobra do prato pronto, preparados e consumidos, seja assado, frito, cozido ou ensopado, priorizando partes moles do pescado);</li> <li>○ Na falta de sobras do prato pronto servido, buscar amostras de porções do mesmo pescado ainda não preparado (dorso, filé e vísceras).</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Congelar as amostras fracionadas a - 20°C;</li> <li>• Enviar imediatamente ao LACEN;</li> <li>• Transportar acondicionada em caixa térmica com gelo seco.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofício de solicitação do exame, com número de telefone e e-mail para contato;</li> <li>• Formulário de notificação e investigação de caso compatível com a doença de Haff, disponível no link: <a href="https://redcap.link/notificacaoeinvestigacaodoencadehaff">https://redcap.link/notificacaoeinvestigacaodoencadehaff</a>;</li> <li>• Cópia do relatório de investigação epidemiológico;</li> <li>• Ficha de investigação de Surto - DTA, em situações de surtos. Como a etiologia da doença ainda é desconhecida, o campo “agente etiológico do surto” da ficha de investigação de Surto - DTA deve ser preenchido como “doença de Haff” e o campo “alimento causador do surto” deve conter as espécies de pescados associados ao caso.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou mal conservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em caso de suspeita da DOENÇA DE HAFF é necessário previamente entrar em contato com o LACEN, antes da realização da coleta, para articulação do recebimento da amostra.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias (Amostra enviada para laboratório colaborador).</li> </ul>

<b>DOENÇA DE LYME</b> Enzimaimunoensaio (ELISA) /Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (qPCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impreterível realizar a coleta antes do início da antibioticoterapia.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mL de sangue total, em tubo com EDTA;</li> <li>• Coletar após a suspeita clínica.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar em temperatura de -20°C;</li> <li>• Transportar acondicionada em caixa térmica com gelo seco;</li> <li>• Enviar imediatamente ao LACEN.</li> </ul>

<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Encaminhamento de amostras para Doença de Lyme - Símile, disponível no site da Funed;</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso do antibiótico;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>EPSTEIN BARR</b> Enzimaimunoensaio (ELISA) / Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA) IgM e IgG	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>3 mL de soro em tubo com gel separador:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar entre 7<sup>o</sup> e 14<sup>o</sup> dia após início dos sintomas.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 48 horas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura entre 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar em estantes dentro de caixa térmica, com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 48 horas até 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura -20°C;</li> <li>○ Transportar acondicionada em estantes dentro de caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias;</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>ESQUISTOSSOMOSE</b> KATO KATZ	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>10g de fezes <i>in natura</i>:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar na fase convalescente; 3 coletas com intervalo de 48 horas entre cada uma, em recipiente de boca larga, limpo e/ou esterilizado; frascos devidamente identificados como 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> e 3<sup>o</sup> coleta e data de cada coleta.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 48 horas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura entre 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar em estantes dentro de caixa térmica, com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição Médica;</li> <li>• Ficha de Investigação Esquistossomose SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausência da documentação obrigatória;</li> <li>• Identificação incorreta das amostras coletadas.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>FEBRE AMARELA</b> Enzimaimunoensaio (ELISA) IgM	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>2 mL de soro em tubo com gel separador:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar a partir do 7º dia após início dos sintomas.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 2 semanas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar sob refrigeração em caixa térmica com gelo reciclável</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 2 semanas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação de Febre Amarela SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>FEBRE AMARELA</b> Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT- qPCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>2 mL de soro em tubo com gel separador:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coletar entre o 1º e o 10º dia dos primeiros sintomas da doença.</li> </ul> </li> </ul> <p>Obs.: Amostras coletadas no período de 7º a 10º dia de sintomas, não detectáveis (negativos) pela metodologia, serão</p>

	encaminhadas ao laboratório de referência para realização de exames sorológicos.
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 2 semanas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar sob refrigeração em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 2 semanas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar entre -20°C e -70°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo seco ou reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação de Febre Amarela SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras mal acondicionadas e/ou malconservadas;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>FEBRE AMARELA</b> Histopatológico II - Imunohistoquímica	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Fragmentos pequenos (2 a 3cm<sup>3</sup>) de órgãos viscerais:</u> fígado, baço, pulmão, rim, coração e cérebro;</li> <li>• Tecidos em Bloco de Parafina;</li> <li>• Exames <b>post-mortem</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Proceder a coleta de fragmentos pequenos até no máximo de 24 horas após o óbito.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acondicionamento da amostra: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Em frasco estéril com tampa rosqueável, devidamente identificado, contendo formalina tamponada a 10% ou formaldeído/formol a 10%;</li> <li>○ O volume do conservante líquido deve ser 10X maior que o volume dos fragmentos;</li> <li>○ Conservar e transportar em caixa térmica em temperatura ambiente, protegidos da luz e calor.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação de Febre Amarela SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>

<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes;</li> <li>• Para realizar o cadastro no GAL, deve ser feito contato com a gerência do GAL, a fim de receber as devidas orientações.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>FEBRE AMARELA</b> Isolamento Viral - Inoculação em células C6/36.	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Líquor: 1 mL;</li> <li>• Sangue total, sem anticoagulante/ Soro: 2 mL: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar em tubo com gel separador, entre o 1º e 5º dia após o início dos sintomas.</li> </ul> </li> <li>• Órgãos viscerais: fígado, baço, pulmão e cérebro-Fragmentos pequenos (2 a 3cm<sup>3</sup>);</li> <li>• <b>Exames <i>post-mortem</i>:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar a amostra de sangue diretamente do coração;</li> <li>○ Proceder a coleta de fragmentos viscerais até no máximo de 24 horas após o óbito.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Sangue total, sem anticoagulante/ Soro:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Acondicionar a amostra em tubo de 2 mL com tampa rosqueável e anel de vedação, resistente a temperatura ultrabaixa (criotubo), devidamente identificado e conservado a -70° C.</li> </ul> </li> <li>• <u>Fragmentos viscerais:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Acondicionar em frasco plástico estéril de 15 mL com tampa rosqueável, resistente a temperatura ultrabaixa;</li> <li>○ Fragmento de cérebro deve ser acondicionado em frasco separado dos fragmentos de outros órgãos;</li> <li>○ Conservar a -70°C.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>ATENÇÃO:</b> Não colocar em formol.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Transporte:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Em caixa térmica com gelo seco ou em botijão de nitrogênio líquido, dentro de embalagem plástica individualizado, inserida em uma canaleta devidamente identificada.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de investigação Febre Amarela SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou mal conservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> <li>• Amostra fixada em formol.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>

<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>
---------------------------	---

<b>FEBRE DE CHIKUNGUNYA</b> Enzimaimunoensaio (ELISA) IgM e IgG	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>2 mL de soro</u>, em tubo com gel separador:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar a partir do 6º dia após início dos sintomas e caso necessário o LACEN solicitará a coleta de uma segunda amostra.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 48 horas</u>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar sob refrigeração em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 48 horas e até 7 dias</u>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 7 dias</u>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a -70°C</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Dengue e Febre de Chikungunya SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>FEBRE DE CHIKUNGUNYA</b> Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT- qPCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>2 mL de soro</u>, em tubo com gel separador:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar entre o 1º e o 5º dia do início dos sintomas.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 48 horas</u>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar sob refrigeração em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 48 horas e até 7 dias</u>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 7 dias</u>:</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a -70°C</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Requisição;</li> <li>● Ficha de Investigação Dengue e Febre de Chikungunya SINAN;</li> <li>● Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>● Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>● Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Data dos primeiros sintomas;</li> <li>● Data da coleta;</li> <li>● Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 15 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>FEBRE DE CHIKUNGUNYA</b> Histopatológico II - Imunohistoquímica	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>Fragmentos pequenos (2 a 3cm<sup>3</sup>) de órgãos viscerais: fígado, baço, pulmão, rim, coração e cérebro;</u></li> <li>● <u>Tecidos em Bloco de Parafina.</u></li> <li>● <b>Exames post-mortem:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Proceder a coleta de fragmentos viscerais até no máximo de 24 horas após o óbito.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Acondicionamento da amostra: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Em frasco estéril com tampa rosqueável, devidamente identificado, contendo formalina tamponada a 10% ou formaldeído/formol a 10%;</li> <li>○ O volume do conservante líquido deve ser 10X maior que o volume dos fragmentos;</li> <li>○ Conservar e transportar em caixa térmica em temperatura ambiente, protegidos da luz e calor.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Requisição;</li> <li>● Ficha de Investigação Dengue e Febre de Chikungunya SINAN;</li> <li>● Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>● Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>● Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Data dos primeiros sintomas;</li> <li>● Data da coleta;</li> <li>● Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes;</li> <li>● Para realizar o cadastro no GAL, deve ser feito contato com a gerência do GAL, a fim de receber as devidas orientações.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>FEBRE DE CHIKUNGUNYA</b> Isolamento Viral - Inoculação em células C6/36.	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Líquor: 1 mL;</li> <li>• Sangue total, sem anticoagulante/ Soro: 2 mL;               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coleta em tubo com gel separador, entre o 1º e 5º dia após o início dos sintomas.</li> </ul> </li> <li>• Fragmentos pequenos (2 a 3cm<sup>3</sup>) de órgãos viscerais: fígado, baço, pulmão e cérebro.</li> <li>• <b>Exames <i>post-mortem</i>:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar a amostra de sangue diretamente do coração;</li> <li>○ Proceder a coleta de fragmentos viscerais até no máximo de 24 horas após o óbito.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangue total, sem anticoagulante/Soro:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Acondicionar a amostra em tubo de 2 mL com tampa rosqueável e anel de vedação, resistente a temperatura ultrabaixa (criotubo), devidamente identificado e conservado a -70° C.</li> </ul> </li> <li>• Fragmentos viscerais:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Acondicionar em frasco plástico estéril de 15 mL com tampa rosqueável, resistente a temperatura ultrabaixa;</li> <li>○ Fragmento de cérebro deve ser acondicionado em frasco separado dos fragmentos de outros órgãos;</li> <li>○ Conservar a -70°C.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>ATENÇÃO:</b> Não colocar em formol.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Transporte:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Em caixa térmica com gelo seco ou em botijão de nitrogênio líquido, dentro de embalagem plástica individualizado, inserida em uma canaleta devidamente identificada.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Dengue e Febre de Chikungunya SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra malconservada e/ou mal acondicionada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta;</li> <li>• Amostra fixada em formol.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência)</li> </ul>

<b>FEBRE DE MAYARO/FEBRE DE OROPOUCHE E OUTROS ARBOVÍRUS</b> Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT- qPCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>2 mL de soro</u> em tubo com gel separador:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar entre o 1º e o 5º dia do início dos sintomas.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 2 semanas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 2 semanas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar entre -20°C e -70°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação de Notificação/Conclusão ou como diferencial para Chikungunya, com a ficha Chikungunya SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada.</li> <li>• Amostra coletada fora do prazo;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>FEBRE MACULOSA (RICKETTSIOSES)</b> Enzimaimunoensaio (ELISA)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>2 amostras pareadas de 10 mL de soro:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1º amostra coletada no primeiro contato com o contato com o paciente;</li> <li>○ 2º amostra 14 a 21 dias após a data da primeira coleta.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar na temperatura de -20°C;</li> <li>• Transportar em caixa térmica com gelo seco;</li> <li>• Enviar imediatamente ao LACEN.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Febre Maculosa SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias;</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O não envio das duas amostras pareadas (conjuntamente);</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>FEBRE MACULOSA (RICKETTSIOSES)</b> Imunofluorescência Indireta (IFI) IgG	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 amostras pareadas de 10 mL de soro:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1° amostra coletada no primeiro contato com o contato com o paciente;</li> <li>○ 2° amostra 14 a 21 dias após a data da primeira coleta.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar na temperatura de -20°C;</li> <li>• Transportar em caixa térmica com gelo seco;</li> <li>• Enviar imediatamente ao LACEN.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Febre Maculosa SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O não envio das duas amostras pareada (conjuntamente);</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>FEBRE MACULOSA (RICKETTSIOSES)</b> Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impreterível realizar a coleta antes do início da antibioticoterapia.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 mL de sangue, com EDTA ou o Coágulo obtido de sangue total coletado em tubo sem anticoagulante:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar preferencialmente, nos primeiros 5 dias de doença.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar em temperatura de -20°C;</li> <li>• Transportar em caixa térmica com gelo seco;</li> <li>• Enviar imediatamente ao LACEN.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Febre Maculosa SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias;</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de antibiótico;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>FEBRE DO NILO OCIDENTAL</b> Enzimaimunoensaio (ELISA) IgM	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>

<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Soro: 1 mL, em criotubo:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar o <b>Soro 1</b> (fase aguda recente) entre o 5º e 10º dia após início dos sintomas;</li> <li>○ Coletar o <b>Soro 2</b> (fase convalescente) entre o 16º e 30º dia após início dos sintomas;</li> </ul> </li> <li>• <u>Líquor: no mínimo 1 mL, em criotubo:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar entre o 11º e 45º dia após o início dos sintomas, preferencialmente entre 11 e 30 dias.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar a -20°C;</li> <li>• Transportar em caixa térmica com gelo reciclável;</li> <li>• Enviar imediatamente ao LACEN.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Febre do Nilo e Outras Arboviroses de Importância em Saúde Pública SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise,</li> <li>• Amostra não centrifugadas;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou mal conservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes;</li> <li>• Informar deslocamentos realizados até 15 dias antes do adoecimento;</li> <li>• Referir antecedente de vacina contra febre-amarela (se possível com data ou pelo menos o ano);</li> <li>• Relatar se tem história anterior de dengue;</li> <li>• Se houver resultados de exames laboratoriais, inclusive se já houver para algum arbovírus, os mesmos devem ser descritos na ficha e, se possível, anexados.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>FEBRE DO NILO (VÍRUS DO NILO OCIDENTAL) E ENCEFALITE SAINT LOUIS (VÍRUS SAINT LOUIS)</b> Isolamento viral	
<b>Preparo do Paciente</b>	Não se aplica.
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1mL Sangue total (sem aditivo) ou soro, <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar entre o 1º e 5º dia da doença, sendo preferencialmente recomendado o sangue total;</li> </ul> </li> <li>• 500 µL Líquor (LCR): Em casos suspeitos de arboviroses com comprometimento neurológico; <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar entre o 1º e 15º dia, preferencialmente até o 7º dia após o início dos sintomas neurológicos;</li> </ul> </li> <li>• 8-10g Fragmentos de vísceras (cérebro, fígado, baço, rim, coração e pulmão): Em casos com evolução para óbito. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar no máximo até 24h após o óbito.</li> </ul> </li> </ul> <p>Obs: as amostras biológicas a serem examinadas devem ser</p>

	obtidas na fase virêmica da doença.
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar as amostras biológicas (sangue total/soro, LCR, ou fragmentos de vísceras) em freezer a -70°C até o envio ao laboratório de destino.</li> <li>• Transportar em caixa de amostra biológica com gelo seco.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras mal acondicionadas e/ou mal conservadas</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e/ou envio.</li> <li>• Amostra imprópria para a análise solicitada.</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incompleta ou divergente entre ficha e GAL.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostra coletada fora do prazo</li> <li>• Dados Clínicos e Epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estimativa máxima de 60 dias, disponível no GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>FEBRE DO NILO (VÍRUS DO NILO OCIDENTAL) E ENCEFALITE SAINT LOUIS (VÍRUS SAINT LOUIS)</b> Reação da Cadeia de Polimerase em Tempo Real (RT-qPCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	Não se aplica.
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 mL de Soro em tubo com gel separador: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar entre o 1º e 5º dia do início dos sintomas.</li> </ul> </li> <li>• 600 µL de LCR, em casos suspeitos de comprometimento neurológico: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar entre o 1º e 15º dia, preferencialmente até o 7º dia após o início dos sintomas neurológicos.</li> </ul> </li> <li>• Fragmentos de vísceras (8 a 10g): <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar no máximo até 24h após o óbito.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 48 horas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2º C e 8º C</li> <li>○ Transportar sob refrigeração em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 48 horas e até 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a -20°C</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a -70°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo seco.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras mal acondicionadas e/ou mal conservadas</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e/ou envio.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra imprópria para a análise solicitada.</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incompleta ou divergente entre ficha e GAL.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes;</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 45 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>FEBRE TIFÓIDE</b> Cultura	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importante realizar coleta antes do início da antibioticoterapia.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<p>Caso o município não possua, solicitar o meio de transporte <i>Cary-blair</i> ao LACEN com antecedência, pois quando possível será disponibilizado para doação;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>0,5 a 2g de fezes <i>in natura</i></u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar a partir da segunda até a quinta semana do início dos sintomas, com intervalo de 3 dias entre cada semana.</li> </ul> </li> <li>• <u>Swab fecal</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar amostra de fezes com swab em meio de transporte <i>Cary-Blair</i>.</li> </ul> </li> <li>• <u>Sangue total para hemocultura</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar duas amostras com volume mínimo de 5% até 10% do volume do meio de cultura, respeitando intervalo de 30 minutos entre a primeira e a segunda coleta, realizadas dentro das duas semanas iniciais da enfermidade.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Fezes <i>in natura</i></u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar até 2h em temperatura ambiente, com envio imediato ao LACEN.</li> <li>○ Swab fecal em meio de transporte <i>Cary-blair</i>:</li> <li>○ Conservar até 48 horas em temperatura ambiente;</li> <li>○ Após 48 horas, conservar em temperatura entre 4°C a 8°C;</li> </ul> </li> <li>• <u>Sangue em meio de cultura</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Enviar imediatamente ao LACEN.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Investigação Febre Tifóide SINAN e/ou</li> <li>• Casos de surto enviar Ficha de Notificação/Investigação de Surto - DTA SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de antibiótico;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 07 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>FILARIOSE</b>	
Enzimaimunoensaio (ELISA) / Técnica de Filtração em Membrana de Policarbonato (FMP)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 mL sangue total, em tubo com EDTA, podendo ser dividido em 2 tubos de 5 mL cada. A amostra de sangue total deve ser bem homogeneizada após a coleta.</li> <li>• 5 mL de soro, em tubo com gel separador.</li> <li>• Devem ser informados na ficha de notificação data e horário de coleta.</li> <li>• O horário de coleta deve ser entre 23:00 h e 01:00h.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar em temperatura entre 2°C a 8°C;</li> <li>• Transportar sob refrigeração em caixa térmica com gelo reciclável;</li> <li>• Enviar imediatamente ao LACEN.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição Médica;</li> <li>• Ficha Notificação/Conclusão SINAN;</li> <li>• Ofício de encaminhamento da amostra.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausência da documentação obrigatória;</li> <li>• Sangue total coagulado e/ou soro não centrifugado;</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 dias úteis, através de Ofício ao solicitante (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>FUNGOS</b>	
Cultura	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não utilizar medicamento antifúngico nos 15 dias que antecedem a coleta.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escarro, lavado brônquico (LBA), secreção (lesão), pus, líquor, urina, sangue total: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar o suficiente para semeadura em 4 tubos com meios básicos para cultivo de fungos;</li> <li>○ Sendo 2 tubos sabouraud-glicose 2% e 2 tubos sabouraud-glicose 2% com cicloheximida.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar em temperatura ambiente; Transportar em até duas horas em caixa térmica.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN ou</li> <li>• Formulário de Notificação Nacional de Surtos Infecciosos em Serviços de Saúde, se surto infeccioso no serviço de saúde;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias;</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de antifúngico;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>FUNGOS</b> Teste de Sensibilidade	
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O LACEN realiza essa análise em leveduras provenientes de cultura positiva;</li> <li>• O cadastro no GAL para esta análise será realizado pela área técnica do LACEN.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cultura contaminada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>HANSENIASE – BIOLOGIA MOLECULAR</b> Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (qPCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biópsia de pele</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Álcool 70% em criotubo de 5 mL;</li> <li>• Temperatura ambiente;</li> <li>• Enviar ao LACEN em até 5 dias a contar da data da coleta.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias;</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não envio da documentação obrigatória;</li> <li>• Não cumprir o critério de conservação;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviço habilitado a enviar amostra: URE Marcello Cândia.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 07 dias via GAL.</li> </ul>

<b>HANSENIASE – TESTE DE SENSIBILIDADE GENOTÍPICO</b> Hibridização de Sonda em Linha - LPA	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biópsia de pele</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Álcool 70% em criotubo de 5 mL;</li> <li>• Temperatura ambiente;</li> <li>• Enviar ao LACEN em até 5 dias a contar da data da coleta.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Cadastro no SIRH e lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias;</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não envio da documentação obrigatória;</li> <li>• Não cumprir o critério de conservação;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviço habilitado a enviar amostra: Todos os serviços de saúde que disponham de infraestrutura técnica e operacional</li> </ul>

	adequada para coleta de biópsia de pele com punch de 2 a 6 mm, conforme NOTA TÉCNICA Nº 59/2024-CGLAB/SVSA/MS.
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 07 dias, via GAL e Sistema de Investigação da Resistência Antimicrobiana aos Fármacos da Hanseníase - SIRH.</li> </ul>

<b>HANTAVIROSE</b> Enzimaimunoensaio (ELISA) IgM e IgG	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>2 mL de soro</u>, em tubo com gel separador:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar na fase aguda da doença.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 48h:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar sob refrigeração em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 48h:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Congelar a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Hantavirose SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias;</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>HANTAVIROSE (HANTAVÍRUS)</b> Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT- qPCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ml de soro, em tubo com gel separador, podendo ser sangue total sem aditivo.               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar entre o <u>1º e o 7º dia do início dos sintomas</u>.</li> </ul> </li> <li>• 2 cm<sup>3</sup> de fragmentos de cada víscera ( coração e pulmão, fígado, baço e rim)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar no máximo até <u>8 horas após óbito</u>.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 48h :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C e 8°C</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 48h e até 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a -20°C.</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo seco.</li> <li>● <u>Após 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a -70º C</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo seco</li> </ul> </li> </ul> <p>Obs.: Acondicionar os fragmentos de vísceras em tubo plástico ou frasco estéril, resistente a temperatura ultra baixa (criotubo), com tampa de rosca e anel de vedação, identificar cada tubo com o nome do paciente e tipo de víscera e separar em sacos plásticos individualmente. Manter a fresco, sem conter formol ou outros fixadores a temperatura de -70ºC até o envio.</p>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Requisição;</li> <li>● Ficha de Investigação SINAN;</li> <li>● Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Amostras mal acondicionadas e/ou mal conservadas.</li> <li>● Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e/ou envio.</li> <li>● Amostra imprópria para a análise solicitada.</li> <li>● Documentação obrigatória preenchida de forma incompleta ou divergente entre ficha e GAL.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Data dos primeiros sintomas;</li> <li>● Data da coleta;</li> <li>● Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 20 dias, disponível via GAL</li> </ul>

<b>HEPATITE A</b> Anti-HAV IgM / Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Paciente em jejum mínimo de 4h.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>3 mL a 5 mL de soro</u>, em tubo de gel separador.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>Até 3 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura entre 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar em estantes, dentro de caixa térmica, com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>● <u>Após 3 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura -20°C;</li> <li>○ Transportar acondicionada em estantes dentro de caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Requisição;</li> <li>● Ficha de Investigação Hepatites Virais SINAN;</li> <li>● Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Amostra com lipemia ou com hemólise;</li> <li>● Amostra não centrifugada;</li> <li>● Amostra mal acondicionadas e/ou malconservada;</li> <li>● Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>● Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 10 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>HEPATITE B</b>	
Anti-HBs / HbsAg / Anti-HBc IGM / Anti-HBc Total / Anti-Hbe / HBeAg / Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paciente em jejum mínimo de 4h.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 mL a 5 mL de soro, em tubo com gel separador.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 3 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura entre 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar em estantes, dentro de caixa térmica, com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 3 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura -20°C;</li> <li>○ Transportar acondicionada em estantes, dentro de caixa térmica com gelo seco.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Hepatites Virais SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias;</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com lipemia ou com hemólise;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou mal conservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>HEPATITE B</b>	
Quantificação de carga viral / Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT-qPCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitar alimentos gordurosos 4h antes coleta.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>4 mL de plasma</u>, em tubo de coleta de polipropileno estéril rosqueável com EDTA e gel separador: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Centrifugar imediatamente após a coleta.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 05 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar entre 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar, em estante, dentro de caixa térmica, com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Acima de 5 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a -70°C;</li> <li>○ Transportar, em estante, dentro de caixa térmica com gelo seco.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias;</li> <li>• Relatório de encaminhamento via GAL</li> <li>• Ofício de encaminhamento ao LACEN;</li> <li>• Formulário de solicitação - Carga Viral do vírus da Hepatite B (Preencher todos os campos da solicitação);</li> <li>• Sempre enviar cópia dos documentos: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com lipemia;</li> <li>• Amostra em temperatura fora da recomendada;</li> <li>• Amostra não centrifugadas;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras de Crianças podem ser reduzidas a 4 mL em um tubo de polipropileno rosqueável com EDTA e gel separador;</li> <li>• As amostras não devem ser congeladas antes da centrifugação;</li> <li>• As amostras submetidas a múltiplos ciclos de congelamento/descongelamento inviabilizam a análise.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 dias, disponível via SISCEL.</li> </ul>

<b>HEPATITE C</b> Anti-HCV / Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paciente em jejum mínimo de 4h.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>3 mL a 5 mL de soro</u>, em tubo com gel separador.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 3 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura entre 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar, em estante, dentro de caixa térmica, com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 3 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura -20°C;</li> <li>○ Transportar, em estantes, dentro de caixa térmica com gelo seco.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Hepatites Virais SINAN;</li> <li>• Formulário BPA-I específico: Laudo Médico para Emissão do BPA-I - Pesquisa de anticorpos contra o Vírus da Hepatite C (Anti-HCV) conforme o anexo A deste Manual</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com lipemia ou com hemólise;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>HEPATITE C</b> Quantificação de carga viral / Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT-qPCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitar alimentos gordurosos 4h antes coleta.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>4 mL de plasma</u>, em tubo de coleta de polipropileno estéril rosqueável com EDTA e gel separador: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Centrifugar imediatamente após a coleta.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Até 05 dias: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar entre 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar, em estante, dentro de caixa térmica, com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias;</li> <li>• Ofício de encaminhamento ao LACEN;</li> <li>• Formulário de solicitação - Carga Viral do vírus da Hepatite C (<b>Preencher todos os campos da solicitação</b>);</li> <li>• Sempre enviar cópia dos documentos: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise;</li> <li>• Amostra com lipemia;</li> <li>• Amostra em temperatura fora da recomendada;</li> <li>• Amostra não centrifugadas;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 dias, disponível via SISCEL.</li> </ul>

<b>HEPATITE C</b> Genotipagem / Sequenciamento Genético	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitar alimentos gordurosos 4h antes coleta.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangue total em 2 tubos de polipropileno estéril rosqueável com EDTA k2 ou k3 (5ml em cada)( SEM GEL): <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tubos devem ser identificados com o nome do usuário e Data de nascimento;</li> <li>○ NÃO CENTRIFUGAR;</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar a amostra à temperatura ambiente entre 20°C a 25°C;</li> <li>• Transportar em estante dentro de caixa térmica; (temperatura ambiente)com gelo reciclável apenas para garantir a temperatura entre 20°C a 25°C, evitar contato direto do sangue com o gelo.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofício de encaminhamento ao LACEN;</li> <li>• Formulário de solicitação - Carga Viral do vírus da Hepatite C;</li> <li>• Formulário para Solicitação de Exame de Genotipagem do Vírus da Hepatite C. (<b>Preencher todos os campos do formulário</b>);</li> <li>• Sempre enviar cópia dos documentos: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise;coguladas ou com fibrinas;</li> <li>• Amostra com volume insuficiente em relação ao EDTA;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta;</li> <li>• Amostra em tubo com gel ou em tubo reciclado ou em tubos de vidro;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada.</li> </ul>

<p><b>Informações Importantes</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todas as solicitações de genotipagem devem vir acompanhadas de solicitação de carga viral;</li> <li>• Amostras de Crianças podem ser reduzidas a 3mL em um tubo de polipropileno rosqueável com EDTA;</li> <li>• A amostra não pode ser submetida a congelamento;</li> </ul> <p>OBS: Desde 01/03/2023, as solicitações de exames de genotipagem do HCV precisam cumprir os critérios da Nota Técnica nº 30/2023-CGAHV/.DVIAHV/SVSA/MS (0031654799). As amostras de acordo com o critério exposto na referida nota técnica, a solicitação deverá ser encaminhadas para o email: <a href="mailto:hivlacen@gmail.com">hivlacen@gmail.com</a> para avaliação e agendamento para envio da amostra. A referida Nota Técnica estabelece que a realização do exame de genotipagem do HCV se faz necessária somente para pacientes com idade entre 3 e 11 anos e pesando menos de 30 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fluxo de Solicitação de Genotipagem do HCV: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ O profissional solicitante deverá preencher todos os campos obrigatórios (*) do formulário de solicitação, disponível em: <a href="https://www.gov.br/aids/pt-br/indicadores-epidemiologicos/sistemas-deinformacao/gal/arquivos/hepatite-c-genotipagem.pdf">https://www.gov.br/aids/pt-br/indicadores-epidemiologicos/sistemas-deinformacao/gal/arquivos/hepatite-c-genotipagem.pdf</a>.</li> <li>○ Antes da coleta da amostra, o formulário deverá ser digitalizado e enviado: <a href="mailto:hivlacen@gmail.com">hivlacen@gmail.com</a>, para avaliação da solicitação.</li> <li>○ Após autorização do exame pela CGAHV, LACEN-PA entrará em contato com a instituição solicitante para envio da amostra.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Tempo de Resultado</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<p align="center"><b>HEPATITE D</b> Anti-HDV Total / Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA)</p>	
<p><b>Preparo do Paciente</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paciente em jejum mínimo de 4h.</li> </ul>
<p><b>Amostra</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>3 mL a 5 mL de soro</u>, em tubo com gel separador.</li> </ul>
<p><b>Conservação e Transporte</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 3 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura entre 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar, em estante, dentro de caixa térmica, com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 3 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura -20°C;</li> <li>○ Transportar, em estante, dentro de caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Documentação Obrigatória</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Hepatites Virais SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<p><b>Critério de rejeição</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com lipemia ou com hemólise;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>HEPATITE DELTA - CARGA VIRAL</b>	
Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT - qPCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangue total em tubo sem anticoagulante com gel separador (tampa amarela). Deve ser coletado a quantidade de tubos suficiente para obtenção de um volume final de no mínimo 6 mL de amostra;</li> <li>• O(s) tubo(s) deve(m) ser identificado(s) com o nome completo do paciente e a sua data de nascimento;</li> <li>• Após a coleta, o tubo deve ser mantido em temperatura ambiente de 30 a 60 minutos para ativação e retração do coágulo. Posteriormente o tubo deve ser centrifugado a 3.000 rpm por 10 minutos para separação do soro.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Após a centrifugação, a amostra deverá ser entregue em até 48h após a coleta ao LACEN em isopor ou caixa térmica com gelo reciclável (2° a 8°C).</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias;</li> <li>• Formulário de solicitação do exame de carga viral para o vírus da hepatite delta;</li> <li>• Requisição médica (formulário de solicitações de exames), nome completo, idade, CNS, sexo;</li> <li>• Relatório de encaminhamento da amostra via do GAL.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras recebidas que não estiverem em conformidade com o protocolo de coleta;</li> <li>• Armazenamento e transporte inadequado;</li> <li>• Amostras recebidas com o formulário de solicitação sem os campos obrigatórios preenchidos (impeditivo para a análise dos critérios de solicitação e realização do exame);</li> <li>• Amostras recebidas sem o formulário de solicitação;</li> <li>• Amostras recebidas sem o cadastro da requisição do exame no sistema GAL pela unidade coletora;</li> <li>• Solicitações que não atendam aos critérios de realização do exame estabelecidos no PCDT de Hepatite B e Coinfecções vigente.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra enviada ao Laboratório de Virologia Molecular - FIOCRUZ/RO (LVM-FIOCRUZ/RO)</li> <li>• Informações sobre o exame de carga viral do vírus da hepatite D no GAL.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 03 dias úteis após a chegada da amostra no laboratório executor, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>HEPATITE E</b> Anti-HEV IgM e Anti-HEV IgG Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paciente em jejum mínimo de 4h.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>3 mL a 5 mL de soro</u>, em tubo de gel separador.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 3 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura entre 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar em estantes, dentro de caixa térmica, com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 3 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura -20°C;</li> <li>○ Transportar acondicionada em estantes dentro de caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Hepatites Virais SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com lipemia ou com hemólise;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra mal acondicionadas e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>HERPES SIMPLES (HHV-1 e HHV-2)</b> Reação em Cadeia da Polimerase (RT - PCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>1 mL de líquido</u>;</li> <li>• <u>2 Swabs das lesões cutâneas ou mucosas</u>, em 2,5 mL de meio de transporte viral (PBS pH 7,2 com antibiótico): <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar na fase aguda (surgimento das vesículas).</li> </ul> </li> </ul> <p>Obs.: tipo de swab: Rayon, nylon, poliéster ou dácron. 2,5 mL de meio de transporte viral - Hanks (PBS pH 7,2 com antibiótico)</p>
<b>Conservação e Transporte</b>	<p>Solicitar, o meio de transporte viral ao LACEN com antecedência;</p> <p><u>Para os swabs:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 12h:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a amostra à temperatura de 2°C a 8°C,</li> <li>○ Transportar sob refrigeração em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 12h:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Para o líquido:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul>

<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias (o cadastro no GAL deve ser feito para herpes simples e selecionar biologia molecular).</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Swab fora do meio de transporte viral;</li> <li>• Meio de transporte sem swab;</li> <li>• Amostra malconservada ou mal acondicionada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e/ou envio.</li> <li>• Amostra imprópria para a análise solicitada.</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incompleta ou divergente entre ficha e GAL.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>

<b>HERPES VÍRUS VI</b> Enzimaimunoensaio (ELISA) IgM	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>2 mL de soro</u>, em tubo com gel separador: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar até 15 dias após início dos sintomas.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 48h</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 48h</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Congelar a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias;</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada.</li> <li>• Amostra que não esteja acompanhada dos dados pessoais, clínicos e epidemiológicos do paciente;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>HIDATIDOSE</b> Enzimaimunoensaio (ELISA)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mL de soro, em tubo com gel separador.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar em temperatura entre 2°C a 8°C;</li> <li>• Transportar em caixa térmica com gelo reciclável;</li> <li>• Enviar imediatamente ao LACEN.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição Médica;</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN;</li> <li>• Ofício de encaminhamento da amostra;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias;</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise intensa,</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra fora da temperatura de conservação;</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias úteis (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>HISTOPLASMOSE</b> Imunodifusão Radial Dupla	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mL de soro, em tubo com gel separador.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar em temperatura de -20°C;</li> <li>• Transportar em caixa térmica com gelo seco;</li> <li>• Enviar imediatamente ao LACEN.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN ou Formulário de Notificação Nacional de Surtos Infecciosos em Serviços de Saúde, se surto infeccioso no serviço de saúde;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias;</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise intensa;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra fora da temperatura de conservação;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>HIV</b> Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>3 mL a 5 mL de soro</u>, em tubo com gel separador.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 5 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura entre 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar, em estante, dentro de caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 5 dias:</u></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura a -20°C;</li> <li>○ Transportar, em estante, dentro de caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/ Investigação AIDS SINAN (Pacientes com 13 anos ou mais) ou</li> <li>• Ficha de Investigação Gestante HIV + SINAN ou Ficha de Notificação/ Investigação Criança Exposta ao HIV SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>HIV</b> Immunoblot HIV ½	
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soro - O LACEN realiza essa análise utilizando a mesma amostra encaminhada para HIV Sorologia com resultado positivo.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A unidade coletadora solicita e cadastra no GAL apenas sorologia para HIV;</li> <li>• A inclusão de Immunoblot e cadastro no GAL será realizado pelo LACEN, quando a sorologia for positiva;</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 dias após o resultado da Sorologia, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>HIV</b> Citometria de Fluxo: anticorpos monoclonais para CD4 e CD8	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitar alimentos gordurosos 4h antes coleta.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 mL de sangue total, em tubo com EDTA k2 ou k3.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Até 48h: Recebimento no LACEN <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a amostra à temperatura ambiente entre 20°C a 25°C;</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofício de encaminhamento ao LACEN;</li> <li>• Laudo Médico para emissão de BPA-I Contagem de Linfócitos T CD4+ / CD8+; Totalmente preenchida</li> <li>• Sempre enviar cópia dos documentos: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.</li> </ul>

<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise, fibrinas ou com coágulos;</li> <li>• Amostra com volume insuficiente em relação ao EDTA;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostra refrigerada ou congelada;</li> <li>• Amostra colhida há mais de 48 horas;</li> <li>• Amostra fora dos critérios para solicitação do exame;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> <li>• Falha na identificação da amostra.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportar separado de amostras refrigeradas.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 dias, disponível via SISCEL.</li> </ul>

<b>HIV</b> Genotipagem / Sequenciamento Genético	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitar alimentos gordurosos 4h antes coleta.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangue total em 2 tubos de polipropileno estéril rosqueável com EDTA k2 ou k3 (5ml em cada) (SEM GEL). : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tubos devem ser identificados com o nome do paciente e data de nascimento.</li> <li>○ NÃO CENTRIFUGAR</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Após a coleta, as amostras devem ser entregues em até 48 h ao Lacen.</li> <li>• O transporte deve ser realizado na temperatura entre 21-25°C. Em caixa de transporte com gelo reciclável.</li> <li>• Evitar contato direto das amostras com o gelo</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofício de encaminhamento ao LACEN;</li> <li>• Laudo Médico para emissão de BPA-I Quantificação de Ácido Nucléico - Carga viral do HIV</li> <li>• Formulário para Solicitação de Exame de Genotipagem de HIV. (PREENCHER TODOS OS CAMPOS DO FORMULÁRIO).</li> <li>• Sempre enviar cópia dos documentos: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise; coguladas ou com fibrinas</li> <li>• Amostra com volume insuficiente em relação ao EDTA;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> <li>• Amostra em tubo com gel ou em tubo reciclado ou em tubos de vidro;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todas as solicitações de genotipagem devem vir acompanhadas de solicitação de carga viral;</li> <li>• Amostras de crianças podem ser reduzidas a 3mL em um tubo de polipropileno rosqueável com EDTA</li> <li>• A amostra não pode ser submetida a congelamento.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 dias, disponível via SISGENO (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>HIV - PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL EM MATERNIDADES</b> Quantificação de carga viral em RN - Recém-nascido Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT- qPCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coletar 2 mL de plasma do RN em tubo de coleta de polipropileno estéril rosqueável com EDTA e gel separador:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Centrifugar imediatamente após a coleta.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Envio imediato. Transportar em estante, dentro de caixa térmica com gelo reciclável, em temperatura de 2°C a 8°C.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofício de encaminhamento ao LACEN;</li> <li>• Laudo Médico para emissão de BPA-I Quantificação de Ácido Nucléico - Carga viral do HIV (todos os campos preenchidos);</li> <li>• Cópia da declaração de nascido vivo ou Cópia da certidão de nascimento do RN;</li> <li>• Cópia de resultado anterior (a partir da segunda coleta);</li> <li>• Comprovante de residência do responsável.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise;</li> <li>• Amostra em temperatura fora da recomendada;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não pode ser colhida amostra de sangue do cordão umbilical.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 horas após chegada da amostra ao LACEN, disponível via SISCEL.</li> </ul>

<b>HIV</b> Quantificação de carga viral / Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT-qPCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitar alimentos gordurosos 4h antes coleta.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 mL de plasma, em tubo de coleta de polipropileno estéril rosqueável com EDTA e gel separador;</li> <li>• Centrifugar imediatamente após a coleta.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 05 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar entre 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar, em estante, dentro de caixa térmica, com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofício de encaminhamento ao LACEN;</li> <li>• Laudo Médico para emissão de BPA-I Quantificação de Ácido Nucléico - Carga viral do HIV.</li> <li>• Sempre enviar cópia dos documentos: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise;</li> <li>• Amostra com lipemia;</li> <li>• Amostra em temperatura fora da recomendada;</li> <li>• Amostra não centrifugadas;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 dias, disponível via SISCEL.</li> </ul>

<b>HTLV I e II</b> Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA) IgM	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>2 mL de soro</u> em tubo com gel separador:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar na fase aguda ou convalescente.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 48 horas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura entre 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar, em estante, dentro de caixa térmica, com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 48 horas até 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura -20°C;</li> <li>○ Transportar, em estante, dentro de caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprescindível o fornecimento das seguintes informações:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Data dos primeiros sintomas;</li> <li>○ Data da coleta;</li> <li>○ Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resultados Não Reagentes: 10 dias, disponível via GAL;</li> <li>• Resultados Reagentes: 15 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>INFLUENZA E OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS (SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE – SRAG)</b> Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT- qPCR)	
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com resultado para detecção de SARS-CoV-2 NEGATIVO, tendo critérios para a realização de painel viral, para o diagnóstico de Influenza e outros vírus respiratórios.</li> <li>• O LACEN é quem inclui os exames de Influenza e outros vírus respiratórios como exames complementares no sistema GAL.</li> </ul>
<b>Crítérios para painel Viral</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sob solicitação da vigilância ou seguimento de investigação de diferencial para casos específicos: criança, óbitos, etc.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 07 dias para amostras respiratórias, disponível via GAL;</li> <li>• 15 dias para amostras de fragmentos de tecidos, disponível via GAL (amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS (INFLUENZA E OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS)</b> Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT- qPCR)	
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O LACEN é quem inclui os exames de Influenza e outros vírus respiratórios como exames complementares no sistema GAL.</li> <li>• Amostra com resultado Detectável para INFLUENZA A: incluído exame complementar de Influenza.</li> <li>• Amostra com resultado Não Detectável para SARS-CoV-2 e INFLUENZA acompanhada de Ficha de Registro Individual - casos de Síndrome Gripal que realizaram Coleta de Amostra no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe), pelas unidades de Saúde Sentinela Cadastradas OU de Ficha de Registro Individual - Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave hospitalizado, no Sistema SIVEP-Gripe: incluído exame complementar de vírus respiratórios.</li> </ul>
<b>Critérios para painel Viral</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vigilâncias municipais que detectem qualquer necessidade extra de aplicação de painel viral: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Casos de SG notificados em estabelecimentos de saúde que não sejam Unidades Sentinela;</li> <li>○ Casos de surto de SG.</li> </ul> </li> <li>• Relatório nominal de pacientes com o número da requisição do GAL.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 07 dias, disponível via GAL.</li> <li>• 15 dias para amostras de fragmentos de tecidos, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>VÍRUS INFLUENZA DE ORIGEM AVIÁRIA EM HUMANOS</b> Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT-qPCR)	
<b>Preparo do paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspirado de Secreção de Nasofaringe (ANF);</li> <li>• Swabs combinados (nasofaringe - 2 swabs - um pra cada narina e orofaringe - 1 swab);</li> <li>• Lavado broncoalveolar. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar preferencialmente até o 7º dia do início dos sintomas (fase aguda da doença) e em caso de SRAG coletar até o 14º dia.</li> </ul> </li> <li>• Exames post-mortem: o ANF imediatamente após óbito; o Fragmentos de 1 a 3 cm do tecido da região central dos brônquios (hilar); traqueia (proximal e distal); tecido do parênquima pulmonar (direito e esquerdo); tonsilas e mucosa nasal.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Os swabs de um mesmo paciente devem ser colocados e mantidos em um único meio de transporte viral - 3mL (Hanks);</li> <li>• Conservar em temperatura entre 4°C a 8°C;</li> <li>• Transportar em caixa térmica, na temperatura entre 4°C a 8°C, em até 72h após coleta.</li> <li>• Exames post-mortem: o ANF imediatamente após óbito, transferir para meio de transporte viral e transportar em caixa térmica na temperatura de 4°C a 8°C, em até 72h após coleta;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fragmentos de 1 a 3 cm do tecido da região central dos brônquios (hilar); traqueia (proximal e distal); tecido do parênquima pulmonar (direito e esquerdo); tonsilas e mucosa nasal;</li> <li>• As amostras frescas coletadas de fragmentos, devem ser acondicionadas individualmente, em recipientes estéreis e imersas em meio de transporte viral ou solução salina tamponada (PBS pH 7.2), suplementadas com antibióticos. Imediatamente após a coleta, os espécimes identificados com sua origem tecidual devem ser congelados e transportados em gelo seco.</li> </ul>
<b>Documentação obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição</li> <li>• Ficha de Notificação Imediata de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública: <a href="https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=LEP79JHW97">https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=LEP79JHW97</a>. A notificação deverá ser realizada informando nos seguintes campos: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Descrição do evento: Doença, agravo ou evento de notificação imediata nacional;</li> <li>○ Doença, agravo ou evento a ser notificado: Influenza humana produzida por novo subtipo viral;</li> <li>○ Influenza humana produzida por novo subtipo viral: Influenza A (H5N1);</li> </ul> </li> <li>• Cadastro no GAL do exame Vírus Respiratórios, metodologia RT-PCR em tempo real, deve-se preencher nos seguintes campos: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Finalidade: Investigação;</li> <li>○ Descrição da finalidade: Gripe Aviária;</li> </ul> </li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausência do meio de transporte viral;</li> <li>• Ausência de swabs no meio de transporte viral;</li> <li>• Uso de swab de material inapropriado;</li> <li>• Temperatura de conservação fora do recomendado;</li> <li>• Coleta e/ou envio fora do período oportuno;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes;</li> <li>• Casos graves em Unidade de Terapia Intensiva e óbitos a coleta deve ser realizada independente da data de início dos sintomas;</li> <li>• Coleta de amostras por meio de swab combinado de nasofaringe e orofaringe deve ser realizada exclusivamente com swab de rayon ou nylon, estéril e com haste de plástico (não usar hastes de madeira e alginato de cálcio);</li> <li>• Swab de algodão interfere nas metodologias moleculares utilizadas (não usar este material).</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Até 15 dias, para RT-qPCR;</li> <li>• Amostra enviada para laboratórios de Referência da área de abrangência do Lacen.</li> </ul>

<b>LEPTOSPIROSE</b> Enzimaimunoensaio (ELISA) IgM	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paciente em jejum mínimo de 4h.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>2 mL de soro</u>, em frasco adequado para congelamento (tubo de ensaio):</li> <li>• Coletar a amostra a partir do 7º dia após o início dos sintomas.</li> </ul>
<b>Conservação e transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 5 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar entre 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar, em estante, dentro de caixa térmica, com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Acima de 5 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura de -20°C;</li> <li>○ Transportar, em estante, dentro de caixa térmica com gelo seco.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Investigação Leptospirose SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presença de hemólise;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 07 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>LEPTOSPIROSE</b> Microaglutinação de Antígeno Anticorpo	
<b>Informações importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O LACEN realiza essa análise utilizando a mesma amostra encaminhada para Sorologia de leptospirose com resultado POSITIVO;</li> <li>• O cadastro no GAL para esta análise será realizado pelo LACEN.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presença de hemólise;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>LEPTOSPIROSE (Pós-mortem)</b> Histopatológico e Imunohistoquímica.	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fragmentos de 1,5 cm<sup>2</sup> de fígado, pulmão, rim, baço, musculoesquelético e/ou coração: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar, preferencialmente, em até 8 horas após óbito.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manter os fragmentos coletados em formalina a 10% tamponada, em frasco (boca larga), à temperatura ambiente;</li> <li>• Transportar em caixa térmica em temperatura ambiente;</li> <li>• Não congelar.</li> </ul>

<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Investigação Leptospirose SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias;</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>LEPTOSPIROSE</b> Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (qPCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>2 mL de soro</u>, em frasco adequado para congelamento (tubo de ensaio);</li> <li>• Coletar entre o 1º ao 7º dia do início dos sintomas.</li> </ul> <p><b>Exame post-mortem:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fragmento de fígado, pulmão, rim, baço, musculoesquelético e/ou coração;</li> <li>○ Coletar até 8 horas após o óbito;</li> <li>○ Armazenar em frascos de polipropileno ou potes de plástico de boca larga sem conservante;</li> <li>○ Congelar o mais breve possível em -20°C.</li> </ul>
<b>Conservação e transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 5 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar entre 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar, em estante, dentro de caixa térmica, com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Acima de 5 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura de -20°C;</li> <li>○ Transportar, em estante, dentro de caixa térmica com gelo seco.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Investigação Leptospirose SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presença de hemólise;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 07 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA – LTA</b> Controle de Qualidade	
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50% das Lâminas positivas e 30% das lâminas negativas para LTA encaminhadas ao LACEN pelos 13 CRS.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar em temperatura ambiente;</li> <li>• Acondicionar as lâminas em tubetes porta lâminas ou em material que garanta sua integridade;</li> <li>• Transportar em temperatura ambiente, preferencialmente em caixas térmicas.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em meio físico, preenchidos com letra legível: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Resumo mensal do laboratório de revisão para o LACEN;</li> <li>○ Resumo das atividades do laboratório de revisão;</li> <li>○ Boletim de acompanhamento das atividades de controle de qualidade do diagnóstico/ treinamentos e supervisões (se houver);</li> <li>○ Boletim de acompanhamento das atividades de controle de qualidade do diagnóstico/ revisão de lâminas e Memorando de encaminhamento das lâminas.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Crítérios de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acondicionamento incorreto das lâminas;</li> <li>• Ausência de documentação;</li> <li>• Envio fora do prazo.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Os Laboratórios de Revisão dos 13 CRS devem encaminhar ao LACEN mensalmente (até o dia 15 do mês subsequente).</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, enviado via PAE aos centros regionais de saúde - CRS.</li> </ul>

<b>LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA</b> Enzimaimunoensaio (ELISA)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mL de soro em tubo com gel separador.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 07 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura entre 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar, em estante, dentro de caixa térmica, com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 07 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura -20°C;</li> <li>○ Transportar, em estante, dentro de caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição com informações do cão e do tutor (dono);</li> <li>• Resultado do Teste Rápido realizado no município;</li> <li>• Cadastro no GAL ANIMAL.</li> </ul>
<b>Crítérios de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise intensa;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra fora da temperatura de conservação;</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 dias, disponível via GAL ANIMAL.</li> </ul>

<b>MALÁRIA</b> Controle de Qualidade	
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 Lâminas mensais por microscopistas de base (5 negativas e 5 positivas). Se houver número insuficiente de lâminas positivas ou negativas durante o mês deve-se complementar com a lâmina que prevalecer até o número estabelecido de 10 lâminas por microscopista encaminhadas ao LACEN pelos 13 CRS.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar em temperatura ambiente;</li> <li>• Acondicionar as lâminas em tubetes porta lâminas ou em material que garanta sua integridade;</li> <li>• Transportar em temperatura ambiente, preferencialmente em caixas térmicas.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em meio físico, preenchidos com letra legível: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Resumo mensal do laboratório de revisão para o LACEN;</li> <li>○ Resumo das atividades do laboratório de revisão;</li> <li>○ Boletim de acompanhamento das atividades de controle de qualidade do diagnóstico/ treinamentos e supervisões (se houver);</li> <li>○ Boletim de acompanhamento das atividades de controle de qualidade do diagnóstico/ revisão de lâminas e;</li> <li>○ Memorando de encaminhamento das lâminas.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acondicionamento incorreto das lâminas;</li> <li>• Ausência de documentação;</li> <li>• Envio fora do prazo.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Os Laboratórios de Revisão das 13 CRS devem encaminhar ao LACEN mensalmente (até o dia 15 do mês subsequente).</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, enviado via PAE aos centros regionais de saúde - CRS.</li> </ul>

<b>MAYARO</b> Enzimaimunoensaio (ELISA) IgM	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>2 mL de soro</u> em tubo com gel separador: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar a partir do 6º dia após início dos sintomas.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 2 semanas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 2 semanas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>MENINGITE BACTERIANA</b> Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (qPCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1mL de líquido</li> <li>• 0,5mL de soro / plasma               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A quantidade solicitada corresponde ao volume ideal para processamento do teste.</li> </ul> </li> <li>• <b>Exames post-mortem:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar os fragmentos de aproximadamente 5 mm<sup>3</sup> de tecido (cérebro, cerebelo, meninge, baço ou fígado).</li> <li>○ Coletar preferencialmente até 24 horas após o paciente ter evoluído para o óbito</li> </ul> </li> <li>• Líquido cefalorraquidiano (líquor), soro, sangue total com EDTA (obtido da cavidade cardíaca) coletar em até 8 horas após o óbito.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Líquor, soro/plasma e sangue total, Acondicionar em frascos estéreis com tampas rosqueável e anel de vedação.</li> <li>• Os fragmentos de tecidos devem estar in natura ou em solução salina, nunca em formol acondicionados em frasco estéril com tampa rosqueada, tipo criotubos.</li> <li>• Conservar em Temperatura de -20°C ;</li> <li>• Transportar em caixa térmica com gelo seco ou reciclável</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Investigação Meningite SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>MENINGITE BACTERIANA</b> Cultura	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importante realizar coleta antes do início da antibioticoterapia.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 mL de líquido;</li> <li>• Sangue total para hemocultura:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar um volume correspondente a 5% - 10% do volume do meio de cultura, preferencialmente no período febril do paciente, antes do início da antibioticoterapia.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservação <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Líquor:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Envio imediato ao LACEN em temperatura ambiente;</li> </ul> </li> <li><u>Líquor semeado em Agar chocolate:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter em estufa a 37°C por até 48h;</li> </ul> </li> <li><u>Sangue:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Semear no meio de cultura imediatamente após a coleta.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Transporte: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Em temperatura ambiente em caixa térmica.</li> <li>○ Enviar imediatamente ao LACEN.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Investigação Meningite SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de antibiótico;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Líquor: 07 dias, disponível via GAL.</li> <li>• Sangue: 10 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>MENINGITE BACTERIANA</b> Teste de Sensibilidade	
<b>Informações importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O LACEN realiza essa análise utilizando a mesma amostra encaminhada para cultura de meningite bacteriana com resultado POSITIVO;</li> <li>• O cadastro no GAL para esta análise será realizado pelo LACEN.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras contaminadas;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>MENINGITE BACTERIANA</b> Genogrupagem de Neisseria Meningitidis	
<b>Informações importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O LACEN realiza essa análise utilizando a mesma amostra encaminhada para pesquisa de meningite bacteriana RT-qPCR com resultado POSITIVO;</li> <li>• O cadastro no GAL para esta análise será realizado pelo LACEN.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra fora da temperatura adequada ( -20°C);</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 dias, disponível via GAL após o resultado da PCR.</li> </ul>

<b>MENINGITE VIRAL</b> <b>Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)</b> Herpes simples vírus 1(HSV1), Herpes simples vírus 2(HSV2), Human herpes vírus 6 (HHV6), Human herpes vírus 7(HHV7), Varicella zoster vírus(VZV), Epstein-Barr vírus (EBV), e Citomegalovírus (CMV)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 mL de líquido;</li> </ul> A quantidade solicitada corresponde ao volume ideal para processamento do teste. <b>Exames post-mortem:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Líquor - coletar preferencialmente até 24 horas após o paciente ter evoluído para o óbito.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acondicionar em frascos estéreis com tampa rosqueável e anel de vedação;</li> <li>• Conservar em temperatura de -20°C;</li> <li>• Transportar em caixa térmica com gelo seco.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Investigação Meningite SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou mal conservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A notificação deve ser realizada com a utilização da ficha de notificação de Meningite, com o preenchimento:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No campo 2 com numeral 2 (outras meningites);</li> <li>○ No campo "Observações" deverá ser utilizada a descrição: Suspeita de meningite viral por (relatar o provável agente);</li> <li>○ Informar também os resultados laboratoriais inespecíficos (cloretos, glicose, proteínas totais, globulinas e leucócitos).</li> </ul> </li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Até 4 dias úteis, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>MICOSE DE IMPLANTAÇÃO</b> (Esporotricose, Cromomicose e Doença de Jorge Lobo) Micológico Direto e Cultura	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não utilizar medicamento, cremes ou pomadas na lesão</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crosta/secreção da lesão                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fazer assepsia local com solução fisiológica estéril. Coletar material da crosta, debaixo da crosta. Se houver pontos negros, coletar desta região.</li> </ul> </li> <li>• Swab com secreção                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fazer assepsia local com solução fisiológica estéril. Coletar com swab a secreção da lesão e semear em meio de cultura ágar batata.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crosta/secreção da lesão <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Encaminhar em placa de petri estéril ou entre duas lâminas, embalado em papel e lacrado para não haver perda do material. Conservar e transportar em temperatura ambiente.</li> </ul> </li> <li>• Swab com secreção <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar e transportar as placas semeadas em meio de cultura ágar batata em temperatura ambiente.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preenchimento do formulário de encaminhamento de amostra para micose de implantação;</li> <li>• Ficha de Notificação para os casos suspeitos de esporotricose;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou mal conservada;</li> <li>• Amostras não cadastrada no GAL;</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antes da coleta do material, o solicitante deverá entrar em contato com a Seção de Bacteriologia e Micologia do LACEN/PA para informações do caso suspeito.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias disponível via GAL.</li> </ul>

<b>MPOX VÍRUS (VARÍOLA)</b> Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT -qPCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Swab de secreção (fase aguda) ou fragmento de crosta de lesão (fase tardia) da doença.</li> <li>• Tipos de swab: Rayon, nylon, poliéster ou dácron.</li> <li>• Coletar um swab de cada lesão ou vesícula (no máximo três) quando houver a presença de diversas, acondicionar em um único tubo seco, estéril, sem nenhum conservante e/ou produto químico.</li> </ul> <p>Obs.: Casos de pacientes (contato de casos confirmados) sem lesões ou erupções, com febre e linfonodomegalia, coletar swab de orofaringe e anal.</p>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 07 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2 °C a 8°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 07 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre -20°C e -70°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo seco.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição</li> <li>• Ficha de Investigação SINAN</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras mal acondicionadas e/ou mal conservadas</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e/ou envio.</li> <li>• Amostra imprópria para a análise solicitada.</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incompleta</li> </ul>

	ou divergente entre ficha e GAL.
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas.</li> <li>• Data da coleta.</li> <li>• Dados Clínicos e Epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>OROPOUCHE</b> Enzimaimunoensaio (ELISA) IgM	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>2 mL de soro</u> em tubo com gel separador: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar a partir do 6º dia após início dos sintomas.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 2 semanas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2 °C e 8 °C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 2 semanas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>PARACOCCIDIOIDOMICOSE</b> Imunodifusão Radial Dupla	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mL de soro em tubo com gel separador.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar a amostra em temperatura de -20°C;</li> <li>• Transportar em caixa térmica com gelo seco;</li> <li>• Enviar imediatamente ao LACEN.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN ou Formulário de Notificação Nacional de Surtos Infecciosos em Serviços de Saúde, se surto infeccioso no serviço de saúde;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>

<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>PARVOVÍRUS</b> Enzimaimunoensaio (ELISA) IgM e IgG	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>2 mL de soro</u> em tubo com gel separador: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar entre o 1º e o 28º dia após o início do exantema.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 48 horas</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 48 horas até 07 dias</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>PESQUISA DE ENTEROVÍRUS (SINDROME PÉ MÃO BOCA) COXSACKIEVÍRUS</b> Isolamento viral / Reação em Cadeia da Polimerase (RT-PCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4g a 8g de fezes (2/3 da capacidade do coletor universal);</li> <li>• Coletar até o 14º dia do início dos sintomas.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 24h</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar sob refrigeração em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 24h</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar na temperatura de -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo seco.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras mal acondicionadas e/ou mal conservadas;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>POLIOMELITE (POLIOVÍRUS E OUTROS ENTEROVÍRUS)</b> Isolamento Viral/Reação em Cadeia da Polimerase (RT-PCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 g de fezes (ou 2/3 da capacidade do coletor universal tampa rosqueável);</li> <li>• De preferência coletar a partir do 1º dia do início da deficiência motora (fase aguda) até o 14º dia.</li> <li>• Todo caso conhecido deverá ter uma amostra de fezes, coletada no máximo até 60 dias após o início da deficiência motora. Em crianças que apresentam obstipação intestinal, dificultando a coleta de amostras de fezes, pode-se utilizar supositório de glicerina.</li> <li>• Swab retal: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ O swab retal somente e recomendado em casos de Paralisia Flácida Aguda (PFA) que foram a óbito antes da coleta adequada de fezes.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 48h:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 48h:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Congelar a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de investigação Paralisia Flácida Aguda / Poliomielite SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou mal conservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>RAIVA HUMANA</b>	
Prova biológica ou Isolamento viral / Imunofluorescência Direta/ Reação em Cadeia da Polimerase (RT -PCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1mL de Líquor.</li> <li>• Folículo piloso biópsia de pele (0,5 a 1,0 cm) da região da nuca, próximo ao couro cabeludo, acondicionado em frasco seco e estéril.</li> <li>• 3 swabs (rayon) lingual de saliva, conservada em 2mL de solução fisiológica.</li> <li>• Coletar o mais rápido possível da suspeita, considerar o tempo de manifestação dos sintomas.</li> <li>• Em casos de evolução para óbito:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1 - 2 cm<sup>3</sup> de fragmentos de cada segmento do encéfalo (cérebro, cerebelo, tronco encefálico e medula espinhal);</li> <li>○ Coletar no máximo até 24 horas após óbito.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Após 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a -70º C</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo seco</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 48h e até 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar entre -20ºC a -70º C</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo seco</li> </ul> </li> </ul> <p>Obs.: Acondicionar os fragmentos em frascos ou tubos plásticos, estéreis com tampas de rosca identificados, separar em sacos plásticos individualmente. Manter a temperatura entre -20 a -70ºC, até envio.</p>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras mal acondicionadas e/ou mal conservadas;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e/ou envio;</li> <li>• Amostra imprópria para a análise solicitada;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incompleta ou divergente entre ficha e GAL.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 dias, disponível via GAL</li> </ul>

<b>RAIVA HUMANA</b>	
Titulação de Anticorpos Neutralizantes (SFIMT)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mL de soro em tubo com gel separador;</li> <li>• Coletar entre o 10º e 14º dia após a última dose da vacina ou após administração do reforço.</li> </ul>

<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 48 horas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 48 horas até 07 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ficha de Investigação Atendimento Anti-rábico Humano;</li> <li>• Requisição de Sorologia para Raiva de Amostra Humana;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>RESISTÊNCIA BACTERIANA</b> Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (qPCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Envio de Cepas para confirmação e detecção de genes de resistência: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Encaminhar repique do microrganismo, preferencialmente em tubos de ágar nutriente, em até 7 dias após a data do isolamento;</li> <li>○ Certificar-se que as colônias estão puras;</li> <li>○ Identificar a placa ou tubo com: nome do paciente, tipo de material e espécie;</li> <li>○ Vedar a placa ou tubo com fita crepe.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manter a temperatura ambiente;</li> <li>• Enviar em caixa térmica sem gelo.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias;</li> <li>• Resultados de identificação da cepa;</li> <li>• Resultados do Teste de sensibilidade.</li> <li>• Preenchimento do Formulário eletrônico para pesquisa de genes de resistência, disponível em: <a href="https://forms.gle/PDatFhgQzHw4e9T27">https://forms.gle/PDatFhgQzHw4e9T27</a></li> <li>• <b>Formulário Nacional de Notificação de Agregado de Casos e Surtos da ANVISA</b> ou duas atualizações, preenchido e impresso - enviado pela CCIH do hospital em caso de SUSPEITA DE SURTO. No caso de surto enviar no máximo 10 isolados.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra contaminada, amostras sem documentação obrigatória, amostras não cadastradas no GAL;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta</li> </ul>

<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 dias, disponível via GAL.</li> <li>• 25 dias, disponível via GAL (Prazo estendido quando há necessidade de pesquisa de genes complementares com envio ao Laboratório de Referência Nacional ou Centro Colaborador).</li> </ul>
---------------------------	---

<b>RESISTÊNCIA BACTERIANA</b>	
Microdiluição em caldo (Resistência a Colistina/Polimixina B e Resistência à Vancomicina)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Envio de cepas para Teste de Sensibilidade específico: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Enterobactérias e Bactérias não fermentadoras resistentes a Polimixina B/Colistina.</li> <li>○ S. Aureus e Enterococcus com resistência intermediária a vancomicina.</li> </ul> </li> <li>• Encaminhar repique do microrganismo, preferencialmente em tubos de agar nutriente, em até 7 dias após a data do isolamento.</li> <li>• Certificar-se que as colônias estão puras;</li> <li>• Identificar a placa ou tubo com: nome do paciente, tipo de material e espécie;</li> <li>• Vedar a placa ou tubo com fita crepe.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manter a temperatura ambiente;</li> <li>• Enviar em caixa térmica sem gelo.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofício do hospital solicitante com os dados do paciente;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias;</li> <li>• Resultados de identificação da cepa;</li> <li>• Resultados do Teste de sensibilidade.</li> <li>• Preenchimento do Formulário eletrônico para pesquisa de genes de resistência, disponível em: <a href="https://forms.gle/PDatFhgQzHw4e9T27">https://forms.gle/PDatFhgQzHw4e9T27</a></li> <li>• Formulário Nacional de Notificação de Agregado de Casos e Surtos da ANVISA ou duas atualizações, preenchido e impresso - enviado pela CCIH do hospital em caso de SUSPEITA DE SURTO. No caso de surto enviar no máximo 10 isolados.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra contaminada, amostras sem documentação obrigatória, amostras não cadastradas no GAL;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 dias, disponível via GAL;</li> <li>• 25 dias, disponível via GAL (Prazo estendido quando há necessidade de pesquisa de genes complementares com envio ao Laboratório de Referência Nacional ou Centro Colaborador);</li> <li>• 25 dias, disponível via GAL para investigação de surtos. (Necessidade de encaminhamento para Laboratório de Referência Nacional ou Centro Colaborador).</li> </ul>

<b>ROTAVÍRUS E OUTROS VÍRUS GASTROENTÉRICOS</b> Reação em Cadeia da Polimerase (RT-PCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>2 a 4 g de fezes líquidas ou sólidas.</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar entre 1º ao 5º dia após o início dos sintomas (fase aguda).</li> </ul> </li> <li>• <u>Swab retal:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Na impossibilidade de se obter as fezes, utilizar swab retal.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 48h:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo seco ou reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 48h:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo seco ou reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de investigação individual Rotavírus SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou mal conservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>RUBÉOLA</b> Enzimaimunoensaio (ELISA) IgG e IgM	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>3 mL a 5 mL de soro</u> em tubo com gel separador;</li> <li>• Coletar <b>entre o 1º e o 30º dia após o início do exantema</b>, como a seguir: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ S1 (Amostra 1): coletar no primeiro contato com o paciente;</li> <li>○ S2 (Amostra 2): coletar de 15 a 25 dias após a coleta do S1.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 48h:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 48h:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Congelar a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Doenças Exantemáticas Febris Sarampo / Rubéola SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>

<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para resultados IgM positivo ou inconclusivo, deve-se proceder a segunda coleta, a qual precisa ser realizada de 15 a 25 dias após a data da primeira coleta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 04 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>RUBÉOLA</b>	
Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA) IgM e IgG	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>3 mL a 5 mL de soro</u> em tubo com gel separador;</li> <li>• Coletar <b>entre o 1º e o 30º dia após o início do exantema</b>, como a seguir: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ S1 (Amostra 1): coletar no primeiro contato com o paciente;</li> <li>○ S2 (Amostra 2): coletar de 15 a 25 dias após a coleta do S1.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 48h:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 48h:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Congelar a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Doenças Exantemáticas Febris Sarampo / Rubéola SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para resultados IgM positivo ou inconclusivo, deve-se proceder a segunda coleta, a qual precisa ser realizada entre 15 a 25 dias após a data da primeira coleta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 04 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>RUBÉOLA</b>	
Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT- qPCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Urina:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 15 mL a 100 mL de preferência a 1ª urina, desprezar o primeiro jato, coletar em frasco estéril com tampa rosqueável;</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Não sendo possível a 1ª urina do dia, recomenda-se coletar a urina após um intervalo mínimo de 2 a 4 horas sem urinar.</li> <li>● <u>Secreções nasofaringe e orofaringe:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3 swabs (coleta combinada):</li> <li>○ 01 swab para cada narina;</li> <li>○ 01 swab para coleta de orofaringe;</li> <li>○ Acondicionar os 03 swabs em tubo com meio de transporte de Hanks.</li> </ul> </li> <li>● A coleta destas amostras deve ser realizada até o 7º dia a partir do aparecimento do exantema, preferencialmente nos primeiros três dias.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<p><b>Para urina:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>Até 24h:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Para swabs:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>Até 48h:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar o tubo com meio de transporte viral - MTV em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Requisição;</li> <li>● Ficha de Investigação Doenças Exantemáticas Febris Sarampo / Rubéola SINAN;</li> <li>● Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>● Amostra congelada;</li> <li>● Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>● Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Solicitar os insumos de coleta ao LACEN com antecedência;</li> <li>● Não congelar o material.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>RUBÉOLA (Post-mortem)</b>	
Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT- qPCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra / recipiente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>Fragmento de tecido</u>, preferencialmente os seguintes tecidos: pulmão, traqueia e brônquios: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar até 24 horas após o óbito;</li> <li>○ Armazenar em frascos de polipropileno ou potes de plástico de boca larga em solução salina ou em conservante comercial tipo RNA later, devidamente fechados, com lacre ajustado para impedir o vazamento do seu conteúdo;</li> </ul> </li> <li>● <u>Material emblocado em parafina:</u></li> <li>● Pode ser enviado ao LACEN, no entanto o processo de análise será mais demorado.</li> </ul>

<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando em solução salina ou em conservante comercial tipo RNA later congelar a -20°C;</li> <li>• Conservar o material já embocado em parafina;</li> <li>• Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Doenças Exantemáticas Febris Sarampo / Rubéola SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não congelar o material.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>SARAMPO</b> Enzimmunoensaio (ELISA) / Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA) IgM e IgG	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>3 mL a 5 mL de soro</u> em tubo com gel separador;</li> <li>• Coletar <b>entre o 1º e o 30º dia após o início do exantema</b>, como a seguir: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ S1 (Amostra 1): coletar no primeiro contato com o paciente;</li> <li>○ S2 (Amostra 2): coletar de 15 a 25 dias após a coleta do S1.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 48h:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 48h:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Congelar a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Doenças Exantemáticas Febris Sarampo / Rubéola SINAN;</li> <li>• Cadastro no GAL.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para resultados IgM positivo ou inconclusivo, deve-se proceder a segunda coleta, a qual deve ser realizada de 15 a 25 dias após a data da primeira coleta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 04 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>SARAMPO</b> Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT- qPCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urina:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10 mL a 50 mL de preferência a 1ª urina da manhã, desprezar o primeiro jato, coletar em frasco estéril com tampa rosqueável;</li> </ul> </li> <li>• Secreções nasofaríngea e orofaríngea:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3 swabs combinados (1 swab para cada narina e 1 swab para coleta de orofaringe); acondicionados em meio de transporte viral Hanks em um único tubo.</li> </ul> </li> </ul> <p>A coleta destas amostras deve ser realizada até o <b>7º dia</b> a partir do aparecimento do <b>exantema</b>, preferencialmente nos primeiros três dias, com temperaturas e envios oportunos.</p>
<b>Conservação e Transporte</b>	<p><b>Para urina:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 24h:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 4°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Para swab:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 48h:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 4°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar o tubo com MTV em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Doenças Exantemáticas Febris Sarampo / Rubéola SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou mal conservada;</li> <li>• Amostra congelada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e/ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitar os insumos de coleta ao LACEN com antecedência;</li> <li>• Não congelar o material.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 04 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>SARAMPO (Post-mortem)</b> Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT- qPCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Fragmento de tecido</u>, preferencialmente os seguintes tecidos: pulmão, traqueia e brônquios:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar até 24 horas após o óbito;</li> <li>○ Armazenar em frascos de polipropileno ou potes de plástico de boca larga em solução salina ou em conservante comercial tipo RNA later, devidamente fechados, com lacre ajustado para impedir o vazamento do seu conteúdo;</li> </ul> </li> <li>• <u>Material emblocado em parafina:</u></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pode ser enviado ao LACEN, no entanto o processo de análise será mais demorado.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando em solução salina ou em conservante comercial tipo RNA later congelar a -20° C;</li> <li>• Conservar o material já emblocado em parafina;</li> <li>• Transportar em caixa térmica com gelo reciclável</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Doenças Exantemáticas Febris Sarampo / Rubéola SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou mal conservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não congelar o material.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>SEQUENCIAMENTO GENÉTICO</b>	
COVID-19 (SARS-CoV-2)/Influenza e Outros Vírus Respiratórios/Arbovírus/Resistência Antimicrobiana	
<b>Amostras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Casos selecionados de acordo com os critérios essenciais de qualidade e viabilidade para cada amostra de acordo com o agravo.</li> <li>• Amostras representativas por Região ou Município e amostras de interesse da Vigilância em Saúde.</li> </ul>
<b>Informações Importantes Critérios para Sequenciamento Genético</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• As amostras serão elencadas analisando-se os parâmetros laboratoriais quanto a qualidade das amostras para alcance de cobertura do genoma;</li> <li>• O LACEN é quem inclui os exames de Sequenciamento como exames complementares no sistema GAL;</li> <li>• A pesquisa será realizada com o intuito de vigilância genômica.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Até 20 dias, disponível via GAL.</li> <li>• 30 dias, relatório epidemiológico disponibilizado às vigilâncias solicitantes.</li> </ul>

<b>SÍFILIS</b>	
Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paciente em jejum mínimo de 4h</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>2 mL de soro:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar 7 a 10 dias após o surgimento de lesão única.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 24 horas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura entre 4°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar, em estante, dentro de caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Acima de 24 horas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura -20°C;</li> <li>○ Transportar, em estante, dentro de caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN (para sífilis adquirida) ou Ficha de Investigação Sífilis em Gestante SINAN ou Ficha de Notificação/Investigação Sífilis Congênita SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com Hemólise;</li> <li>• Amostra com lipemia;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada e/ou que apresentem sinais de contaminação bacteriana e/ou fúngica;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS (ADENOVÍRUS, METAPNEUMOVÍRUS, RINOVÍRUS, VRS E OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS)</b>	
Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT-qPCR)	
<b>Amostras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com resultado Não Detectável para SARS-CoV-2 e Influenza acompanhada de FICHA DE REGISTRO INDIVIDUAL - CASOS DE SÍNDROME GRIPAL QUE REALIZARAM COLETA DE AMOSTRA no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe), pelas unidades de saúde sentinelas cadastradas OU de FICHA DE REGISTRO INDIVIDUAL - CASOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE HOSPITALIZADO, no sistema SIVEP-Gripe: incluído exame complementar de vírus respiratórios.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O LACEN é quem inclui os exames para a pesquisa de outros vírus respiratórios como exames complementares no sistema GAL de acordo com o perfil epidemiológico no momento.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 dias, disponível via GAL;</li> <li>• 30 dias para amostras de fragmentos de tecidos, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>TIPIFICAÇÃO DO ALELO HLA-B* 5701</b>	
Exame indicado para todas as pessoas vivendo com HIV (PVHA) antes de iniciar a terapia antirretroviral (TARV) com o medicamento Abacavir. Os critérios para a realização do exame estão no PCDT, disponível em: <a href="https://www.gov.br/aids/ptbr/centrais-de-conteudo/pcdts">https://www.gov.br/aids/ptbr/centrais-de-conteudo/pcdts</a> .	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitar alimentos gordurosos 4h antes coleta.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangue total em 2 tubos de polipropileno estéril rosqueável com EDTA k2 ou k3 (5ml em cada) (SEM GEL) :               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tubos devem ser identificados com o nome do usuário e Data de nascimento.</li> <li>○ NÃO CENTRIFUGAR.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar a amostra à temperatura ambiente entre 20°C a 25°C;</li> <li>• Transportar em estante dentro de caixa térmica (temperatura ambiente) com gelo reciclável apenas para garantir a temperatura entre 20°C a 25°C ,evitar contato direto do sangue com o gelo.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofício de encaminhamento ao LACEN;</li> <li>• Formulário de solicitação - Formulário para Solicitação de Exame de Tipificação do alelo HLA-B*5701</li> <li>• Sempre enviar cópia dos documentos: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise; coguladas ou com fibrinas</li> <li>• Amostra com volume insuficiente em relação ao EDTA;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> <li>• Amostra em tubo com gel ou em tubo reciclado ou em tubos de vidro;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• As amostras com solicitação de exame DNA-PRÓVIRAL devem ser enviadas ao LACEN-PA nos dias de terça e quarta-feira para melhor planejamento da logística de envio das amostras para o laboratório executor.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 dias, disponível via SISGENO (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>TOXOPLASMOSE</b>	
Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA) IgG e IgM	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paciente em jejum mínimo de 4h;</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mL a 5mL de soro.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura de 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar, em estante, dentro de caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>

<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com lipemia ou hemólise;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>TOXOPLASMOSE</b> Determinação da avidéz de IgG	
<b>Informações importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O LACEN realiza essa análise utilizando a mesma amostra encaminhada para Toxoplasmose IgG e IgM Sorologia com resultado POSITIVO;</li> <li>• O cadastro no GAL para esta análise será realizado pelo LACEN;</li> <li>• Abstenção de exercício físico antes da coleta.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com lipemia ou hemólise;</li> <li>• Prática de exercício físico antes da coleta;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 dias após o resultado da Sorologia IgG e IgM, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>TOXOCARA CANIS</b> Enzimaimunoensaio (ELISA)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mL de soro em tubo com gel separador.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar em temperatura de 2°C a 8°C;</li> <li>• Transportar, em estante, dentro de caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição Médica;</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise intensa;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra fora da temperatura de conservação;</li> <li>• Ausência da documentação obrigatória;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 dias úteis, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>TUBERCULOSE</b> Cultura - Escarro Espontâneo	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavar a boca;</li> <li>• Fazer bochecho;</li> <li>• Coletar em local arejado;</li> <li>• Forçar a tosse: inspirando profundamente, prender a respiração e escarrar no frasco apropriado (com boca larga e tampa rosqueável).</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 mL a 10 mL de escarro.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 2h:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Temperatura ambiente;</li> <li>○ Transporte imediato ao LACEN.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 2h da coleta:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Armazenar a 4°C, por até 7 dias;</li> <li>○ Transportar sob refrigeração em caixa térmica com gelo reciclável;</li> </ul> </li> <li>• Envio imediato ao LACEN.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Investigação Tuberculose SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras fora da temperatura de conservação;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> <li>• Amostra insuficiente.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 65 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>TUBERCULOSE</b> Cultura - Escarro Induzido	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingerir bastante líquido no dia anterior;</li> <li>• Nebulizar o paciente com solução salina hipertônica a 3%, durante 5 a 20 minutos;</li> <li>• Seguir as mesmas instruções do escarro espontâneo;</li> <li>• Identificar o frasco com a informação: pote “escarro induzido”.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 mL a 10 mL de escarro.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 2h:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Temperatura ambiente;</li> <li>○ Transportar imediatamente ao LACEN.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 2h da coleta:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Armazenar a 4°C, por até 7 dias;</li> <li>○ Transportar sob refrigeração em caixa térmica com gelo reciclável;</li> </ul> </li> <li>• Envio imediato ao LACEN.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Investigação Tuberculose SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>

<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra fora da temperatura de conservação;</li> <li>• Amostra insuficiente;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 65 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>TUBERCULOSE</b>	
Cultura - Lavado brônquico / Escovado brônquico / Lavado bronco alveolar / Aspirado transtraqueal	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume 5mL a 10 mL;</li> <li>• Coletar em frasco estéril próprio.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Em até 24 horas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Armazenar entre 2° a 8 °C;</li> <li>○ Transportar entre 2° a 8 °C, ao abrigo da luz.</li> </ul> </li> <li>• Enviar ao LACEN no mesmo dia da coleta, para processamento em até 24 horas (enviar preferencialmente logo após a coleta).</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Investigação Tuberculose SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta;</li> <li>• Amostras malconservadas, mal acondicionadas e transportadas.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coleta realizada por médico (a), procedimento invasivo.</li> <li>• Amostras fora do prazo inviabilizam a realização do exame.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 65 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>TUBERCULOSE</b>	
Cultura - Fragmentos de Tecidos Pulmonares	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Fragmentos de tecidos pulmonares:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coleta realizada sob orientação médica;</li> <li>○ Biópsias com menos de 1g de tecido ou 3 a 4 mm de tamanho.</li> <li>○ Usar solução fisiológica ou água destilada;</li> <li>○ Não usar formol;</li> <li>○ Acondicionar em frasco estéril;</li> </ul> </li> </ul>

<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Em até 24 horas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Armazenar entre 2° a 8°C;</li> <li>○ Transportar entre 2° a 8°C, o abrigo da luz.</li> </ul> </li> <li>• Enviar ao LACEN no mesmo dia da coleta, para processamento em até 24 horas (enviar preferencialmente logo após a coleta).</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Investigação Tuberculose SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de Formol;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 65 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>TUBERCULOSE</b> Cultura - Fragmentos Cutâneos, Ósseos	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fragmentos cutâneos e ósseos: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coleta realizada por procedimento médico;</li> <li>○ Usar solução fisiológica ou água destilada estéril;</li> <li>○ Não usar formol;</li> <li>○ Acondicionar em frasco estéril;</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Em até 24 horas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Armazenar entre 2° a 8 °C;</li> <li>○ Transportar entre 2° a 8 °C, ao abrigo da luz.</li> </ul> </li> <li>• Enviar ao LACEN no mesmo dia da coleta, para processamento em até 24 horas (enviar preferencialmente logo após a coleta).</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Investigação Tuberculose SINAN,</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de formol;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 65 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>TUBERCULOSE</b> Cultura- Líquor	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paciente em jejum mínimo de 4h.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 mL de Líquor;</li> <li>• Coletar em frasco estéril;</li> </ul>

<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar em temperatura ambiente;</li> <li>• Enviar imediatamente ao LACEN, preferencialmente logo após a coleta, no mesmo dia da coleta, para processamento em até 24.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Investigação Tuberculose SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra fora do prazo de transporte;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coleta realizada por médico (a).</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 65 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>TUBERCULOSE</b>	
Cultura - Líquido Pleural, Líquido Sinovial e Líquido Peritoneal	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 mL de Líquido pleural, líquido sinovial e líquido peritoneal;</li> <li>• Coletar em frasco estéril.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar em temperatura ambiente;</li> <li>• Enviar imediatamente ao LACEN, preferencialmente logo após a coleta, no mesmo dia da coleta, para processamento em até 24.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Investigação Tuberculose SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra fora do prazo de transporte;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 65 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>TUBERCULOSE</b>	
Cultura - Sangue e Aspirado de Medula	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangue: 10 mL da amostra (sendo 1,5mL de polianetol sulfonato de sódio - SPS a 0,35% para 8,5mL de sangue venoso): <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar em frasco com meio de cultura ou frasco estéril.</li> </ul> </li> <li>• Aspirado de medula: no mínimo 5mL: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar em seringa ou frasco estéril, preferencialmente com anticoagulante polianetol sulfonato de sódio - SPS, evitando o EDTA.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar em temperatura ambiente (nunca refrigerado);</li> <li>• Transportar em tempo &lt; ou = a 2 horas;</li> <li>• Enviar ao LACEN imediatamente, para processamento em até 24 horas.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Investigação Tuberculose SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra refrigerada;</li> <li>• Amostra com anticoagulante EDTA;</li> <li>• Amostra fora do prazo de transporte;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 65 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>TUBERCULOSE</b> Cultura - Pus e Secreções	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não utilizar cremes, pomadas no local da lesão.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pus e secreções:</li> <li>• Coleta de cavidades fechadas - por médico (a): <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fazer punção;</li> <li>○ Armazenar em frasco estéril.</li> </ul> </li> <li>• Coleta de cavidades abertas - em laboratório: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Utilizar swab;</li> <li>○ Armazenar em frasco estéril com solução salina ou água destilada.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar em temperatura ambiente;</li> <li>• Enviar imediatamente ao LACEN, não ultrapassando 24h.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Investigação Tuberculose SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras fora do prazo de transporte.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 65 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>TUBERCULOSE</b> Cultura- Lavado Gástrico	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paciente em jejum de 8 às 10h;</li> <li>• Paciente hospitalizado, coletar logo após seu despertar, antes de levantar-se;</li> <li>• Crianças lactentes, coletar antes do contato com a mãe para evitar deglutição pelo estímulo visual.</li> </ul>

<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavado gástrico: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar por sonda nasogástrica fina, introduzida pela boca ou nariz;</li> <li>○ injetar 10 a 15 mL de solução fisiológica;</li> <li>○ Proceder a lavagem gástrica após 30 minutos;</li> <li>○ Coletar 50 mL em frasco estéril contendo solução tampão de carbonato de sódio a 10%.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar em temperatura ambiente;</li> <li>• Enviar imediatamente ao LACEN, não ultrapassando 24h.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Investigação Tuberculose SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras fora do prazo de transporte.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 65 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>TUBERCULOSE</b> Cultura - Fezes	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar coleta preferencialmente antes do início do tratamento.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>0,5 a 2g de fezes <i>in natura</i></u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar em pote de boca larga sem conservante.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 1h</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Temperatura ambiente;</li> <li>○ Transportar imediatamente ao LACEN.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 1h</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Armazenar a 4°C, por até 24h;</li> <li>○ Transporte imediatamente ao LACEN, em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Investigação Tuberculose SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de antibiótico;</li> <li>• Amostras fora do prazo de transporte;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 65 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>TUBERCULOSE</b> Cultura- Urina	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coletar a primeira urina da manhã;</li> <li>• Coletar todo conteúdo urinário.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>5 mL de urina</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar em frasco estéril com tampa rosqueável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 2h</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura ambiente;</li> <li>○ Enviar imediatamente ao LACEN.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Investigação Tuberculose SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de antibiótico;</li> <li>• Amostras fora do prazo de transporte;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recomenda-se coletar uma amostra por dia no período de 3 a 6 dias consecutivos.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 65 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>TUBERCULOSE</b>	
Teste de Liberação de Interferon-Gamma (IFN-γ) - IGRA	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 horas de jejum.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 mL de sangue total (1 mL em cada tubo do kit).</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sangue coletado nos 4 tubos do kit:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura ambiente (22°C ± 5 °C), em até 16h;</li> <li>○ Transportar imediatamente ao LACEN;</li> <li>○ Os tubos devem ser transportados em posição vertical.</li> </ul> </li> <li>• <b>Sangue coletado nos tubos contendo heparina de lítio ou de sódio como anticoagulante:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura ambiente (22°C ± 5 °C), em até 16h, ou</li> <li>○ É possível estender o tempo de conservação da amostra da seguinte forma: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manter em temperatura ambiente por até 3 h;</li> <li>- Em seguida refrigerar entre 2° a 8° C por até 48 h;</li> <li>- Posteriormente estabilizar em temperatura ambiente;</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Transportar sob refrigeração entre 2° a 8°C em temperatura ambiente, respeitando os prazos estabelecidos acima.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição médica devidamente preenchida, contendo nome completo do paciente, data de nascimento, data e hora da coleta;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra fora da temperatura de conservação preconizada;</li> <li>• Amostra com lipemia excessiva;</li> <li>• Amostra sem cadastrado no GAL e requisição médica;</li> <li>• Amostra extravasada;</li> <li>• Amostra coletada em tubo diferente do preconizado neste manual;</li> <li>• Amostra fora do prazo de transporte;</li> <li>• Amostra coletada com o volume abaixo ou acima do recomendado nos tubos do kit (1mL) ou nos tubo com heparina de lítio ou de sódio (5mL);</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitar os insumos de coleta ao LACEN com antecedência;</li> <li>• Os tubos contendo heparina de lítio ou de sódio como anticoagulante, não serão disponibilizados pela secretaria de vigilância em saúde - SVS do Ministério da Saúde e nem pelo LACEN.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>TUBERCULOSE</b> Teste de Sensibilidade	
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O teste de sensibilidade só é realizado a partir de uma cultura positiva com mais de 20 UFC (unidade formadora de colônia).</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 dias após processamento da cultura positiva.</li> </ul>

<b>TULAREMIA</b> Enzimaimunoensaio (ELISA)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra /recipiente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mL de soro em tubo com gel separador.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Criotubo com tampa rosqueada;</li> <li>• <u>Até 5 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura entre 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar, em estante, dentro de caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Acima de 5 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura -20°C;</li> <li>○ Transportar, em estante, dentro de caixa térmica com gelo seco.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presença de hemólise;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias (amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>VARICELA ZOSTER/ HERPES ZOSTER IgM</b> Enzimaimunoensaio	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 mL a 5 mL de soro, em tubo de gel separador;</li> <li>• Coletar de 7-14 dias após o início da doença (erupções cutâneas vermelhas)</li> </ul>

<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 48 horas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 48 horas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Congelar a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo seco.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ficha clínico epidemiológica ou ficha do SINAN;</li> <li>• Cadastro no GAL.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra sem identificação ou com identificação ilegível;</li> <li>• Diferenças entre a identificação da Ficha e da amostra;</li> <li>• As amostras que não estejam acompanhadas com os dados pessoais, clínicos e epidemiológicos do paciente;</li> <li>• Amostras hemolisadas (intensa coloração vermelha);</li> <li>• Amostras visualmente lipêmicas (aspecto “leitoso”).</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome completo;</li> <li>• Idade;</li> <li>• Sexo;</li> <li>• Data de nascimento;</li> <li>• Data de coleta da amostra;</li> <li>• Sinais e sintomas clínicos;</li> <li>• Data do início dos sintomas;</li> <li>• Dados epidemiológicos;</li> <li>• Dados de vacinação;</li> <li>• Local de residência e procedência do indivíduo</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (amostra enviada para laboratório de referência)</li> </ul>

<b>VARICELA ZOSTER/ HERPES ZOSTER (HHV-3)</b> Reação em Cadeia da Polimerase (RT-PCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Swab de secreção (fase aguda) ou fragmento de crosta de lesão (fase tardia) da doença.</li> <li>• Tipos de swab: Rayon, nylon, poliéster ou dácron.</li> </ul> <p>Obs.: coletar um swab de cada lesão ou vesícula (no máximo três) quando houver a presença de diversas, acondicionar em um mesmo tubo seco.</p>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Congelar a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo seco.</li> </ul> </li> </ul> <p>Obs: Acondicionar os fragmentos em tubos (falcon) secos e estéreis, sem adição de meio transporte viral (Hanks), com tampas de rosca, identificados, separar em sacos plásticos individualmente.</p>

<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra mal coletada, mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostra sem informações sobre os dados pessoais, clínicos e epidemiológicos do paciente;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> <li>• Swab fora do meio de transporte ou meio de transporte sem Swab;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e/ou envio;</li> <li>• Amostra imprópria para a análise solicitada;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incompleta ou divergente entre ficha e GAL.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 dias, disponível via GAL (amostra enviada para laboratório de referência)</li> </ul>

<b>ZIKA</b> Enzimaimunoensaio (ELISA) IgM e IgG	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recém-nascido até 8º dia de vida, para Investigação de Microcefalia: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar 2 mL de soro, em tubo plástico estéril sem anticoagulante ou aditivo, preferencialmente nas primeiras 48h após nascimento.</li> </ul> </li> <li>• Recém-Nascido do 9º dia de vida até 3 anos, com Microcefalia, ou.</li> <li>• Gestantes, em qualquer período gestacional, ou</li> <li>• Síndromes Neurológicas Agudas: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar 2 mL de soro, em tubo plástico estéril sem anticoagulante ou aditivo, coletar a partir do 6º dia após início dos sintomas e caso necessário o LACEN solicitará a coleta de uma segunda amostra.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 48 horas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar sob refrigeração em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 48 horas e até 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a -70°C;</li> </ul> </li> <li>• Transportar em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul>

<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Notificação/Conclusão SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos do paciente.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 07 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>ZIKA</b> Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT- qPCR)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Recém-nascido até 8º dia de vida, para Investigação de Microcefalia:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar 2 mL de soro em tubo plástico estéril sem anticoagulante ou aditivo, preferencialmente nas primeiras 48h após nascimento;</li> <li>○ 5 mL de urina: nas primeiras 48h após nascimento.</li> </ul> </li> <li>• <u>Recém-Nascido do 9º dia de vida até 3 anos, com Microcefalia, ou</u></li> <li>• <u>Gestantes, em qualquer período gestacional:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar 2 mL de soro em tubo plástico estéril sem anticoagulante ou aditivo, até o 5º dia do início dos sintomas;</li> <li>○ 5 mL de urina: até o 14º dia do início dos sintomas.</li> </ul> </li> <li>• <u>Síndromes Neurológicas Agudas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar 1 mL (criança) e 3 mL (adulto) de Líquor, até 15 dias após o início dos sintomas.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 48 horas:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter sob refrigeração entre 2°C e 8°C;</li> <li>○ Transportar sob refrigeração em caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 48 horas e até 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a -20°C;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo seco.</li> </ul> </li> <li>• <u>Após 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar a -70°C</li> <li>○ Transportar em caixa térmica com gelo seco.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação SINAN (Notificação/Conclusão);</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>

<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra com hemólise;</li> <li>• Amostra não centrifugada;</li> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>ZIKA</b> Histopatológico II- Imunohistoquímica	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Fragmentos pequenos (2cm<sup>3</sup> a 3cm<sup>3</sup>) de órgãos viscerais: fígado, baço, pulmão, rim, coração e cérebro;</u></li> <li>• <u>Tecidos em Bloco de Parafina;</u></li> </ul> <p><b><u>Exames <i>post-mortem</i>:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Proceder a coleta até no máximo de 24 horas após o óbito.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acondicionamento da amostra: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Em frasco estéril com tampa rosqueável, devidamente identificado, contendo formalina tamponada a 10%, formaldeído/formol a 10%;</li> <li>○ O volume do conservante líquido deve ser 10X maior que o volume dos fragmentos;</li> <li>○ Conservar e transportar em caixa térmica, em temperatura ambiente, protegidos da luz e calor.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de investigação SINAN: Notificação/Conclusão;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias (o cadastro no GAL deve ser realizado no exame histopatológico II com a observação que se trata de Zika).</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

<b>ZIKA</b> Isolamento Viral - Inoculação em células C6/36.	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra / recipiente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Líquor: 1 mL;</u></li> <li>• <u>Sangue Total/ Soro: 2 mL;</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coleta em tubo sem anticoagulante, entre 1º e 5º dia após o início dos sintomas.</li> </ul> </li> <li>• <u>Órgãos viscerais:</u> coletar fragmentos pequenos (2cm<sup>3</sup> a 3cm<sup>3</sup>) do fígado, baço, pulmão e cérebro.</li> </ul> <p><b>Exames post-mortem:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coletar a amostra de sangue diretamente do coração;</li> <li>○ Proceder a coleta de órgãos viscerais até no máximo de 24 horas após o óbito.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Sangue Total/ Soro:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Acondicionar a amostra em tubo de 2 mL com tampa rosqueável e anel de vedação, resistente a temperatura ultrabaixa (criotubo), devidamente identificado e conservado a -70°C.</li> </ul> </li> <li>• <u>Fragmentos viscerais:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Acondicionar em frasco plástico estéril de 15 mL com tampa rosqueável, resistente a temperatura ultrabaixa;</li> <li>○ Fragmento de cérebro deve ser acondicionado em frasco separado dos fragmentos de outros órgãos;</li> <li>○ Conservar a -70°C.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>ATENÇÃO:</b> Não colocar em formol.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Transporte:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Em caixa térmica com gelo seco ou em botijão de nitrogênio líquido, dentro de embalagem plástica individualizado, inserida em uma canaleta devidamente identificada.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição;</li> <li>• Ficha de Investigação Notificação/Conclusão SINAN;</li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra malconservada e/ou mal acondicionada;</li> <li>• Amostra fora do tempo oportuno;</li> <li>• Amostra fixada em formol;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dos primeiros sintomas;</li> <li>• Data da coleta;</li> <li>• Dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 dias, disponível via GAL (Amostra enviada para laboratório de referência).</li> </ul>

## 19.2 PROGRAMAS DE SAÚDE

### 19.2.1 Triagem Neonatal

<p><b>DEFICIÊNCIA DE BIOTINIDASE (BTD):</b> Dosagem da Atividade da Biotinidase - Fluoroimunoensaio;</p> <p><b>FENILCETONÚRIA (PKU):</b> Dosagem de Fenilalanina por Fluoroimunoensaio;</p> <p><b>FIBROSE CÍSTICA (IRT):</b> Dosagem de Tripsina Imunorreativa por Fluoroimunoensaio;</p> <p><b>HEMOGLOBINOPATIAS (Anemia falciforme, Talassemia, ...):</b> Detecção de Variantes da Hemoglobina via Eletroforese por HPLC;</p> <p><b>HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA (HCS):</b> Dosagem de 17 Hidroxi Progesterona por Fluoroimunoensaio;</p> <p><b>HIPOTIREOIDISMO (TSH):</b> Dosagem de TSH por Fluoroimunoensaio.</p> <p><b>TOXOPLASMOSE CONGÊNITA:</b> Detecção de anticorpos IgM por Elisa.</p>	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Sangue seco em papel filtro:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Coleta ideal entre o 3º e 5º dia de vida do bebê.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Informação Importante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toda coleta realizada após o 28º dia de vida, deve ser considerada como uma condição de exceção e os pais orientados quanto às consequências de uma coleta tardia.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar entre 15°C a 20°C, acondicionada em envelope, protegida do calor e umidade.</li> <li>• Enviar a amostra em no máximo até 5 dias após a coleta.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartão de coleta com dados obrigatórios preenchidos: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Unidade de coleta;</li> <li>○ Código da amostra;</li> <li>○ Nome do RN;</li> <li>○ Nome da mãe;</li> <li>○ Raça/cor;</li> <li>○ Data e hora de nascimento;</li> <li>○ Data de coleta;</li> <li>○ Tipo de amostra;</li> <li>○ Peso ao nascer;</li> <li>○ Sexo; Prematuridade;</li> <li>○ Transfusão e;</li> <li>○ Gemelaridade.</li> </ul> </li> <li>• Uso obrigatório de caneta esferográfica vermelha no registro de dados de segunda coleta (reconvocação);</li> <li>• Termo de autorização, assinado pelo responsável da criança, em amostras coletadas após o 28º dia de vida.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra diluída (molhada);</li> <li>• Amostra ressecada;</li> <li>• Amostra insuficiente;</li> <li>• Amostra fora do prazo;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 dias, disponível pelo SISNEO (<a href="http://sisneo.saude.pa.gov.br">sisneo.saude.pa.gov.br</a>)</li> </ul>

<b>HIPOTIREOIDISMO (TIROXINA LIVRE -T4):</b> Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA); <b>HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE -TSH:</b> Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência (CMIA).	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paciente em jejum mínimo de 4h;</li> <li>• Abstenção de exercício físico antes da coleta.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 mL a 5 mL de soro em tubo com gel separador.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 5 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conservar em temperatura de 2°C a 8°C;</li> <li>○ Transportar, em estante, dentro de caixa térmica com gelo reciclável.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostras com lipemia ou hemólise;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 05 dias, impresso, disponível na SGA/DBM.</li> </ul>

#### 19.2.2 Atenção a Doenças Crônicas

<b>EXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA PCCU</b>	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recomenda-se que nas 72 horas antes do exame: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Não praticar relações sexuais;</li> <li>○ Não utilizar duchas ou medicamentos vaginais;</li> <li>○ Não realizar exames intravaginais. Ex: ultrassonografia.</li> <li>○ Não utilizar anticoncepcionais locais/espermicidas.</li> </ul> </li> <li>• Recomenda-se que a coleta não deva ser realizada no período menstrual e aguardar 7 dias após o término da menstruação (a presença de sangue pode prejudicar o diagnóstico citológico).</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Amostra Convencional:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lâmina com esfregaço cérvico-vaginal, identificada com as informações obrigatórias, escritas a lápis preto nº 2, na área fosca da lâmina do mesmo lado do esfregaço: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Iniciais da paciente;</li> <li>– Número citológico da paciente;</li> <li>– Nome da unidade de coleta (não abreviar ou colocar pelo menos o primeiro e último nome por extenso);</li> <li>– Nome do município.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• <u>Amostra em Meio Líquido:</u></li> <li>• Raspado cérvico-vaginal em meio líquido, utilizando kit próprio para citologia compatível com o equipamento utilizado pelo LACEN. O kit é identificado com as mesmas informações obrigatórias acima, escritas a caneta esferográfica ou pincel marcador permanente.</li> </ul>

<p><b>Conservação e Transporte</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Amostra Convencional:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Acondicionar as lâminas em tubetes plásticos com tampa rosqueável contendo álcool a 92,8 INPM (Álcool 96°GL); (em cada tubete deverá conter apenas 1 lâmina);</li> <li>○ Conservar em temperatura ambiente protegidos de luz e calor;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica em temperatura ambiente, e enviar em até 10 dias ao LACEN;</li> <li>○ Apenas para os municípios do Marajó, o tempo da coleta até a entrega no LACEN pode ser de 15 dias.</li> </ul> </li> <li>• <u>Amostra em Meio Líquido:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter em meio líquido com conservante adequado fornecido pelo LACEN, protegido da luz e calor;</li> <li>○ Conservação, transporte e envio igual ao citado acima.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Documentação Obrigatória</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulário Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero - SISCAN impresso frente e verso;</li> <li>• Relação de pacientes preenchida na mesma sequência das lâminas e das requisições, em duas vias, com o nome das pacientes.</li> </ul>
<p><b>Critério de Rejeição</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta de identificação ou dados ilegíveis na identificação de lâminas/frascos meio líquido;</li> <li>• Ausência de dados referentes à anamnese e ao exame clínico nas requisições do SISCAN;</li> <li>• Requisição impressa do SISCAN sem a numeração da citologia (número da citologia da lâmina deverá ser digitado no campo “número do prontuário”);</li> <li>• Divergência entre profissional de saúde (Enfermeiro) responsável pela coleta e profissional cadastrado no CNES da respectiva unidade, bem como o registro no conselho de classe;</li> <li>• Ausência de assinatura do profissional responsável pela coleta na requisição impressa do SISCAN;</li> <li>• Ausência da data da coleta do material;</li> <li>• Ausência do nome do posto de coleta;</li> <li>• Divergências entre as informações da requisição e da lâmina/frasco de meio líquido;</li> <li>• Lâmina quebrada ou Lâminas sem identificação na extremidade fosca ou identificadas com esparadrapo e/ou fita crepe na extremidade;</li> <li>• Material sem fixação prévia;</li> <li>• Uso de fixador inadequado ou quantidade insuficiente de fixador no tubete (esfregaço deve ficar totalmente imerso no recipiente contendo álcool 96%);</li> <li>• Amostra com coleta acima de 10 dias (ou 15 dias para municípios do Marajó);</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<p><b>Informações</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não transportar uma quantidade superior a 200 frascos</li> </ul>

<b>Importantes</b>	<p>de citologia em meio líquido em uma mesma caixa térmica;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar as caixas de transporte de amostras de citologia em meio líquido com as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Metanol</b> (Líquido inflamável);</li> <li>○ <b>Setas “↑↑↑↑”</b> indicando o lado que deve ficar para cima.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, impresso e assinado disponível no SGA/DBM.</li> </ul>

<b>EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA</b> Punção Aspirativa por Agulha Fina - PAAF/ Descarga Papilar	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizado no local da coleta.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Amostra da mama</u>: coletada exclusivamente por profissional médico em ambiente hospitalar. Pode ser obtida em duas formas: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Na própria seringa padrão de coleta devidamente identificada;</li> <li>○ Distendido em lâminas com bordas foscas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fazer tantas lâminas quanto necessárias;</li> <li>- Cada lâmina deve ser fixada (imersa em álcool 96%) e identificada.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• A amostra deve estar devidamente identificada com as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tipo de citologia: punção aspirativa por agulha fina - PAAF ou descarga papilar;</li> <li>○ Topografia puncionada: registrar a topografia exata do material puncionado. Exemplo: mama direita, quadrante superior externo- MD/QSE.</li> <li>○ Iniciais do/da paciente;</li> <li>○ Nome da unidade de origem;</li> <li>○ Município de origem.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Em Seringa</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Transportar sob refrigeração entre 2° C a 8° C, em caixa térmica com gelo reciclável;</li> <li>○ Encaminhar <b>imediatamente</b> ao LACEN.</li> </ul> </li> <li>• <u>Em Lâmina</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Transportar em frasco inquebrável com ranhura, fixada em álcool 96%;</li> <li>○ Transportar em temperatura ambiente, em caixa térmica, protegida da luz e calor;</li> <li>○ Enviar em até 10 dias ao LACEN;</li> <li>○ Apenas para municípios do Marajó o tempo da coleta até a entrega no LACEN pode ser de 15 dias.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• É imprescindível conter na Requisição Médica: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tipo de amostra;</li> <li>○ Dados clínicos relevantes.</li> </ul> </li> <li>• Formulário Requisição de Exame Citopatológico Mama - SISCAN, impresso frente e verso.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excesso de sangue;</li> <li>• Escassez de células na amostra;</li> </ul>

<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra mal acondicionada e/ou malconservadas;</li> <li>• Amostra sem identificação ou com dados incorretos sobre o paciente ou com identificação duvidosa;</li> <li>• Amostra com identificação divergente/não correlacionada com o pedido médico/ requisição;</li> <li>• Amostra sem fixador ou com volume de fixador insuficiente;</li> <li>• Recipiente quebrado ou rachado com extravasamento de material biológico;</li> <li>• Requisição sem material biológico ou material biológico sem requisição;</li> <li>• Amostra com o formulário de requisição sem assinatura e/ou carimbo com CRM;</li> <li>• Amostra de mama e/ou útero sem formulário padrão do SISCAN;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, impresso e assinado, disponível na SGA/DBM.</li> </ul>

<b>EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO</b> Biopsia e exame anatomo-patológico do colo uterino - peça cirúrgica	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizado no local da coleta.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peça cirúrgica: amostra coletada exclusivamente por profissional médico em ambiente hospitalar;</li> <li>• Biópsia: amostra coletada exclusivamente por profissional médico em ambiente hospitalar ou ambulatorial.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>As peças cirúrgicas e/ou biópsias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Armazenar em frascos de polipropileno, ou potes de plástico de boca larga, devidamente fechados, com lacre ajustado para impedir o vazamento do seu conteúdo e com dimensões proporcionais ao tamanho da peça cirúrgica e/ou biópsia, garantindo sua total imersão na solução de Formol 10%;</li> <li>○ Identificar o recipiente com os seguintes dados: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nome do (a) paciente;</li> <li>- Tipo de material;</li> <li>- Data do procedimento;</li> <li>- Nome da unidade de coleta e do médico solicitante;</li> <li>- Município de origem.</li> </ul> </li> <li>○ Enviar em até 30 dias após coleta ao LACEN;</li> <li>○ Transportar em caixa térmica em temperatura ambiente, protegidos da luz e calor.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição Médica: além das informações obrigatórias para os demais exames, é <u>imprescindível incluir</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tipo de amostra;</li> <li>○ Dados clínicos relevantes.</li> </ul> </li> <li>• Requisição de Exame Histopatológico - Colo do Útero -</li> </ul>

	SISCAN, impresso frente e verso.
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra mal fixada, mal acondicionada e/ou mal conservada;</li> <li>• Amostra sem identificação ou com dados incorretos sobre o paciente ou com identificação duvidosa;</li> <li>• Amostra com identificação divergente/não correlacionada com o pedido médico/ requisição;</li> <li>• Amostra acondicionada em frascos de vidro;</li> <li>• Amostra sem fixador (formol) ou com volume de fixador insuficiente;</li> <li>• Amostra com frasco não vedado/ lacrados;</li> <li>• Recipiente quebrado ou rachado com extravasamento de material biológico;</li> <li>• Requisição/ BPAI sem material biológico ou material biológico sem requisição/ BPAI;</li> <li>• Amostra com o formulário de requisição sem assinatura e carimbo com CRM;</li> <li>• Amostra de mama e/ou útero sem formulário padrão do SISCAN;</li> <li>• Amostra coletada acima de 30 dias;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	• 30 dias, impresso e assinado, disponível na SGA/DBM.

<b>EXAME ANATOMO - PATOLÓGICO DE MAMA</b>	
Biopsia e exame anatomo - patológico de mama - peça cirúrgica	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizado no local da coleta.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Peça cirúrgica</u>: amostra coletada exclusivamente por profissional médico em ambiente hospitalar;</li> <li>• <u>Biópsia</u>: amostra coletada exclusivamente por profissional médico em ambiente hospitalar ou ambulatorial.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Peças cirúrgicas e/ou biópsias</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Armazenar em frascos de polipropileno, ou potes de plástico de boca larga, devidamente fechados, com lacre ajustado para impedir o vazamento do seu conteúdo e com dimensões proporcionais ao tamanho da peça cirúrgica e/ou biópsia, garantindo sua total imersão na solução de Formol 10%;</li> <li>○ Identificar o recipiente com os seguintes dados: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nome do (a) paciente;</li> <li>– Tipo de material;</li> <li>– Data do procedimento;</li> <li>– Nome da unidade de coleta e do médico solicitante;</li> <li>– Município de origem.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Enviar em até 30 dias após coleta ao LACEN;</li> <li>• Transportar em caixa térmica em temperatura ambiente, protegidos da luz e calor.</li> </ul>

<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição médica: além das informações obrigatórias para os demais exames, é <u>imprescindível incluir</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tipo de amostra;</li> <li>○ Dados clínicos relevantes.</li> </ul> </li> <li>• Requisição de Exame Histopatológico - Mama - SISCAN, impresso frente e verso.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra mal fixada, mal acondicionada e/ou mal conservada;</li> <li>• Amostra sem identificação ou com dados incorretos sobre o paciente ou com identificação duvidosa;</li> <li>• Amostra com identificação divergente/ não correlacionada com o pedido médico/ requisição;</li> <li>• Amostra acondicionada em frascos de vidro;</li> <li>• Amostra sem fixador (formol) ou com volume de fixador insuficiente;</li> <li>• Amostras com frascos não vedados/ lacrados;</li> <li>• Recipientes quebrados ou rachados com extravasamento de material biológico;</li> <li>• Requisição/ BPAI sem material biológico ou material biológico sem requisição/ BPAI;</li> <li>• Amostra com o formulário de requisição sem assinatura e carimbo com CRM;</li> <li>• Amostra de mama e/ou útero sem formulário padrão do SISCAN;</li> <li>• Amostra coletada a mais de 30 dias;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, impresso e assinado, disponível na SGA/DBM.</li> </ul>

<b>EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO</b> Parafina por peça cirúrgica ou por biópsia (exceto colo uterino e mama)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizado no local da coleta.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Peça cirúrgica</u>: amostra coletada exclusivamente por profissional médico em ambiente hospitalar;</li> <li>• <u>Biópsia</u>: amostra coletada exclusivamente por profissional médico em ambiente hospitalar ou ambulatorial.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Peças cirúrgicas e/ou biópsias</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Armazenar em frascos de polipropileno, ou potes de plástico de boca larga, devidamente fechados, com lacre ajustado para impedir o vazamento do seu conteúdo e com dimensões proporcionais ao tamanho da peça cirúrgica e/ou biópsia, garantindo sua total imersão na solução de Formol 10%;</li> <li>○ Identificar o recipiente com os seguintes dados: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nome do (a) paciente;</li> <li>- Tipo de material;</li> <li>- Data do procedimento;</li> <li>- Nome da unidade de coleta e do médico</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

	<p>solicitante;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Município de origem.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enviar em até 30 dias após coleta ao LACEN;</li> <li>• Transportar em caixa térmica em temperatura ambiente, protegidos da luz e calor.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição médica: Além das informações obrigatórias para os demais exames, é <u>imprescindível incluir</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tipo de amostra;</li> <li>○ Dados clínicos relevantes e CID;</li> </ul> </li> <li>• Solicitação de laudo histopatológico - BPAI.</li> <li>• Sempre enviar cópia dos documentos: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.</li> </ul>
<b>Critério de Rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra mal fixada, mal acondicionada e/ou malconservada;</li> <li>• Amostra sem identificação ou com dados incorretos sobre o paciente ou com identificação duvidosa;</li> <li>• Amostra com identificação divergente/ não correlacionada com o pedido médico/ requisição;</li> <li>• Amostra acondicionadas em frascos de vidro;</li> <li>• Amostra sem fixador (formol) ou com volume de fixador insuficiente;</li> <li>• Amostra com frasco não vedados/ lacrados;</li> <li>• Recipiente quebrado ou rachado com extravasamento de material biológico;</li> <li>• Requisição/ BPAI sem material biológico ou material biológico sem requisição/BPAI;</li> <li>• Amostra com o formulário de requisição sem assinatura e carimbo com CRM;</li> <li>• Amostra coletada a mais de 30 dias;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, impresso, disponível no SGA/DBM.</li> </ul>

### 19.2.3 Triagem Pré-Natal

<b>TRIAGEM PRÉ-NATAL (1º TRIMESTRE)</b> Enzimaimunoensaio (ELISA)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangue seco em papel filtro.</li> </ul>
<b>Informação Importante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitar, os insumos de coleta, ao LACEN com antecedência.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 7 dias</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter entre 15°C a 25° C, acondicionadas em envelopes, protegidas do calor e umidade;</li> </ul> </li> <li>• <u>Até 10 dias (somente para Marajó)</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter entre 15°C a 25° C, acondicionadas em envelopes, protegidas do calor e umidade.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartão de coleta com dados obrigatórios preenchidos:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nome completo da gestante;</li> <li>○ Endereço atual;</li> <li>○ Data de nascimento;</li> <li>○ Cidade, bairro,</li> <li>○ Estado onde reside e CEP;</li> <li>○ Data da última menstruação;</li> <li>○ Telefone para contato;</li> <li>○ Nome da Unidade de Coleta (cadastrada no GAL);</li> <li>○ Data da Coleta;</li> <li>○ Número do Cartão SUS;</li> <li>○ Outros: Cor, Número de gestações, <u>Semanas de gestação</u>, se houve abortos (quantos); Número de Cadastro da gestante na unidade solicitante.</li> </ul> </li> <li>• Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amostra diluída (molhada);</li> <li>• Amostra ressecada;</li> <li>• Amostra insuficiente;</li> <li>• Amostra fora do prazo;</li> <li>• Amostra sem identificação;</li> <li>• Amostras com papel filtro grampeado;</li> <li>• Amostra com papel filtro preenchido incorretamente;</li> <li>• Amostra contaminada com fungos;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 dias, disponível via GAL.</li> </ul>

<b>TRIAGEM PRÉ-NATAL (3º TRIMESTRE)</b> Enzimaimunoensaio (ELISA)	
<b>Preparo do Paciente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangue seco em papel filtro.</li> </ul>
<b>Informação Importante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitar, os insumos de coleta, ao LACEN com antecedência.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Até 7 dias:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter entre 15°C a 25° C, acondicionadas em envelopes, protegidas do calor e umidade;</li> </ul> </li> <li>• <u>Até 10 dias (somente para Marajó):</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manter entre 15°C a 25° C, acondicionadas em envelopes, protegidas do calor e umidade.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartão de coleta com dados obrigatórios preenchidos:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nome completo da gestante;</li> <li>○ Endereço atual;</li> <li>○ Data de nascimento;</li> <li>○ Cidade, bairro, Estado onde reside e CEP;</li> <li>○ Data da última menstruação;</li> <li>○ Telefone para contato;</li> <li>○ Nome da unidade de coleta (cadastrada no GAL);</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Data da Coleta;</li> <li>○ Número do Cartão SUS;</li> <li>○ Outros: dor, número de gestações, semanas de gestação, se houve abortos (quantos); número de cadastro da gestante na unidade solicitante.</li> <li>● Requisição para os dois agravos;</li> <li>● Lista de encaminhados no Sistema GAL (triagem) em duas vias.</li> </ul>
<b>Critério de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Amostra diluída (molhada);</li> <li>● Amostra ressecada;</li> <li>● Amostra insuficiente;</li> <li>● Amostra fora do prazo;</li> <li>● Amostra sem identificação;</li> <li>● Amostras com papel filtro grampeado;</li> <li>● Amostra com papel filtro preenchido incorretamente;</li> <li>● Amostra contaminada com fungos;</li> <li>● Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>● Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 20 dias, disponível via GAL</li> </ul>

### 19.3 Monitoramento da Qualidade da Rede de Laboratórios

<b>DOENÇA DE CHAGAS</b> Controle de Qualidade	
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 100% das lâminas revisadas para diagnóstico de Doença de Chagas encaminhadas ao LACEN pelos 13 CRS.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Conservar em temperatura ambiente;</li> <li>● Acondicionar as lâminas em tubetes porta lâminas ou em material que garanta sua integridade;</li> <li>● Transportar em temperatura ambiente, preferencialmente em caixas térmicas.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Em meio físico, preenchidos com letra legível: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Resumo mensal do laboratório de revisão para o LACEN;</li> <li>○ Resumo das atividades do laboratório de revisão;</li> <li>○ Boletim de acompanhamento das atividades de controle de qualidade do diagnóstico/ treinamentos e supervisões (se houver);</li> <li>○ Boletim de acompanhamento das atividades de controle de qualidade do diagnóstico/ revisão de lâminas e;</li> </ul> </li> <li>● Memorando de encaminhamento das lâminas.</li> </ul>
<b>Critérios de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Acondicionamento incorreto das lâminas;</li> <li>● Ausência de documentação;</li> <li>● Envio fora do prazo;</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Os Laboratórios de Revisão dos 13 CRS devem encaminhar ao LACEN mensalmente (até o dia 15 do mês subsequente).</li> </ul>

<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, enviado via PAE aos centros regionais de saúde - CRS.</li> </ul>
---------------------------	--

<b>HANSENÍASE - BACILOSCOPIA</b> Controle de Qualidade	
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todas as lâminas analisadas (positivas e negativas) no período, envio mensal ou envio trimestral.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar em temperatura ambiente.</li> <li>• Acondicionar as lâminas em tubetes porta lâminas ou em material que garanta sua integridade;</li> <li>• Transportar em temperatura ambiente, preferencialmente em caixas térmicas.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofício de encaminhamento e;</li> <li>• Planilha com a relação de lâminas de baciloscopia de hanseníase para supervisão indireta no setor de controle de qualidade do LACEN;</li> </ul>
<b>Critérios de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acondicionamento incorreto das lâminas;</li> <li>• Ausência de documentação;</li> <li>• Envio fora do prazo;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• As lâminas devem ser enviadas em ordem numérica, sem separar as positivas das negativas;</li> <li>• Os laboratórios públicos, privados e conveniados que realizam o diagnóstico de Hanseníase através das baciloscopias devem encaminhar ao LACEN mensalmente ou trimestralmente (até o dia 15 do mês subsequente) as lâminas para controle de qualidade, podendo ser via regional de saúde ou diretamente ao LACEN, conforme fluxo determinado entre Unidade Laboratorial, Município e Regional.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, enviado via PAE aos centros regionais de saúde - CRS.</li> </ul>

<b>LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA – LTA</b> Controle de Qualidade	
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50% das Lâminas positivas e 30% das lâminas negativas para LTA encaminhadas ao LACEN pelos 13 CRS.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar em temperatura ambiente;</li> <li>• Acondicionar as lâminas em tubetes porta lâminas ou em material que garanta sua integridade;</li> <li>• Transportar em temperatura ambiente, preferencialmente em caixas térmicas.</li> </ul>

<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em meio físico, preenchidos com letra legível: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Resumo mensal do laboratório de revisão para o LACEN;</li> <li>○ Resumo das atividades do laboratório de revisão;</li> <li>○ Boletim de acompanhamento das atividades de controle de qualidade do diagnóstico/ treinamentos e supervisões (se houver);</li> <li>○ Boletim de acompanhamento das atividades de controle de qualidade do diagnóstico/ revisão de lâminas e;</li> <li>○ Memorando de encaminhamento das lâminas.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Critérios de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acondicionamento incorreto das lâminas;</li> <li>• Ausência de documentação;</li> <li>• Envio fora do prazo;</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Os Laboratórios de Revisão dos 13 CRS devem encaminhar ao LACEN <u>mensalmente</u> (até o dia 15 do mês subsequente).</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, enviado via PAE aos centros regionais de saúde - CRS.</li> </ul>

<b>MALÁRIA</b> Controle de Qualidade	
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 Lâminas mensais por microscopistas de base ( 5 negativas e 5 positivas ) se houver número insuficiente de lâminas positivas ou negativas durante o mês deve-se complementar com a lâmina que prevalecer até o número estabelecido de 10 lâminas por microscopista encaminhadas ao LACEN pelos 13 CRS.</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar em temperatura ambiente;</li> <li>• Acondicionar as lâminas em tubetes porta lâminas ou em material que garanta sua integridade;</li> <li>• Transportar em temperatura ambiente, preferencialmente em caixas térmicas.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em meio físico, preenchidos com letra legível: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Resumo mensal do laboratório de revisão para o LACEN;</li> <li>○ Resumo das atividades do laboratório de revisão;</li> <li>○ Boletim de acompanhamento das atividades de controle de qualidade do diagnóstico/ treinamentos e supervisões (se houver);</li> <li>○ Boletim de acompanhamento das atividades de controle de qualidade do diagnóstico/ revisão de lâminas e;</li> <li>○ Memorando de encaminhamento das lâminas.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Critérios de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acondicionamento incorreto das lâminas;</li> <li>• Ausência de documentação;</li> <li>• Envio fora do prazo.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Os Laboratórios de Revisão das 13 CRS devem encaminhar ao LACEN mensalmente (até o dia 15 do mês subsequente).</li> </ul>

<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, enviado via PAE aos centros regionais de saúde - CRS.</li> </ul>
---------------------------	--

<b>TUBERCULOSE- BACILOSCOPIA</b> Controle de Qualidade	
<b>Amostra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todas as lâminas (positivas e negativas) analisadas pelos laboratórios da rede, no mês (envio mensal) ou no trimestre (envio trimestral).</li> </ul>
<b>Conservação e Transporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar em temperatura ambiente;</li> <li>• Acondicionar as lâminas em tubetes porta lâminas ou em material que garanta sua integridade;</li> <li>• Transportar em temperatura ambiente, preferencialmente em caixas térmicas.</li> </ul>
<b>Documentação Obrigatória</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofício de encaminhamento e;</li> <li>• Cópia do livro branco com os dados das lâminas enviadas;</li> </ul>
<b>Critérios de rejeição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acondicionamento incorreto das lâminas;</li> <li>• Ausência de documentação;</li> <li>• Amostras coletadas e/ou enviadas fora do prazo oportuno de coleta e /ou envio;</li> <li>• Documentação obrigatória preenchida de forma incorreta.</li> </ul>
<b>Informações Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• As lâminas devem ser enviadas em ordem numérica, sem separar as positivas das negativas;</li> <li>• Os laboratórios públicos, privados e conveniados que realizam o diagnóstico de Tuberculose através das baciloscopias devem encaminhar ao LACEN mensalmente ou trimestralmente (até o dia 15 do mês subsequente) as lâminas para controle de qualidade, podendo ser via regional de saúde ou diretamente ao LACEN, conforme fluxo determinado entre Unidade Laboratorial, Município e Regional.</li> </ul>
<b>Tempo de Resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dias, enviado via PAE aos centros regionais de saúde - CRS.</li> </ul>

## 20. REFERÊNCIAS

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR ISO 15.189: 2015 – **Laboratórios Clínicos – Requisitos de qualidade e competência.**

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR ISO/IEC 17.025: 2017 - **Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.**

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde.** 2021. Disponível em [https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude\\_5ed\\_21nov21\\_isbn5.pdf/view](https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude_5ed_21nov21_isbn5.pdf/view). Acesso em 21/11/2021.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Protocolo de notificação e investigação da doença de Creutzfeldt-Jakob com foco na identificação da nova variante.** Disponível em

[https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo\\_notificacao\\_investigacao\\_doenca\\_c\\_reutzfeldt\\_jakob.pdf](https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_notificacao_investigacao_doenca_c_reutzfeldt_jakob.pdf) . Acesso em 20/12/2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Vigilância Epidemiológica das Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar**. Manual de Treinamento. Disponível em [file:///C:/Users/57191272/Downloads/manual\\_DTHA\\_2021\\_web.pdf](file:///C:/Users/57191272/Downloads/manual_DTHA_2021_web.pdf). Acesso em 20/12/2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Doença de Chagas**. 2018. Disponível em [http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Relatorio\\_PCDT\\_Doenca\\_de\\_Chagas.pdf](http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Relatorio_PCDT_Doenca_de_Chagas.pdf). Acesso em 20/12/2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **NOTA TÉCNICA Nº 52/2021-CGZV/DEIDT/SVS/MS**. Orienta a notificação e investigação integrada de caso compatível com a doença de Haff. Disponível em [http://faep.eng.br/arquivos/ebooks/nota\\_tecnica\\_anexos\\_sei\\_25000\\_153716\\_2021\\_72.pdf](http://faep.eng.br/arquivos/ebooks/nota_tecnica_anexos_sei_25000_153716_2021_72.pdf) Acesso em 16/12/2021

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017**. Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Disponível em [https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0005\\_03\\_10\\_2017.html](https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0005_03_10_2017.html). Acesso em 16/12/2021

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **NOTA TÉCNICA Nº 20/2022-CGLAB/DAEVS/SVS/MS**. Orientações e atualizações referentes ao Fluxo de Diagnóstico Laboratorial do Sarampo e Rubéola atribuídos aos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen), Laboratório de Referência Nacional (LRN) e demais áreas da saúde pública e privada envolvidos nos processos de coleta e diagnóstico destas doenças. Disponível em [https://lacen.saude.pr.gov.br/sites/lacen/arquivos\\_restritos/files/documento/2022-02/sei\\_ms\\_-\\_0025151210\\_-\\_nota\\_tecnica\\_fluxo\\_sarampo\\_rubeola.pdf](https://lacen.saude.pr.gov.br/sites/lacen/arquivos_restritos/files/documento/2022-02/sei_ms_-_0025151210_-_nota_tecnica_fluxo_sarampo_rubeola.pdf). Acesso em 08/04/2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **OFÍCIO CIRCULAR Nº 26/2021/CGIST/.DCCI/SVS/MS**. Assunto: Fluxo de realização de Exames para Tipagem Genética do HLAB\*5701. Disponível em: [https://sisgeno.aids.gov.br/anexos/Oficio-Circular%20n%C2%BA.26-2021%20-%20Fluxo%20de%20realiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20Exames%20para%20Tipagem%20Gen%C3%A9tica%20do%20HLA-B5701\\_.pdf](https://sisgeno.aids.gov.br/anexos/Oficio-Circular%20n%C2%BA.26-2021%20-%20Fluxo%20de%20realiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20Exames%20para%20Tipagem%20Gen%C3%A9tica%20do%20HLA-B5701_.pdf) . Acesso em 04/04/2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Crianças e Adolescentes**, 2018. Disponível em: [file:///C:/Users/57191272/Downloads/pcdt\\_infantil\\_04\\_2019\\_web.pdf](file:///C:/Users/57191272/Downloads/pcdt_infantil_04_2019_web.pdf) . Acesso em 04/04/2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. **PORTARIA Nº 48, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016**. Torna pública a decisão de ampliar o uso do exame para tipificação do alelo HLA-B, para pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA) com indicação de uso do antirretroviral abacavir (ABC), no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. [http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2016/Relatorio\\_AmpliacaoUso\\_ExameAleloHLA-](http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2016/Relatorio_AmpliacaoUso_ExameAleloHLA-)

B\_HIVAids\_final.pdf . Acesso em 04/04/2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **PORTARIA GM/MS Nº 420, DE 2 DE MARÇO DE 2022.** Altera o Anexo 1 do Anexo V à Portaria de Consolidação GM/MS nº 4, de 28 de setembro de 2017, para incluir a síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Disponível em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-420-de-2-de-marco-de-2022-383578277> . Acesso em 08/04/2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Guia para a Rede Laboratorial de Vigilância de Influenza no Brasil.** 2016. Disponível em: [https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia\\_laboratorial\\_influenza\\_vigilancia\\_influenza\\_brasil.pdf](https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_laboratorial_influenza_vigilancia_influenza_brasil.pdf) . Acesso em 20/12/2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Guia de vigilância epidemiológica: emergência de saúde pública de importância nacional pela doença pelo coronavírus 2019 – covid-19.** 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/guia-de-vigilancia-epidemiologica-covid-19/view> . Acesso em 16/02/2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Guia para diagnóstico laboratorial em saúde pública: orientações para o sistema nacional de laboratórios de saúde pública.** 2021. Disponível em: [https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia\\_laboratorial\\_sistema\\_nacional.pdf](https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_laboratorial_sistema_nacional.pdf) . Acesso em 20/12/2021.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA nº 02/2021.** Critérios Diagnósticos das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde – 2021. Disponível em <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nt-022021-revisada-criterios-diagnosticos-de-iras-050521.pdf/view> . Acesso em 29 de junho de 2021.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES Nº 01/2020.** Orientações para vigilância epidemiológica e notificação nacional das infecções Relacionadas à assistência à Saúde (IRAS), da Resistência Microbiana (RM) e do consumo de antimicrobianos. Disponível em <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-tecnica-no-01-2020-gvims-ggtes-anvisa-vigilancia-epidemiologica-das-iras> . Acesso em 10/05/2021

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **NOTA INFORMATIVA Nº 6/2021- DCCI/SVS/MS.** Dispõe sobre a recomendação do medicamento Raltegravir 100mg (RAL) granulado para suspensão oral no tratamento de crianças expostas ou vivendo com HIV, o diagnóstico de infecção pelo HIV em crianças com menos de 18 meses de idade e sobre o tratamento para crianças vivendo com HIV, e inclui orientações do manejo de crianças expostas ao HIV pré-termo e ou/ baixo peso. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/legislacao/nota-informativa-no-62021-dccisvsmms> . Acesso em 20/12/2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **OFÍCIO CIRCULAR Nº 15/2021/CGIST/DCCI/SVS/MS.** Dispõe sobre novo fluxo para solicitação de acesso ao Sistema LAUDO. Disponível em: <https://sisgeno.aids.gov.br/anexos/Of%C3%ADcio%20Circular%20n%C2%BA.15-2021%20-%20Novo%20fluxo%20para%20solicita%C3%A7%C3%A3o%20de%20acesso%20ao%20>

Sistema%20LAUDO.pdf . Acesso em 20/12/2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva. **Manual de Gestão de Qualidade para Laboratório de Citopatologia** – 2ª. ed. Rev. ampl. 2016. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/publicacoes/manuais/manual-de-gestao-da-qualidade-para-laboratorio-de-citopatologia>. Acesso em 20/12/2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017.** Disponível em: [http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Legislacoes/Portaria\\_Consolidacao\\_1\\_28\\_SETEMBRO\\_2017.pdf](http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Legislacoes/Portaria_Consolidacao_1_28_SETEMBRO_2017.pdf). Acesso em 20/12/2021.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 02/2015.** Orientações Gerais para a implantação da Sub-rede analítica de Resistência Microbiana em Serviços de saúde. Disponível em [https://www.saude.gov.br/images/imagens\\_migradas/upload/arquivos/2017-02/nota-tecnica-implantaCAo-de-sub-rede-resistEncia-microbiana---no\\_-02\\_2015--gvims-anvisa.pdf](https://www.saude.gov.br/images/imagens_migradas/upload/arquivos/2017-02/nota-tecnica-implantaCAo-de-sub-rede-resistEncia-microbiana---no_-02_2015--gvims-anvisa.pdf). Acesso em 10/05/2021

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de setembro de 2017.** Disponível em: [https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0003\\_03\\_10\\_2017.html](https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0003_03_10_2017.html). Acesso em 20/12/2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Manual de orientações para coleta de amostras biológicas para diagnóstico laboratorial no Instituto Evandro Chagas, 2019.** Disponível em <https://www.iec.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/MANUAL-DE-COLETA-DE-AMOSTRAS-IEC.pdf> Acesso em 16/08/2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Vigilância da resistência do gonococo aos antimicrobianos no Brasil.** Boletim Epidemiológico, Brasília, v. 51, n. 27, p. 25-30, jul. 2020b.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **OFÍCIO CIRCULAR Nº 22/2021/CGIST/DCCI/SVS/MS.** Implantação Piloto da Rede de Laboratórios de Biologia Molecular para Detecção de Clamídia e Gonococo (CT/NG). Brasília, 29 de junho de 2021.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 20, DE 10 DE ABRIL DE 2014.** Dispõe sobre regulamento sanitário para o transporte de material biológico humano. Disponível em [https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2014/rdc0020\\_10\\_04\\_2014.pdf](https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2014/rdc0020_10_04_2014.pdf). Acesso em 10/02/2020.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA -RDC Nº 504, DE 27 DE MAIO DE 2021.** Dispõe sobre as Boas Práticas para o transporte de material biológico humano. Disponível em [https://pncq.org.br/wp-content/uploads/2021/06/RDC-504\\_27-mai-2021.pdf](https://pncq.org.br/wp-content/uploads/2021/06/RDC-504_27-mai-2021.pdf). Acesso em 10/02/2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Triagem Neonatal Biológica- Manual Técnico.** 2016. Disponível em: [https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/triagem\\_neonatal\\_biologica\\_manual\\_tecnico.pdf](https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/triagem_neonatal_biologica_manual_tecnico.pdf). Acesso em 10/02/2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Nota Técnica Nº

1020/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS. Atualizações acerca das notificações da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) associada à COVID-19. Disponível em: <https://www.cosemssp.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Nota-Tecnica-no-1020-2021-CGPNI/DEIDT-SVS-MS.pdf> . Acesso em 08/04/2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Nota Técnica Nº 60/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS. Sorologia para SARS-CoV-2 para os casos suspeitos de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica Temporalmente associada à COVID-19. Disponível em: <http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/Nota-Tecnica-60-2021-CGPNI-DEIDT-SVS-MS.pdf>. Acesso em 08/04/2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. **Biocontenção: o gerenciamento do risco em ambientes de alta contensão biológica NB3 e NBA3** – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2015.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018**. Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2018/rdc0222\\_28\\_03\\_2018.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2018/rdc0222_28_03_2018.pdf). Acesso em 16/08/2021.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **NR 6 – Equipamento de Proteção Individual - EPI**. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-06.pdf>

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **NR 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais**. Disponível em: [https://www.pncq.org.br/uploads/2016/NR\\_MTE/NR%209%20-%20PPRA.pdf](https://www.pncq.org.br/uploads/2016/NR_MTE/NR%209%20-%20PPRA.pdf)

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **NR 32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE**. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-32-atualizada-2022.pdf>

CLSI. Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI). **Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing**; 20th Informational Supplement. CLSI document M100-S20. CLSI, Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standard Institute, 2010

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Hand, foot, and mouth disease (HFMD). 2021. Disponível em <https://www.cdc.gov/hand-foot-mouth/index.html> Acesso em 16/08/2021.

EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL. **RAPID RISK ASSESSMENT- Enterovirus detections associated with severe neurological symptoms in children and adults in European countries**. August 2016. Stockholm: ECDC; 2016 Disponível em <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/01-08-2016-RRA-Enterovirus%2071-Spain%2C%20France%2C%20Netherlands.pdf> . Acesso em 16/08/2021.

OPAS. **Orientações sobre os testes de sarampo e rubéola realizados na rede de**

**laboratórios da Região das Américas.** Organização Pan-Americana da Saúde, 2020. Disponível em: [https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53111/9789275719978\\_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53111/9789275719978_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y). Acesso em 08/04/2022.

**OPAS. Manual de Biossegurança Laboratorial.** Quarta Edição. 2021. Disponível em: [https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54521/9789275724170\\_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54521/9789275724170_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y). Acesso em 08/04/2022.

**PNCQ. Manual de Coleta em Laboratório Clínico 3ª Edição - 2019.** Programa Nacional de Controle de Qualidade. Disponível em: [https://pncq.org.br/wp-content/uploads/2020/05/PNCQ-Manual\\_de\\_Coleta\\_2019-Web-24\\_04\\_19.pdf](https://pncq.org.br/wp-content/uploads/2020/05/PNCQ-Manual_de_Coleta_2019-Web-24_04_19.pdf). Acesso em 08/04/2022.

**RIO DE JANEIRO. Secretaria de Estado de Saúde. Subsecretaria de Vigilância em Saúde. Laboratório Central Noel Nutels. Orientações para cultura de material usado no diagnóstico laboratorial da difteria.** Disponível em: <http://www.riocomsaude.rj.gov.br/Publico/MostrarArquivo.aspx?C=BtEHe%2BAYsUY%3D#:~:text=DE%20MATERIAL%20USADO-.NO%20DIAGN%3%93STICO%20LABORATORIAL%20DA%20DIFTERIA,e%20preferencialmente%2C%20ANTES%20DA%20ANTIBIOTICOTERAPIA>. Acesso em 16/08/2021.

**SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Síndrome Mão-Pé-Boca.** Setembro 2019. Disponível em [https://www.sbp.com.br/fileadmin/user\\_upload/22039d-DocCient\\_Sindrome\\_Mao-Pe-Boca.pdf](https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22039d-DocCient_Sindrome_Mao-Pe-Boca.pdf). Acesso em 16/08/2021.

**WORLD HEALTH ORGANIZATION. Western Pacific Regional. A Guide to Clinical Management and Public Health Response for Hand, Foot and Mouth Disease (HFMD), 2011.** Disponível em [https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/5521/9789290615255\\_eng.pdf](https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/5521/9789290615255_eng.pdf). Acesso em 16/08/2021.

**BRASIL. Ministério da Saúde. OFÍCIO CIRCULAR Nº 26/2021/CGIST/.DCCI/SVS/MS.** Assunto: Fluxo de realização de Exames para Tipagem Genética do HLAB\*5701. Disponível em: <https://sisgeno.aims.gov.br/anexos/Oficio-Circular%20n%C2%BA.26-2021%20-%20Fluxo%20de%20realiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20Exames%20para%20Tipagem%20Gen%C3%A9tica%20do%20HLA-B5701.pdf>. Acesso em 04/04/2022.

**BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Crianças e Adolescentes, 2018.** Disponível em: [file:///C:/Users/57191272/Downloads/pcdt\\_infantil\\_04\\_2019\\_web.pdf](file:///C:/Users/57191272/Downloads/pcdt_infantil_04_2019_web.pdf). Acesso em 04/04/2022.

**BRASIL. Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 48, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016.** Torna pública a decisão de ampliar o uso do exame para tipificação do alelo HLA-B, para pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA) com indicação de uso do antirretroviral abacavir (ABC), no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

OFÍCIO CIRCULAR Nº 2/2024/CGAHV/.DATHI/SVSA/MS

[http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2016/Relatorio\\_AmpliacaoUso\\_ExameAleloHLA-B\\_HIVAids\\_final.pdf](http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2016/Relatorio_AmpliacaoUso_ExameAleloHLA-B_HIVAids_final.pdf)

NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 01/2024 DCDT/LACEN/DVS

NOTA TÉCNICA Nº 176/2024-CGHA/.DATHI/SVSA/MS

ANEXO A



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA  
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE  
LABORATÓRIO CENTRAL DO ESTADO

LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DO BPA-I			
Pesquisa de anticorpos contra o Vírus da Hepatite C (anti-HCV)			
IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE (SOLICITANTE)			
UNIDADE SOLICITANTE		CNES	
DADOS DO PACIENTE			
NOME DO PACIENTE			Nº DO PRONTUÁRIO
CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE (CNS)	DATA DO NASCIMENTO	SEXO	RAÇA/COR
NOME DA MÃE		DDD	TELEFONE
NOME DO RESPONSÁVEL		DDD	TELEFONE
ENDEREÇO (Rua, Nº, Bairro)			
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA		CEP	
CÓDIGO IBGE MUNICÍPIO		Nº DE NOTIFICAÇÃO	
MUNICÍPIO DE ORIGEM		UF	CÓDIGO IBGE MUNICÍPIO
DADOS DA SOLICITAÇÃO			
CÓDIGO DO PROCEDIMENTO <b>020203067-9</b>	PROCEDIMENTO Pesquisa de anticorpos contra o Vírus da Hepatite C (anti-HCV)		
JUSTIFICATIVA DO PROCEDIMENTO			
HIPÓTESE DIAGNÓSTICA		CID 10	
Motivo pelo qual o exame está sendo solicitado			
<input type="checkbox"/> Triagem sorológica (1ª amostra) <input type="checkbox"/> Triagem sorológica (2ª amostra)			
SOLICITAÇÃO			
NOME DO PROFISSIONAL SOLICITANTE		ASSINATURA E CARIMBO	
DOCUMENTO <input type="checkbox"/> CNS <input type="checkbox"/> CPF	Nº DO CNS/CPF		
DATA DA COLETA			
AUTORIZAÇÃO		ASSINATURA E CARIMBO	



Avenida Augusto Montenegro, 524, Parque Guajará, CEP: 66.823-010. Belém-Pará  
Fone (91) 3202-4902 / 3202-4920  
E-mail: [direcao.lacen@lacen.pa.gov.br](mailto:direcao.lacen@lacen.pa.gov.br)

SECRETARIA DE  
**SAÚDE PÚBLICA**



[www.saude.pa.gov.br](http://www.saude.pa.gov.br)

   /sespapara