

CARTILHA

Armazenamento, higienização e utilização das canetas de insulinas.

Importante: sua caneta é reutilizável. Não jogue a caneta fora após o uso.

A caneta para aplicação da insulina que você está recebendo pode ser utilizada por até 3 anos após o primeiro uso ou 5.000 aplicações.



DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



GOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ



Como utilizar sua caneta



O primeiro passo para iniciar a utilização de sua caneta para aplicação de insulina é a lavagem das mãos com água e sabão, para diminuir riscos de contaminação.



Verifique o rótulo da insulina a ser utilizada, para ter certeza que estará fazendo o uso do medicamento correto, isso é especialmente importante se você utiliza mais de um tipo de insulina.



Verifique se você possui agulhas compatíveis com sua caneta aplicadora de insulina.



Para inserir seu cartucho de insulina na caneta aplicadora de insulina, abra sua caneta, retirando a tampa



Gire (desenrosque) para abrir o porta cartucho insira seu cartucho de insulina, e rosqueie o porta cartucho novamente.



Como utilizar sua caneta



Higienização: Limpe a almofada de borracha do cartucho com algodão (ou a ponta de um cotonete) umedecido em álcool e deixe secar. Este passo deve ser realizado a cada troca de cartucho de insulina.

Colocação da agulha



Com uma agulha, compatível com a caneta, remova o lacre protetor.



Rosqueie no suporte do cartucho .
E retire a tampa externa da agulha e guarde para utilizar depois.



Em seguida retire a tampa interna da agulha



Uma vez retirada esta tampa nunca tente recolocá-la,
pois você pode se machucar com a agulha.



Como utilizar sua caneta



Ajuste da dose da insulina:

Antes de cada injeção, pode acontecer acúmulo de pequenas quantidades de ar no carpule durante seu uso normal, sendo assim, para se evitar a aplicação de ar e ter a certeza da dosagem correta a ser aplicada, é sempre bom fazer o ajuste de fluxo antes de cada aplicação.

****Para o ajuste de fluxo, gire o seletor de dose da caneta aplicadora para 02 unidades.**

Segure a caneta com a agulha apontada para cima e bata levemente com o dedo no carpule algumas vezes, fazendo com que qualquer bolha de ar existente no carpule vá para o topo.

Mantendo a agulha voltada para cima, pressione o botão ejetor completamente até que o seletor de dose retorne para o zero (0) e você consiga notar uma gota de insulina aparecer na ponta da agulha.



Selecionando sua dose de insulina

Você deve girar o seletor de dose para selecionar o número de unidades a ser aplicada, conforme a necessidade, ao girar o seletor de doses tome cuidado para não pressionar o botão injetor, o que poderá causar saída de insulina.

**** No caso da caneta que você está recebendo, ela possui a capacidade de aplicação de até 60 UI, não podendo selecionar mais do que essa dose. Caso o paciente necessite utilizar mais do que 60 UI em uma única dose, ele necessitará fazer duas aplicações.**



Como utilizar sua caneta



Aplicação:

com a dose já selecionada, insira a caneta em um ângulo de 90°C, aplique o medicamento de forma lenta e mantenha, até que o botão injetor chegue ao número zero. (0) e continue pressionando o botão injetor por 10 segundos, garantindo a aplicação de dose total.

Mantendo a agulha voltada para cima, pressione o botão ejetor completamente até que o seletor de dose retorne para o zero (0) e você consiga notar uma gota de insulina aparecer na ponta da agulha.

*** retire a agulha da pele, e em seguida, solte o botão injetor. Certifique-se de que o seletor de dose retornou a zero

Coloque a proteção externa na agulha, sem tocar na tampa, quando agulha já estiver tampada pressione cuidadosamente a tampa externa completamente e desenrosque a agulha a cada uso, após retirar a agulha, coloque a tampa da caneta aplicadora de insulina.(01 agulha por dia).

Antes de aberto, armazenar seu medicamento (Insulina) em geladeira na temperatura entre 2°C e 8°C. Mantenha distante do congelador. Não congele.

Armazenamento da caneta de insulina

Armazenar a caneta (sem o medicamento) em temperatura ambiente, longe de umidade, poeira, altas temperaturas extremas e luz solar direta.

Mantenha sempre seu dispositivo e agulhas fora do alcance- de outras pessoas, especialmente crianças.





DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ

www.saude.pa.gov.br

    /sespapara



OUVIDORIA
SESPA

(91) 3212-5000

ouvidoria@sespa.pa.gov.br

ACCESSE

